

MIRAFIT® KOLČIĆI

HR Upute za uporabu

Kolčići od staklenih/karbonskih vlakana

- Izaberite staklene/karbonske kolčiće vodeći računa da ostane dovoljno prostora za cement između kolčića i zida korijenskog kanala.
- Ne koristite kolčiće, ako korijen zuba nije dobro učvršćen u alveoli zbog bolesti zuba.
- Polako penetrirajte u kanal zuba proširivačem adekvatne rotacije (otprilike 500 – 1500 rpm.), kontinuiranim pomicanjem svrdla gore i dolje.
- Pokreti gore i dolje u kanalu trebaju biti pod istim kutem.

MIRAFIT kolčići nisu pogodni za teleskope i krunice sa pridruženim čvrstim članovima mosta, bez kvalitetne potpore preostale zdrave zubne supstance.

Proizvod je samo za jednokratnu upotrebu. Ako se koriste više puta gube svoju funkciju, a i postoji opasnost od infekcije.

	Mirafit White Radiopaktni	Mirafit Carbon Ne radiopaktni
Set: 18 kom	REF 356 044	REF 356 040
Refil L2, 6 kom	REF 356 045	REF 356 041
Refil L3, 6 kom	REF 356 046	REF 356 042
Refil L4, 6 kom	REF 356 047	REF 356 043

201806280

 **CE0197**



MIRAFIT® STIFTE

D Gebrauchsanweisung

Glasfaser- & Karbonstifte

- Den Glasfaser-/Karbonstift so auswählen, dass zwischen Wurzelkanal und Stift ausreichend Platz für den Befestigungszement bleibt.
- Nicht anwenden, wenn aufgrund von Zahnerkrankungen die zu versorgende Wurzel nicht stabil im Zahnhalteapparat verankert ist.
- Den Reamer bei angepasster Umdrehungszahl (ca. 500 bis 1500 U/Min.) unter ständigen Auf- und Abwärtsbewegungen in den Wurzelkanal einbringen.
- Darauf achten, dass bei den Auf- und Abwärtsbewegungen immer der gleiche Arbeitswinkel eingehalten wird!

MIRAFIT Stifte sind nicht geeignet bei Teleskop- oder Konuskronen, an welchen stabile Elemente einer Brückenkonstruktion angebracht sind, ohne dass eine ausreichende Unterstützung von gesundem Restzahnbestand vorhanden ist.

Das Produkt ist zur einmaligen Anwendung bestimmt. Bei einer Wiederverwendung ist die Funktion des Produktes nicht gewährleistet und es besteht hohe Infektionsgefahr.

	Mirafit White radiopak	Mirafit Carbon nicht radiopak
Kit, 18er	REF 356 044	REF 356 040
Refill L2, 6er	REF 356 045	REF 356 041
Refill L3, 6er	REF 356 046	REF 356 042
Refill L4, 6er	REF 356 047	REF 356 043

 **CE0197**



MIRAFIT® POSTS

GB Instructions for Use

Glass fibre & Carbon fibre posts

- Select glass fibre/carbon pin in a way that there is enough space for the cement between root canal and pin.
- Don't use in case the root to be treated is not firmly anchored in the alveole due to tooth diseases.
- Penetrate the root canal with continuous up- and downwards movements of the reamer with adequate rotation (approx. 500 – 1,500 rpm).
- The up- and downwards movements have to be done considering an identical operation angle!

MIRAFIT posts are not suitable for telescope and cone crowns with attached firm elements of a bridge construction without a sufficient support of remaining healthy tooth substance.

The products are for single-use only. Their functionality can no longer be guaranteed if used more than once. Furthermore, a re-use leads to a high risk of infection.

	Mirafit White radioopaque	Mirafit Carbon not radioopaque
Kit, 18 pcs.	REF 356 044	REF 356 040
Refill L2, 6 pcs.	REF 356 045	REF 356 041
Refill L3, 6 pcs.	REF 356 046	REF 356 042
Refill L4, 6 pcs.	REF 356 047	REF 356 043

 **CE0197**



MIRAFIT® WKŁADY

PL Instrukcja użycia

Wkłady korzeniowe z włókien szklanych (white) i z włókien węglowych (carbon)

- Wybierając rozmiar wkładu, należy pamiętać o zachowaniu przestrzeni pomiędzy wkładem a ścianą, kanału korzeniowego, która jest niezbędna przy procedurach cementowania
- Wkładow nie cementujemy w kanale korzeniowym zęba, który ze względu na możliwe powikłania nie jest stabilnie umocowany w tkance przyzębia
- Kanał korzeniowy opracowujemy, przy użyciu dostarczonego poszerzacza kanałowego (około 500 do 1500 obr./min) wykonując naprzemiennie ruch do góry i dołu.
- Upewnij się, że podczas ruchu w górę i w dół, zachowany jest taki sam kąt pracy.

Ze względu na małą stabilność konstrukcji, wkłady **MIRAFIT** nie nadają się do mocowania pod korony teleskopowe, na których podparte są uzupełnienia protetyczne.

Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie wkładu nie gwarantuje zachowania jego funkcji i stwarza wysokie ryzyko powikłań.

	Mirafit White radioopakerowe	Mirafit Carbon nie radioopakerowe
Zestaw:18 wkładów	REF 356 044	REF 356 040
Uzupełnienie: 6 wkładów L2	REF 356 045	REF 356 041
Uzupełnienie: 6 wkładów L3	REF 356 046	REF 356 042
Uzupełnienie: 6 wkładów L4	REF 356 047	REF 356 043

 **CE0197**

