



# Labor Deals 2016

gültig bis zum 31.12.2016



Bewährte **uvex** Qualität -  
Neuer Name =



### Proto-Cam Gesichtsschutzschild



- Aus nicht-reflektierendem Polycarbonat
- Leichter Brillenbügel zur Kopfbefestigung (25 g)
- Ideal bei Arbeiten mit dem Prophylaxestrahlergerät

Artikelbeschreibung	REF	€
weißer Bügel mit 5 Wechselschilden	355 535	33,95
transparenter blauer Bügel mit 5 Wechselschilden	355 546	33,95
Packung mit 5 Ersatzschilden	355 536	19,95



### iSpec Classic Fit uvex Astro Lite



- Uneingeschränkte Seitensicht
- Besonders geeignet für schlanke Kopfform
- Bügellänge und -winkel individuell einstellbar
- Exzellente Chemikalienbeständigkeit

Fassung	Scheibe	REF	€
blau/schwarz	farblos	355 562	16,10
rot/schwarz	farblos	355 564	16,10
Ersatzscheibe	farblos	355 568	9,00



### iSpec Pure Fit uvex pheos



- Schutzbrille mit großem Sichtfeld und perfektem Rundumschutz
- Duosphärische Schutzscheibe bietet optimale Augenabdeckung
- „Climazone-Technologie“ im Bügel für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hoher Tragekomfort durch Anti-Rutsch-Komponenten

Fassung	Scheibe	REF	€
hellgrau/grau	farblos	355 607	19,40
schwarz/grün	farblos	355 608	19,40
schwarz/orange	grau	355 609	20,40
small: weiß/grün	farblos	355 610	18,90
small: anthrazit/grau	farblos	355 611	18,90



### H&W Classic Formschöne und komfortable Schutzbrille

- Weiche Softbügel, durch Auszugssicherung individuell einstellbar
- Bietet umfassenden Schutz mit 180° freiem Blick
- Farblose Scheibe mit HC/AF Beschichtung (antifog + kratzfest)
- Scheibe aus 100 % schlagfestem Polycarbonat

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W Classic	355 622	11,95



### H&W OTG II Überbrille mit großem Sichtfeld

- Kein Bügelkontakt mit vorhandener Korrekturbrille
- Gute Abdeckung des Augenraumes

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W OTG II	355 618	4,95



### H&W Panorama II Für schmale Gesichtsform

- Bügel mit ergonomischer Neigung

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W Panorama II	355 617	4,95





## Studienmodell Demo Implant C+B

Transparentes Demonstrationsmodell mit prothetischen Arbeiten

- Darstellung verschiedener In-/Onlays und Implantatarbeiten
- Maßstab 1:1
- 11 herausnehmbare Arbeiten zur Patientenaufklärung (nachbestellbar)
- Gefertigt aus durchsichtigem, robustem Kunststoff

Artikelbeschreibung	REF	€
Studienmodell Demo Implant C+B, komplett	355 638	149,95
Ersatz-Set Prothetische Arbeiten (11-teilig)	355 639	39,95



## Orange Solvent® Reinigungslösung

- Zum Entfernen von Abformpasten, Zinkoxid-Zementen, Dispersionskleber (Etikettenaufkleber) von Instrumenten
- Ideal zur Reinigung von Edelstahl
- Oberflächen glänzen und werden geschützt
- Frischer Orangenduft

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Orange Solvent Spray	200 ml	554 201	7,95
Orange Solvent Liquid	250 ml	554 102	9,90



## Praxipolish® Plus Reinigungsschaum zur Praxispflege

- Entfernt mühelos Schmutz, Ränder, Flecken etc.
- Für Geräte, Kunststoff-, Holzoberflächen etc.
- Unterstützt bakterizide und desinfizierende Reinigung
- Getestet vom „Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle“ IKI Gießen

Bestseller!



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Praxipolish Plus	400 ml	554 208	8,30

## Bravo Portable II Kräftiger, tragbarer Mikromotor

- Arbeiten ohne Steckdose, ideal bei Hausbesuchen
- Stufenlos regelbarer Motor mit Vor- und Rückwärtslauf
- Geeignet für jedes Standardhand- und -winkelstück mit planem Aufnahme-schaft ohne Intraspray und ohne Lichtleiter
- Aufladbarer, langlebiger Akku

Artikelbeschreibung	REF	€
Bravo Portable II mit Tasche und Ladegerät (bis 25.000 U/min)	452 102	495,00
Bravo Marathon Portable III mit Tasche und Ladegerät (bis 35.000 U/min)	452 130	595,00

Bravo Portable II



Bravo Portable III



## Airsonic® Mini Sandblaster Handliches Sandstrahlgerät

- Zum Aufrauen der Klebeflächen von Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc.
- Ideal für alle Metalle und Keramiken
- Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken

Artikelbeschreibung	REF	€
Sandblaster mit Standarddüse 60° und 20 g Pulver (50 µm)	401 080	209,50
Airsonic Alu-Oxyd 50 µm, 500 g	605 084	10,20
Airsonic Alu-Oxyd 90 µm, 500 g	605 086	10,20



## Airsonic® Absorbo Box Tragbare Absaugbox

- Das Abstrahlmaterial wird im Filter vollständig gesammelt
- Sehr leises und leistungsstarkes Gerät
- Kein separates Absaugsystem erforderlich

Technische Daten  
B 35,6 cm x H 22 cm x T 37 cm  
ca. 2,8 kg

Artikelbeschreibung	REF	€
Airsonic Absorbo Box	401 082	457,30
Ersatzfilter	401 092	17,30




## Speed Labolight® Universal Lichtpolymerisationsgerät

- Nanometerbereich 320 – 550 nm
- Optimierte Lichtmischung für eine homogene und sichere Aushärtung
- Ringförmige Anordnung von acht Stableuchten um einen Drehteller und eine Halogenlampe
- Intervalldrehteller für gleichmäßige Lichteinwirkung und Aushärtung
- Einstellbar von einer Sekunde bis 99 Minuten, Überhitzungsschutz, Polymerisationstemperatur in der Kammer steigt nicht über 40 °C
- Langlebige (ca. 1.000 Stunden), leicht austauschbare Leuchtmittel

Technische Daten	
Netzspannung:	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	225 W
Sicherung:	1 x 2,5 A
Leuchten:	8 x 9 W T1 (Weißlicht) 4 x 9 W T8 (UV-A) 1 x 150 W (Halogen)
Maße (B x H x T):	25 x 29 x 24 cm
Gewicht:	7 kg
Drehteller:	ø 14 cm

Artikelbeschreibung	REF	€
Gerät inkl. 13 Leuchtmitteln	401 125	1.136,85



## APT III Brenner Komfortabler Brenner mit Einhandbedienung

- Auslösen der Zündung ohne das Instrument aus der Hand zu legen
- Stufenlos regulierbare Flamme
- Transportsicherung
- Nachfüllbar mit APT-Gas (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelbeschreibung	REF	€
APT III Brenner	401 001	130,50



## Dipol® Bewährtes Netzmittel für alle phosphat- und gipshaltigen Einbettmassen

- Für einen exakten sauberen Guss
- Wachsentsfettend, wachsoberflächenentspannend
- Enthält keine störenden Chemikalien, die die Abbindung verzögern oder zu rauen Oberflächen führen
- Eignet sich auch als Netzmittel auf Abformungen aus Silikon und Polyether
- Formaldehydfrei, alkoholfrei

Artikelbeschreibung	REF	€
Set mit 1l Flasche + 1 Pumpflasche (leer)	605 044	37,00
Pumpflasche (gefüllt), 100 ml	605 043	8,70



400 ml



## Mirapor Isoliert Gips gegen Gips

- Ohne jegliche Filmbildung, da nicht silikongebunden
- Exakte, sehr leichte Trennung
- Gipskonter lösen sich ohne Hilfsmittel
- Kein Verfärben der Modelle
- Die Poren des Gipses sind gegen Schmutz und Wasser versiegelt
- Gipsoberflächen können mit Bürste oder Lappen hochglanzpoliert werden

Artikelbeschreibung	REF	€
Set: 1 L Flasche + 1 Pumpflasche (leer)	605 113	37,80
Pumpflasche (gefüllt), 100 ml	605 119	10,70



## Mirawet Konservierende Anmischflüssigkeit für alle Bimssteinpulver

- Hält die Poliermasse den ganzen Tag cremig
- Konservierende Eigenschaften
- Unbedenklich bei Hautkontakt
- pH-neutral
- Biologisch abbaubar

Artikelbeschreibung	REF	€
Mirawet, 5 l	554 105	42,45





400 ml



400 ml

## Corund SC

### Fest angreifendes Schleifmaterial

- In den Körnungen 80-220
- Das spitze Korn bleibt lange erhalten und nutzt sich langsam ab
- Auf 15 mm breiten Rollen



Fassung	Länge	Körnung	REF	€
Corund SC 80	25 m	80	605 016	7,20
Corund SC 100	30 m	100	605 017	7,40
Corund SC 120	30 m	120	605 018	7,40
Corund SC 150	30 m	150	605 019	7,40
Corund SC 180	50 m	180	605 020	12,10
Corund SC 220	50 m	220	605 021	12,10

## Non-Stick®

### Spezial Silikonspray

- Isolier-, Schutz- und Pflegespray
- Unerlässlich zur Pflege von Artikulatoren
- Kondylen, Kugeln und alle beweglichen Teile gleiten sehr leicht
- Zur Oberflächenisolierung von Präzisionsnormer Matern gegen Gips
- Verhindert Anhaften von Gips an Trimmern, Küvetten und Gummiauf-lagen von Rüttlern etc.
- Macht Tür- und Gerätescharniere leichtgängig



Artikelbeschreibung	REF	€
Non-Stick, 400 ml	554 206	9,50

## Occlu® Spray Plus

### Hochwertiges, grünes Okklusionspray

- Zur Markierung von Kontaktpunkten durch direktes Aufsprühen auf die Okklusionsflächen oder Kroneninnenseiten
- Mikro-Pulverschicht für höchste Genauigkeit
- Pulverschicht mit Wasser leicht zu entfernen
- Sparsamer Verbrauch



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Spraydose, grün	75 ml	554 205	9,90
Spraydose, grün	50 ml	554 211	7,95

## Protho Clean®

### Vollsynthetisches Pflegemittel zur Reinigung und Hochglanzpolitur von Kunststoffprothesen

- Ästhetische Aufwertung der Präsentation Ihrer prothetischen Arbeit
- Zum Entfernen von Poliermittel- und Monomerresten auf Zahnersatz
- Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit weichem Tuch abwischen
- Angenehmer Minzgeschmack



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Protho Clean	75 ml	554 220	9,30

## Mirapont®

### Heller, hoch präziser Spezialkunststoff für Stümpfe und Modelle

- Sehr dünn und leicht fließendes Material
- Beide Komponenten A und B im Verhältnis 1:1 sind in 30 Sekunden angerührt
- Zum Ausgießen von Abformungen aus Silikon, Alginate, reversiblen Hydrokolloid u. Thermoplast
- Nach 90 min. wird entformt, gesägt, beschliffen



Artikelbeschreibung	REF	€
Mirapont 500 g Inhalt: je 250 g Komponente A und B, 2 Dosierflaschen A und B, 200 ml Agent Plus, 50 g Sillifit, 5 Messbecher, 1 Anmischbecher mit Gießtülle, 2 große Anmischspatel, 5 kleine Anmischspatel, Einmalhandschuhe	203 010	143,50
Mirapont 1.000 g Inhalt: je 2 x 250 g Komponente A und B, 2 Dosierflaschen A und B, 200 ml Agent Plus, 100 g Sillifit, 5 Messbecher, 1 Anmischbecher mit Gießtülle, 2 große Anmischspatel, 5 kleine Anmischspatel, Einmalhandschuhe	203 011	198,00

## Vernax® S / Vernax® G

### Distanzlacke für Stümpfe etc.

- Silber- und goldfarben
- Gleichmäßiger Film von ca. 10 Micron
- Unlöslich gegen Isoliermittel und Abdampfen
- Hitzebeständig beim Tiefziehen und Tauchwachsen
- Schnelltrocknend




Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Vernax S (silberfarben), Pinselflasche	20 ml	605 065	19,95
Vernax G (goldfarben), Pinselflasche	20 ml	605 066	21,50

## Carat® Base Paste Keramiksystem

Carat Ecoline ist für fast alle hochschmelzenden edlen und nichtedlen Basislegierungen geeignet und wurde speziell für den WAK-Bereich von 13,9 – 15,1 X 10-6 K-1 (25 – 600 °C) entwickelt. Carat Ecoline bietet herausragende thermische Stabilität und „vergift“ kleine Technik- oder Ausstattungsfehler.

- Einfache Handhabung
- Zeitsparend
- Exzellente Kompatibilität mit den VITA-Farben

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Basispaste einzeln	2 ml	604 407	17,30



## Carat® Biopaque® Keramische Grundmasse mit Streukristallen

Streukristalle sorgen für eine einheitliche Oberflächenrauheit und natürliche Lichtreflexionen. Abhängig von der Zahnfarbe kommen helle oder dunkle Streukristalle zum Einsatz. Um die gewünschte Oberflächenrauheit zu erzielen, werden die transparenten Streukristalle verwendet, die in der Keramik für eine natürliche Lichtbrechung sorgen.

- Sichere und einfache Handhabung
- Gleichmäßige und dünne Schicht
- Sparsamer Verbrauch
- Einfache Individualisierung
- Natürliche Lichtbrechung
- Sofort gebrauchsfertig
- Exzellente Haftung

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Streukristalle einzeln dunkel	10 g	604 205	23,95
Streukristalle einzeln hell	10 g	604 206	23,95
Streukristalle einzeln transparent	10 g	604 207	23,95



## Carat® Isolating Fluid Isolierflüssigkeit Gips gegen Keramik

- Ideal zur Isolierung von Gipsoberflächen, die mit keramischen Massen in Kontakt kommen
- Der dünne Isolierfilm verhindert ein Anhaften der Keramikmassen am Gipsmodell
- Für alle gängigen Keramikmassen

Artikelbeschreibung	REF	€
Carat Isolation Fluid, 10 ml	604 222	14,80
Carat Isolation Fluid, 50 ml	604 223	49,90



## Membranbox Transport- und Aufbewahrungsbox mit Innenmembran

- Zwei Membranfolien halten den Inhalt schonend und gut sichtbar fest
- Sicherheitsverschluss
- Kein Klappern, da zwei Membranfolien auch kleinste Teile absolut schonend fixieren
- Stapelbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Small: für Einzelkronen, Inlays etc (12 Boxen)	304 603	17,95
XXL: für zwei Modelle	304 605	7,30



## Compo Blitz Diamantimpregnierte Naturfilzräder

- Zur Hochglanzpolitur von Komposit und Keramik
- Polierzeit 15 Sek., Reibungstemperatur unter 30 °C
- Für WST montiert
- Räder mit Ø 9 mm in 2 Stärken: 1,5 mm / dünn und 3 mm / stark

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Compo Blitz Set sortiert je 6x 1,5 und 3 mm	12 Stück	503 086	26,40
Compo Blitz Set, Größe: dünn 1,5 mm	12 Stück	503 087	26,40
Compo Blitz Set, Größe: stark 3 mm	12 Stück	503 088	31,10



## Mirabol® Grüne flexible Anmischgefäße

- Einfach zu reinigen
- Für Alginate, Gips etc.
- Besonders hochwertiges, flexibles Material

Artikelbeschreibung	Ø	Höhe	REF	€
Nr. 1 (large)	12 cm	9 cm	304 331	8,60
Nr. 2 (x-large)	13 cm	11 cm	304 332	10,30
Nr. 3 (jumbo)	17 cm	13 cm	304 333	12,90
Gips-Spatel RS			304 314	8,20



## Xylitol Chewing Gum Zahnpflegekaugummi

- Zu 100 % mit natürlichem Xylitol gesüßt
- Kariespräventiv, plaquehemmend und remineralisierend
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose, Gluten und Fructose
- Vegan

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Spearmint	30 g / 30 St	630 079	2,40
Pfefferminz	30 g / 30 St	630 080	2,40
Zimt	30 g / 30 St	630 081	2,40
Frucht	30 g / 30 St	630 082	2,40
Cranberry	30 g / 30 St	630 090	2,40
Grüner Tee	30 g / 30 St	630 091	2,40
Schüttverpackung mit 200 Stück à 2 Dragées einzelverpackt		635 069	19,95

**Hinweis:** Kaugummi mit Süßungsmittel. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Zutaten Spearmint, Pfefferminz und Cinnamon: Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel: Glycerin, Emulgator: **Sojalecithin**, Farbstoff: Titandioxid, Überzugsmittel: Carnaubawachs. Zutaten Fresh Fruit und Cranberry: Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel: Glycerin, Säureregulator: Apfelsäure, Emulgator: **Sojalecithin**, Farbstoff: Titandioxid, Überzugsmittel: Carnaubawachs. Zutaten Green Tea: Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel: Glycerin, Pflanzenextrakt (Grüner Tee), Emulgator: **Sojalecithin**, Farbstoff: Titandioxid, Überzugsmittel: Carnaubawachs. Zutaten Apple und Strawberry: Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma, Säureregulator: Apfelsäure, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel: Glycerin, Farbstoff: Titandioxid, Emulgator: **Sojalecithin**, Überzugsmittel: Carnaubawachs.

## Xylitol Chewing Gum für Kids

- Zu 100 % mit Xylitol gesüßt
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose und Gluten
- Kariespräventiv, plaquehemmend und remineralisierend

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Apfel	30 g / 30 St.	630 192	2,40
Erdbeere	30 g / 30 St.	630 193	2,40
200er Beutel à 2 Dragees (sortiert)		635 209	19,95

## Xylitol Drops

Zahnpflegebonbon zu 100 % mit Xylitol gesüßt  
– ohne Zucker

- Kariespräventiv, plaquehemmend und remineralisierend
- Erhöht die Speichelproduktion (ideal bei Xerostomie)
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose und Gluten
- Kühl-erfrischender Geschmack

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Xylitol Drops Melone	60 g / 26 St.	630 170	2,80
Xylitol Drops Kirsche	60 g / 26 St.	630 171	2,80
Xylitol Drops Minze	60 g / 26 St.	630 172	2,80
Schüttverpackung mit 100 Drops - einzel verpackt		635 183	10,95



## Aquamed®

Die Lutschtablette gegen Mundtrockenheit

- Fördert den Speichelfluss
- Mit Schutz-Enzym Lysozym
- Plaquehemmend und kariespräventiv
- Erfrischender Passionsfrucht-Geschmack

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Packung	26 Stück (60 g)	630 164	3,95
Display	10 Packungen	635 207	39,50
100er Beutel Aquamed	100 Stück	630 205	14,95



## Dento Box® I + II

Stabile Transport- und Aufbewahrungsbox

- Für Prothesen, kieferorthopädische Arbeiten etc.
- Schlagfest, sicherer Schnappverschluss und kleine Lüftungsöffnungen
- Mit Ihrer Laboradresse/Logo ein idealer Werbeträger (ab 500 Stück)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Dento Box I, weiß	12 Stück	355 148	9,70
Dento Box II, weiß	10 Stück	355 141	13,35
Dento Box II, blau	10 Stück	355 142	13,35
Dento Box II, pink	10 Stück	355 143	13,35



Dento Box II: Höhe 4 cm



Eigendruck möglich!



Dento Box I: Höhe 2,5 cm

## Kid's Brush

Kinderzahnbürsten

- Kleiner Bürstenkopf mit ovalem Borstenfeld
- Planes Büschelfeld mit weichen, abgerundeten Borsten aus Kunststoff
- „Oberkörper“ ist aufklappbar und schützt das Borstenfeld
- Luftzirkulation durch Öffnung in der Schutzkappe
- Bürstengriff dient gleichzeitig als praktischer Standfuß
- Für Kinder ab vier Jahren

Artikelbeschreibung	REF	€
Ente	630 046	2,80
Papagei	630 047	2,80
Bär	630 048	2,80
Hund	630 049	2,80
Stier	630 051	2,80



## Pic-Brush® Set

### Interdentalbürsten-Halter mit einer Bürste

- Stecksystem mit konischen Einführstutzen für sicheren Halt
- Ergonomisch geformter Griff mit 120° Aufsteckwinkel
- Hochwertige biegsame Bürsten, beschichteter Spezialdraht, ultrafeine Borsten
- Halterende mit Depot für Bürsten und zusätzlicher Aufsteckfunktion

4+1  
5 Artikel miradent  
kaufen =  
Der günstigste ist  
GESCHENKT

Artikelbeschreibung	Farbe	REF	€
Halter mit 1 Bürste	blau transparent	630 002	2,45
Halter mit 1 Bürste	pink transparent	630 003	2,45
Tiefziehdisplay mit 9 Packungen, sortiert		635 125	19,95



## I-Prox® P

### Sulcusbürste zur punktgenauen Anwendung

- Effiziente Reinigung von Zahnfleischsaum und Sulkustaschen durch konisch zulaufendes Borstenbüschel
- Ideal zur Reinigung von kieferorthopädischen Apparaturen, Implantaten und Interdentalräumen
- Optimale Applikation von Gelen und Tinkturen
- Fingerformgriff (14 cm) mit zwei Aufsteckwinkeln (60° und 120°)
- Halterende mit Depot für Bürsten

Artikelbeschreibung	REF	€
Halter blau transparent inkl. 4 Tips	630 032	3,35
Halter pink transparent inkl. 4 Tips	630 033	3,35
Ersatzbürsten, 4 Stück	630 034	2,25



## I-Prox® L

### Interdentalbürsten mit L-förmigem Griff

- L-förmiger Griff und 100° Winkel erleichtert die Handhabung
- Hygienische Schutzkappe
- Ideal für unterwegs
- Sechs Größen von xx-fine - large
- Farbkodiert

je Packung 2,30 €

Ausführung	Ø beschichteter Draht	Reinigungs-durchmesser	REF
xx-fine	Ø 0,4 mm	Ø 1,8 mm	630 210
x-fine	Ø 0,5 mm	Ø 2,0 mm	630 211
fine	Ø 0,6 mm	Ø 2,5 mm	630 212
medium	Ø 0,7 mm	Ø 3,5 mm	630 213
large	Ø 0,8 mm	Ø 5,0 mm	630 215
conical	Ø 0,8 mm	Ø 2,5 - 5,0 mm	630 214



## Protho Box

### Wasserdicht verschließbare Prothesenbox

- Dient zur Aufbewahrung und Reinigung der Prothese
- Wasserdicht durch spezielle Verriegelung
- Auch für herausnehmbare Zahnspangen geeignet
- Box enthält doppelseitige Reinigungsbürste: weiße Borsten für Basisflächen, schwarze Borsten für Vertiefungen in der Prothese

Artikelbeschreibung	REF	€
Box inkl. Bürste	605 900	7,45
Bürste einzeln	605 901	2,80




Maße (BxHxT):  
11,5 x 4,5 x 8,5 cm

## Protho Brush® De Luxe

### Prothesenbürste

- Mit zwei Bürstenköpfen: großes Borstenfeld zur Reinigung der Außen-seiten, kleinerer Kopf zur Reinigung der Protheseninnenseiten
- Ergonomischer Fingerformgriff

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
blau transparent		630 024	2,40
pink transparent		630 025	2,40



## Miraclin Implant

### Zahncreme für Implantatträger

- Aktivsauerstoff reduziert die Bildung entzündungsfördernder Bakterien
- Farbunterschiede zwischen Implantaten und Zähnen können nicht entstehen/ werden vermieden
- Schützendes Natriumfluorid (200 ppm Fluorid)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miraclin Implant	100 ml	630 165	8,50



## Bestellen Sie jetzt bei unserem Kundenservice:



**Telefon**

+ 49 (203) 99 269 26



**FAX**

+ 49 (203) 99 269 726



**E-Mail**

service@hagerwerken.de



**Internet**

www.hagerwerken.de

*Praxis:* \_\_\_\_\_

*Ansprechpartner:* \_\_\_\_\_

*Telefon:* \_\_\_\_\_ *Fax:* \_\_\_\_\_

*Straße:* \_\_\_\_\_ *PLZ / Ort:* \_\_\_\_\_

*Name des Dentaldepots:* \_\_\_\_\_

*in* (wichtig für die Lieferung): \_\_\_\_\_

*Unterschrift:* \_\_\_\_\_ *Datum:* \_\_\_\_\_

Anzahl	REF	Bezeichnung

Anzahl	REF	Bezeichnung

### Verpassen Sie nie wieder Neuheiten und Angebote!

Ja, bitte halten Sie mich mit dem neuen Newsletter auf dem Laufenden

E-Mail: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Ich bin damit einverstanden, dass die Hager & Werken GmbH & Co. KG meine personenbezogenen Daten wie Adresse, Telefon- und Faxnummer sowie meine Mailadresse zum Zwecke der schriftlichen Kundenbetreuung (z.B. Einladung zu Messen/Kundenveranstaltungen, Informationen über neue Produkte, Versenden von Katalogen) verarbeitet und nutzt. Wir verpflichten uns Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzuleiten. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. Dazu reicht eine kurze Nachricht an: info@hagerwerken.de

### „Meine Zähne“ - Motivations-App



- Kostenlose Zahnputz-App mit wertvollen Tipps und Anleitungen für Kinder
- Zur Motivation mit lustigen Zahnputzfreunden
- Unterschiedliche Zahnputz-techniken wählbar



Hager & Werken GmbH & Co. KG  
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany

Unsere AGB finden Sie unter [www.hagerwerken.de](http://www.hagerwerken.de)  
©2015 by Hager & Werken. Irrtümer, und Änderungen vorbehalten.



Follow us