

Immer eine Idee besser!



Nr.39

Der Katalog | *Dentalprodukte weltweit*



**HÄGER
WERKEN**

Dentalprodukte weltweit
Dental Products Worldwide

Unser Team weltweit



Unsere Xylitol Produkte finden Sie auf den Seiten 62 und 63



Patrick Hager, Geschäftsführer Michael Hager, Beirat



IDS 2013



Hager Worldwide, Inc.
441 19th Street SE
Hickory N.C. 28602, USA
Tel.: +001 (828) 624-3300
Fax: +001 (828) 624-3303
E-Mail: contact@hagerworldwide.com
Website: www.hagerworldwide.com
General Manager: Mark Schneider



Hager Polonia Sp. z o.o.
Ul. Galszyńskiego 23
52-214 Wrocław
Telefon 1: +48 - 71-368-71-66
Fax: +48 - 71-368-10-21
E-Mail: biuro@hager.com.pl
General Manager: Ania Biernacka-Świenc



"HAGER EURASIA" OOO
127051, Moscow, Russia
Tsvetnoy bulvard, 30, Bldg. 1
Telefon / Fax: +7 495 255 0902
E-Mail: o.seifert@hagerwerken.de
General Manager: Olga Seifert



HAGER PHARMA GmbH
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg
Telefon +49 (203) 99 269 900, Fax +49 (203) 99 269 999
info@hager-pharma.de, www.hager-pharma.de
General Manager: Klemens Böhm



Mob(HK): +852-9168 0419
Mob: +86-138 1780 6110
Tel(HK): +852-2622 2796
Tel: +86-21-6210 3519
E-Mail: kate@hagerasia.com.hk
General Manager: Kate Tsui

Shanghai Office
RM.1108 Zhaofeng Garden Building
No. 969 Chaning Road
200050 Shanghai China
Tel: +86-21-5239 8136
Fax: +86-21-5239 8135
E-Mail: info@hagerasia.com

Hong Kong Office
Unit 5 & 10, 9/F,
139-141 Hoi Bun Road, Seaview Centre
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2622 2795
Fax: +852-2622 2503
E-Mail: info@hagerasia.com.hk



Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg,
Germany
Telefon +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de
General Manager: Patrick Hager

Hager & Werken. Das Nachschlagewerk

In unserer 39. Auflage finden Sie neben einer Auswahl bewährter Klassiker (Miraject und Happy Morning) wieder zahlreiche neue, innovative Produkte, die wir für Sie zusammengestellt haben. Der Hager & Werken Katalog hat sich zu einem Nachschlagewerk für interessante Dentalspezialitäten, Verbrauchsmaterialien und innovative Kleingeräte entwickelt.

Die wichtigste Neuerung dürfte unser LaserHF „comfort“ Kombigerät sein, das die beiden Welten – und damit die Vorteile - der Hochfrequenzchirurgie und der Laserheilkunde vereint. Diese weltweit einzigartige Kombination ist nicht nur sehr platzsparend und effizient, sondern zudem in seinem Preis-Leistungsverhältnis äußerst attraktiv.

Mit dem ImplantMarker präsentiert Hager & Werken ein neues System zur Früherkennung und Risiko-Diagnose. Versteckte Entzündungen lassen sich frühzeitig, schnell und zuverlässig diagnostizieren. Ein regelmäßiges Implantat-Recall festigt Ihre Patientenbindung und visualisiert eventuellen Handlungsbedarf.

Auch in Zukunft arbeiten wir als wichtiger Vertriebspartner für die Firmen Dentsply und uvox. Wir sind glücklich, Ihnen sowohl die wahrscheinlich besten Ultraschallgeräte Cavitron anbieten zu können als auch die hochwertigen uvox-Brillen mit ihrem enorm hohen Sicherheitsstandard, großem Tragekomfort und ihrem zeitlosen Design.

Wir vertreiben unsere Produkte seit über 60 Jahren ausschließlich mit unseren Partnern im dentalmedizinischen Fachhandel. Unser eigener Außendienst steht Ihnen aber selbstverständlich zur Demonstration unserer Geräte jederzeit zur Verfügung. Bei Interesse an unserem LABORKATALOG würden wir uns freuen, wenn Sie diesen bei uns anfordern.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht Ihren Dentalfachhandel oder uns direkt anzusprechen. Selbstverständlich stehen unsere freundlichen Mitarbeiter Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Patrick Hager

Wir sind für Sie da!

Für Ihre Fragen und Bestellungen stehen wir Ihnen gerne telefonisch und persönlich vor Ort zur Verfügung – detaillierte und tagesaktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch im Internet unter: www.hagerwerken.de und www.miradent.de

Gebiet 1

Silvia Geiger
(Regionalverkaufsleiterin
Norddeutschland)

Fax: 0203 - 99269-674
Mobil: 0172 - 210 72 01
s.geiger@hagerwerken.de



Gebiet 2

Roman Kurtzweg

Fax: 0203 - 99269-675
Mobil: 0172 - 210 72 22
r.kurtzweg@hagerwerken.de



Gebiet 3

Kerstin Henniger

Fax: 0203 - 99269-676
Mobil: 0172 - 202 05 64
k.henniger@hagerwerken.de



Gebiet 4

Gregor Bauland

Fax: 0203 - 99269-672
Mobil: 0173 - 590 64 34
g.bauland@hagerwerken.de



Gebiet 5

Emilia Müller

Fax: 0203 - 99269-689
Mobil: 0173 - 7287130
e.mueller@hagerwerken.de



Gebiet 6

Sabine Huttner

Fax: 0203 - 99269-671
Mobil: 0172 - 161 25 46
s.huttner@hagerwerken.de



**Bestell- und Servicenummern vom Team in Duisburg -
von Mo. bis Do. 08:00 – 17:00 Uhr und Fr. 08:00 – 15:30 Uhr
Telefon: +49 (203) 99 269 + Durchwahl**

Verkauf / Kundenberatung

Petra Pottmann, p.pottmann@hagerwerken.de - 26
Saskia Wilmschen, s.wilmschen@hagerwerken.de - 24

Beratung / Reklamation

Roswitha Siebelist, r.siebelist@hagerwerken.de - 28

Technischer Service

Kuno Kunert, k.kunert@hagerwerken.de - 61

Marketing- und Verkaufsleitung Europa

Marcus van Dijk, m.vandijk@hagerwerken.de - 16

European Sales Manager

Jörg Zensen, j.zensen@hagerwerken.de +49 (172) 210 72 03

Sales Manager Austria

Simone Krug, s.krug@hagerwerken.de +43 (664) 150 1417

**Alle im Katalog angegebenen Preise verstehen sich als
unverbindliche VK-Preise in EURO zzgl. gesetzl. MwSt.**

Unser Team vor Ort




Firmensitz: Duisburg



Hager Worldwide Firmensitz in Hickory, North Carolina, USA

**Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten
unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.**




31 GapSeal® - Periimplantitis Prophylaxe

DIE Nr. 1

sind Sie für Ihre Patienten



12 Miraject®



16 Miramatic® No-Touch-System

INHALT

Cavitron®
Stärker als der Wettbewerb!



50 Cavitron® - Ultraschall

08 Abformung

An der Universität Aachen in Deutschland wurde ein neuer Abformlöffel mit Folientechnik für die Implantologie entwickelt. Die Erfindung: Implantatpfosten „durchstoßen“ die Folie, was eine schnelle, leichte, saubere und präzise Positionierung ermöglicht. Die Methode senkt den Zeitaufwand sowie die Laborkosten und erspart dem Patienten eine zweite Sitzung.

12 Applikation/Injektion

Miraject, DIE Nr.1 – über 400 Millionen schmerzfreie Injektionen stehen für Sicherheit und zufriedene Patienten. Auch unsere stumpfen Applikationskanülen garantieren höchste Qualität.

18 Fit Kofferdam®

Kompromisslos gut – dauerhaft gleichbleibende Spannkraft. Unsere Edelstahlklammern werden werkseitig exakt, präzise und zweckmäßig auf den zugeordneten Zahn eingestellt.

24 Füllungen/Endodontie

Viele kleine Helfer, die Zeit einsparen und zusätzlichen Patientenkomfort bieten, wie z. B. Fissurenstempel bei Kompositfüllungen, atraumatischer Kronenentferner, N2 Wurzelkanalzement für schwierige Fälle.



halitosis spray **72**



Xylitol **63**



Prosonic micro 2 **65**



Bambach® Sattelsitz **76**



Proto Cam® **99**

31 Praxisbedarf

Wir bieten eine große Auswahl an innovativen Produkten wie Reso-Pac, ein „selbstauffösendes Pflaster im Mund“, GapSeal, DIE Prävention gegen Periimplantitis, Mirahold Bissblöcke zur Mundöffnung bei ängstlichen Patienten und vieles mehr...

50 Cavitron®

Der „Mercedes“ unter den Ultraschallgeräten. Die Nummer 1 aus den USA für Ihre Prophylaxe-Fachkraft. Gerne bieten wir eine kostenlose Demonstration in Ihrer Praxis an.

56 Patientenservice und -motivation

Unsere Studienmodelle klären den Patienten auf und schaffen Bewusstsein für hochwertigen Zahnersatz. Ebenso finden Sie in unserer Produktpalette eine große Auswahl an Spielzeug zur Belohnung für tapfere, kleine Patienten.

62 miradent®

Unser Prophylaxe-Sortiment für den häuslichen Gebrauch. Neben den herkömmlichen Pflegeprodukten klären wir in unserer Aktion „Kauen gegen Karies“ über die antikariogene Wirkung unserer Xylitol Produkte auf.

76 Bambach®

Unser Sattelstuhl wurde vielfach kopiert, ist aber weiterhin unerreicht. Über 16.000 Stühle sorgen für Rückenentlastung in deutschen Zahnarztpraxen. Gerne kommen wir für eine kostenlose Demo in Ihre Praxis.

78 Geräte

Seit über 30 Jahren sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner für die moderne Hochfrequenz-Chirurgie. Unser LaserHF bietet die perfekte Kombination aus Laser- und HF-Technologie.

83 Labor- und Praxisbedarf

Für Praxislabore bieten wir interessante Kleingeräte und Verbrauchsmaterialien an. Neben Occlu Spray und Mirawet Anmischflüssigkeit sind unser Polymerisationsgerät Speed Labolight und der tragbare Mikromotor Bravo Portable echte Dauer-Bestseller.

96 Schutz und Hygiene

Als Marktführer für Augenschutz legen wir nicht nur viel Wert auf Sicherheit sondern auch auf hohen Tragekomfort und Optik. Zusätzlich zu unseren iSPEC-Modellen bieten wir Überbrillen und Gesichtsschutzschilde an.

Stichwortverzeichnis

Abformlöffel	8 – 10
Abformung	8 – 10, 91
Absaugbox	94
Absaugkanülen	43 – 45
Adhäsive Wundschutzpaste	33
Adhäsivspray	9
Air Polishing	50 – 55
Alginat-Anmischgerät	90
Alginatentferner	10
Aluminiumoxydpulver	94
Amalgambrunnen	27
Aminfluoridzahncreme	67
Anmischgefäße	90
Ansatz- und Verbindungsstücke für Absaugkanülen	44
Anschauungsmodell	56 / 57
Applikationshilfen	11
Applikationskanüle	12 / 13
Applikationslöffel für Fluoridgel	48
Applikationspinsel	11
Applikationsstäbchen	11
Armlehnen	77
Atemfrische	72
Ätzel	25
Aufbaustifte	27 – 29
Aufbewahren von Milchzähnen	60
Aufbewahrungsboxen	56 / 60 / 74 / 87
Aufbisskissen	26
Aufbiss-Röntgenfilmkissen	37
Augenschutz	96 – 101

Babyzahnbürste	74
Behälter für Desinfektion	34, 41
Behälter für Zahnseide	68
Behälter zur Nadelentsorgung	16
Beschriftung von Röntgenfilmen	38
Bipolar Pinzette	80
Bissblöcke	26
Bleaching Gel	66, 81
Bleaching Gelée	67
Bleaching Handstück	81
Brenner	92 / 93
Brillen	96 – 101
Brückenentferner	26

Calciumhydroxidpaste	25
Carts	82
Cervikalklammer für Kofferdam	20
Chirurgische Absaugkanüle	43
Chlorhexidin-Interdentalbürsten	69
Chlorhexidin-Mundspüllösung	66
Chlorhexidin-Paste	33
Chlorhexidin-Zahnseide	68

Dentalbrenner	92 / 93
Desinfektion	34 / 40 / 41
Desinfektionstücher	40

Edelstahlabformlöffel	10
Edelstahlrahmen für Kofferdam	19
Einwegzahnbürste	64 / 65
Einwegabformlöffel	8 – 9
Einwegabsaugkanülen	43 / 45
Einwegbehandlungssset	34
Einwegmaske	40
Einwegmundspiegel	36
Elektrische Zahnbürste	65
Elektroden für HF	80
Elektronischer Rütteltisch	90
Entfernen von Kronen/Brücken	26
Entkeimungsgerät	91
Entsorgung von Nadeln	16
Entspannungshilfen	61
Ergotherapieutischer	
Spezialsitz	76 – 77
Ersatzbürsten	70
Interdentalreinigung	68, 70

Faseraufbaustift	28 / 29
Färbetabletten für Zahnbelag	72
Filmhalter	37
Fissurenstempel	25
Fit Kofferdam	18 – 23
Fit Kofferdam Klammern	20 – 23
Fit Kofferdam Latex	19
Flossfäden mit CHX	68
Fluoridgel	48
Fluoridlack	48
Flüssigkeitsspender-System	51
Früherkennung	49
Fußhöhenverstellung	77

Gas für Brenner	92
Gesichtsschutzschild	99
Gewebekleber	32
Gitternetzbögen	24
Glasfaseraufbaustift	28 / 29
Glasfaserband	24
Gummikelche	47

Haftspray für Abformlöffel	9
Halter für Interdentalbürsten	68
Halter für Strahlenschutzschild	37
Halter für Zahnseide	68
Hand- und Winkelstücke	95
Handpuppen mit Gebiss	58
Handreinigungsbürste	39
Handspiegel	36 / 56
Handstücke	95
Hautpflege	61
Hochfrequenz-Chirurgie	78 – 81
Hülsen für Stumpfaufbau	27
Hydro-Abformmaterial/-kolloid	91

Implantatabformlöffel mit Folientechnik	8
Implantatgesundheits-Schnelltest	49
Implantatversiegelung	31
Indikatorlösung f. Zahnbelag	46, 72
Injektionskanülen	12, 15
Instrumentenöl	17
Intensivzahnpflege	67
Interdentalbürsten	70
Interdentalbürsten-Halter	70

Kältekomresse	39
Kältespray	39
Kanüle für die Endodontie	13
Kanülen	12 – 15
Kaugummi	63
Kaugummi für Kinder	63
Kelche für Zahnreinigung	47
Kinderkaugummi	63
Kinderspielzeug	58 – 60
Kinderzahnbürsten	75
Klammerzangen für Kofferdam	18
Klappbarer Kunststoffrahmen	19
Kofferdam	18 – 23
Kofferdam Klammern	20 – 23
Kofferdam-Zuschnitte	19
Kollektorloser Drehstrommotor	89
Kontaktstellenprüfer	27
Körpercreme	61
Kronen- und Brückenentferner	26
Kunststoffabformlöffel	8 – 9
Kunststoffabsaugkanülen	43 – 45
Kunststoffhülsen für Stumpfaufbau	27
Kürettage	30

Laser	78, 80, 81
Laser-Bleaching	81
Laser Schutzbrillen	100
Laser Zubehör	80 – 81
Lederpflege	77

Lernzahnbürste	74
Lichtpolymerisationsgerät	88
Lippenexpander/-halter	35
Lippenpflege	61
Lochschablone für Kofferdam	18
Lochzange für Kofferdam	18
Löffelreinigung	10
Luer- Nadeln	13 – 14

Markierungsinstrument	27
Matrizenspanner	25
Membranenbehälter	87
Mikromotoren	89
Mikronährstoffgel	48
Mikro-Spiralbürstchen	47
Millimeterraster für Röntgenfilme	38
Multifunktionscart	82
Mundgesundheits-Schnelltest	49
Mundöffnung	35
Mundpflegespray	72
Mundschutz	40
Mundspiegel	36
Mundspüllösung mit CHX	66
Mundspültabletten	46

Nachfüllgas für Brenner	92
Nadelbehälter	16
Nadeln	12 – 15

Okklusallstempel	25
Okklusionsspray	27, 84

Parallelbohrhilfe für Implantate	32
Parodontitistherapie	33
Partielle Abformung	9
Pastennadeln	13 – 14
Patientenservice	56–61
Patientenspiegel	56
Phosphorsäuregel	25
Pinsel zur Applikation	11
Pinzetten	34, 42
Pipetten	41
Plaquentfernung	50 – 55
Plaquetest-Tabletten	72
Polymerisationsgerät	88
Praxispflegeschaum	40
Prophy-Ansätze	47
Prophylaxe Reinigungspulver	55
Prophylaxe- und Periobehandlung	51 – 55
Prophylaxe-hand- und -winkelstücke	95
Prophylaxepaste	46
Prophylaxe-Pulver	55
Prophylaxestrahlgelgerät	50 – 51
Prothesenbox	73
Prothesenbürste	73
Prothesenreinigungsmittel	93
Prothesenreinigungsgel	97
Pulpärer Aufbaustift	28 – 29
Pulver für Prophylaxestrahlgelgeräte	55
Pulver für Sandstrahlgeräte	94

Radiopaker Aufbaustift	28, 29
Rahmen für Kofferdam	19
Reamer	28, 29
Reinigung von Abformlöffeln	10
Reinigungsbürste	39
Reinigungsbürsten für Kanülen	43
Reinigungslösung	39
Reinigungsschaum	40
Reinigungstücher	40
Rettungsbox bei Zahnunfällen	62
Rhodiumbeschichteter Frontspiegel	36

Röntgenfilmbetrachter	38
Röntgenfilmhalter	37
Rüttler	90

Sandstrahlgerät	94
Sanduhr	74
Sattelsitz	76 – 78
Schaummodelle	56 / 57
Schienenungsnetze	24
Schnellteste	49
Schutzbrillen	96 – 101
Serviettenkette / -halter	41
Sicherheitssystem Injektion	16
Silikonreinigungsschaum	40
Spezialinstrument für die Implantatreinigung	55
Spezialpinzette	42
Spiegel für Patienten	36 / 56
Spielzeug	58 – 60
Spitzbürste	71
Spritzen	17
Spritzenständer	17
Sprühdesinfektion	40
Spülnadeln	12 – 14
Stift zur Beschriftung von Röntgenaufnahmen	38
Stiftaufbauten	28 – 19
Strahlenschutzschild	37
Stumpfe Nadeln	12 – 13

Tapezahnseide	68
Transport- und Aufbewahrungsbox	56 / 60 / 74 / 87

Überbrille	99, 100, 101
Ultraschalleinsätze	53 – 54
Ultraschallgerät	50 – 51
Ultraschallzahnbürste	65
Unterfüllungen	25
Uvex-Brillen	97 – 99

Versiegelung von Implantaten	31
Vollsynthetisches Pflegemittel	93

Wangen- und Lippenexpander	35
Wangenhalter	35
Winkelstücke	95
Wundverband	33
Wurzelaufbaustifte	27 – 29
Wurzelglättung	30
Wurzelkanalspülung	12 – 14
Wurzelkanalzement	30

Xylitol	62, 63
---------	--------

Zahnaufhellung	66, 67 / 81
Zahnbomben	63
Zahnbürsten	64 – 65
Zahnbürstenhalter	75
Zahncreme	67
Zahnpflegekaugummi	63
Zahnpflege-Reisebegleiter	64
Zahnpicks	69
Zahnputzmodell	56
Zahnseide	68
Zahnseidenbehälter	68
Zahnspüllösung	75
Zeitmesser	74
Zungengel	73
Zungenreiniger	73
Zahnrettung	62

Airsonic Absorbo Box	94
Airsonic Adapter	94
Airsonic Alu-Oxyd	94
Airsonic Mini Sandblaster	94
Algilock	10
Algilock Cleaner Plus	10
Algilock Perforiert	10
Algiloid	91
Algimix	90
Alminax	84
Alminax Rite-Bite	84
Amalgambrennen	27
Anti Stress Zahn	61
Apply Tips	11
APT Gas	92
APT III Brenner	92
Astro Clean	40, 101

Balance Artikulator	88
Bambach Armlehnen	77
Bambach Fußhöhenverstellung	77
Bambach Lederpflegeöl	77
Bambach OP	77
Bambach Sattelsitz	76 – 77
BD-Steribox	41
Blue Flame 1500	92
Bravo Marathon Portable III	89
Bravo TD III	89
Brillant	36
Brillant Anti-Fog	36

Calci-Line	25
Carat Biopaque Shade Paste	87
Carat Isolation Fluid	87
Carebrush supersoft	64
Carebrush white	64
Cavitron Anschlussbox	52
Cavitron DualSelect	51
Cavitron FITGRIP	53
Cavitron Jet-Einsatz	55
Cavitron Jet-Fresh	55
Cavitron JET-Mate	52
Cavitron JET Plus	50
Cavitron Plus	50
Cavitron Powerline	53
Cavitron Prophyl Jet	51
Cavitron Prophyl Jet	
Reinigungspulver	55
Cavitron Select SPS	51
Cavitron Slimline	54
Cavitron Slimline 1000	54
Cavitron SofTip	55
Cavitron Steri-Mate Grip	52
Cavitron Steri-Mate Handstück	52
Cavitron THINsert	55
CC-Schild	99
Cervicalklammer 214	20
C-EX / B-EX	26
Chiru-Cleaner	43
Chirurgo-Suc I	43
Chiru-Tip	43
Cold-Bag	39
Corund SC	84
Cotton-Clip I + II	42
Cottoroll	42
Crown Click De Luxe	26

Del-Ject	27
Dento Box I + II	74, 56
Dentosmin P	33
Desmoclean	30
Dipol	83

Emmenix Filmhalter	37
Emmenix Flap	37
Exact Liner	27

Fit Klapprahmen	19
Fit Kofferdam Eliot Separator	19
Fit Kofferdam Kinder Klammern	21
Fit Kofferdam Klammerboard	18
Fit Kofferdam Klammern	20 - 23
Fit Kofferdam Klammern Black	20
Fit Kofferdam-Latex	19
Fit Kofferdam Lochschablone	18
Fit Kofferdam Stahlrahmen	19
Fit Kofferdam Starter Kit I	18
Fit Kofferdam Starter Kit II	18
Fit Kofferdam Zangen	18
Fit-N-Fix	41
Flexbrush	39
Flex-O-Bol	90
Funny Animals	75

GapSeal	31
Glasperlenheater	91
Gripit	26

Hager Outbacks	96
halitosis spray	72
Happy Morning	65
Happy Morning De Luxe	64
Happy Morning Travel Kit	64
Happy Morning Xylitol	65
hf1	79
hf1 Surg bipolar	79
hf Bipolar Pinzetten	80
hf Elektroden	80
hf Neutralelektrode	80
H&W Classic	100
H&W Featherlight	100
H&W Logic	101
H&W OTG II	101
H&W Panorama	100
H&W Panorama II	101
H&W Sports Pro	101

ImplantMarker	49
Infant-O-Brush	74
Integra Anbautray	82
Integra Cart De Luxe / De Luxe II	82
I-Prox Care Set	71
I-Prox chx	69
I-Prox P	71
Kid's Brush	75
Kisag Brenner	92
Kontaktprüfer	27

LaserHF Bleaching-Handstück	81
LaserHF „comfort“	78
LaserHF Curver	81
LaserHF Faser Cutter	81
LaserHF Faser-Tips	81
LaserHF PDT Lösungen	80
laservision Blau	100
laservision Grün	100
laservision Lambda One	100
laservision Patientenbrille	100
Liftbox	34

Matrix-Spanner	25
McTooth Spiegel	56
Membranbox	87
Micro-Etch	25
Mira-2-Ton Lösung	46, 72
Mira-2-Ton Tabletten	72
Mirabol	90
Mirabrush	11
Mira Clean	46
Miraclean-Implant Black	32
Mira Cleaning Wipes	40
Mira-Clin hap	46
Mira-Clin-P	46
Miraclip	41

Miracold Plus	39
miradent Mundspiegel	71
miradent Sanduhr	74
miradent SOS Zahnbox	62
Miradont-Gel	48
Mira-Duo	56
Mirafit 3 in 1	28
Mirafit BC	27
Mirafit Carbon und White	28
Mirafit Clear	29

Mirafloss	68
Mirafloss Big	68
Mirafloss Implant chx	68
Mirafloss interspace	68
Mirafuor C	67
mirafuor chx	66
mirafuor-gel	48
Mirafuorid	48
mirafuor-k-gel (für Kinder)	48
Mirafuor-Tray	48
Miraglu	32
Mirahold	35
Mirahold-Block	35
Miraimplant	32
Miraject	15
Miraject Endo Luer	13
Miraject Endo Rinse	14
Miraject Endotec Duo	14
Miraject Endotec Luer	14
Miraject Luer	15
Miraject PL Super	13
Miraject P / P Super	13

Miralay	42
Miramask	40
Miramatic	16
Miramatic Aspi	17
Miramatic-Box	16
Miramatic Holder Plus	17
Miramatic Spritzen	17
Mirapont	86
Mirapont Agent Plus	86
Mirapor	83
Mira-Post	29
mirasensitive hap+	67
Mirasuc 16	44
Mirasuc Absorbo	45
Mirasuc Adapter	44
Mirasuc Bürste	43
Mirasucto	45
Mirasuc-View	44

Miratoi Spielzeuge	58 – 60
Mirator 2000	90
Miratorch II	93
Miratrax	8
Miratrax 140°	9
Miratrax Implant	8
Miratrax Mini	9
Miratrax Partiiell	9
Miratrax Spray	9
Mirawet	83
Mirawhite gelée	67
Mirawhite Laser Bleaching	81
Mirawhite oxygen	66
Myzotect-Tincture	33

N2 Endodontic Cement	30
Non-Stick	84
Occlu-Print	25
Occlu Spray Plus	27, 84
Orange-Solvent	39
Orbatec	95
Orbatec Holder	95
Orbatec Prophyl	95

Panascope	38
Parallelometer-Spiegel	36
paroguard	66

Pelotte-Aspirator	45
Pelotte Plus	45
Perfect Splint C	24
Perfect Splint-System	24
PerioMarker	49
Pic-Brush Ersatzbürsten	70
Pic-Brush Intro Kit	70
Pic-Brush Set	70
Pick up Stick	11
Plantana	61
Plantana Lippen-Balsam	61
Plaque Agent	75
Praxipolish Plus	40
Praxipol PS	86
Prophy-Angles	47
Prophy-Cup	47
Prophy-Mandrell	47
Prosonic micro 2	65
Protectoray	37
Protho Box	73
Protho Brush De Luxe	73
Protho Clean	93
Proto-Cam	99
Putzi-Buddys	58
Putzi-Tiere	58

Reflect-Rhod	36
Reso-Pac	33
Röntgomarker	38
Rotoprox	47
Salibag	37
Skalpell-Ex / Pin-Clipper	42
Spandex	35
Spandex-Vertical	35
Spandex-Vertical Eco	35
Spar-Zahn	61
Speed Labolight	88
Speedo-Clean	93
Steri-Suc-Tube	43
Studienmodelle	57
Studienmodell	
Demo Implant C+B	57
Super-Splint / Super-Splint De Luxe	24

Tong-Clin De Luxe	73
Tong-Clin Fresh	73
Tong-Clin Gel	73
Tweezer PL	34
Twin-Pipette	41

uvex Astro Lite	97
uvex Astrospec	97
uvex Astrospec 2.0	98
uvex I-VO / I-VO „S“	98
uvex Pheos	97
uvex Racer	99
uvex super-Fit CR	98
uvex Super-Fit UV	98
uvex Super OTG	99

Variator-Kit	34
Vernax 100	85
Vernax Antagon	85
Vernax Colloidal Graphit	85
Vernax G / Vernax S	85
Vernax Verdünner	85

X-Ray Mesh	38
X-Ray Stain Remover	38
Xylitol Chewing Gum	63
Xylitol Chewing Gum for Kids	63
Xylitol Drops	63
Xylitol Pulver	62

Zahnpick	69
Zahnputzmodell Big	56

Miratray® Implant



Implantatabformlöffel mit patentierter Folientechnik

- Erspart Ihnen und Ihren Patienten eine komplette Sitzung und weitere Laborkosten
- Folientechnik erlaubt kontrollierte und sichere Abformung unter Sicht der Abformpfosten
- Ermöglicht sauberes Arbeiten durch präzisen Abschluss der Folie an den Abformpfosten
- Ein Herausquellen des Abformmaterials wird vermieden
- Individualisierbar, praktisch und wirtschaftlich
- Je drei Größen OK / UK erhältlich für bezahnte und unbezahnte Kiefer
- Für alle Implantatabformmassen und gängige Implantatsysteme


„Ich verwende Miratray Implant in meiner zahnärztlichen Praxis, weil das Anfertigen eines individuellen Löffels im Labor entfällt = Ersparnis von Zeit (Termin) und Kosten für den Patienten.“
Frau Petra Weidenmüller, Magdeburg



Video

Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	REF	€
Intro Kit 6 x 1 Stück (OK/UK small, medium, large)			101 250	29,95
OK, S1	small	6 Stück	101 251	29,95
OK, S2	medium	6 Stück	101 252	29,95
OK, S3	large	6 Stück	101 253	29,95
UK, I1	small	6 Stück	101 254	29,95
UK, I2	medium	6 Stück	101 255	29,95
UK, I3	large	6 Stück	101 256	29,95

Miratray®



Einmal-Abformlöffel aus weißem Kunststoff

- Preiswert und solide, unter Wärmezufuhr formbar
- Gute Retention der Abformmasse durch Retentionskörbchen
- Praktisch mit dem Filzstift zu beschriften
- Als ganzer Löffel lieferbar in sechs Größen

Dispenserkarton mit 50 Stück

Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	REF	€
OK, S3	large	50 Stück	101 142	18,45
OK, S2	medium	50 Stück	101 141	18,45
OK, S1	small	50 Stück	101 140	18,45
UK, I3	large	50 Stück	101 145	18,45
UK, I2	medium	50 Stück	101 144	18,45
UK, I1	small	50 Stück	101 143	18,45
OK, S3	large	12 Stück	101 172	4,95
OK, S2	medium	12 Stück	101 171	4,95
OK, S1	small	12 Stück	101 170	4,95
UK, I3	large	12 Stück	101 175	4,95
UK, I2	medium	12 Stück	101 174	4,95
UK, I1	small	12 Stück	101 173	4,95

S = Superior I = Inferior

Sortiment I

50 ganze / partielle Löffel in neun Sorten, sortiert:
Form: I2 S2 S3 S1 I1 I3 PL PR PM
Anzahl: 10 10 5 5 5 5 3 3 4

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Sortiment I, sortiert	50 Stück	101 149	18,45

Für Einzelabformung von Kronen und kleinen Brücken

- Preiswerter Kunststoffeinschlößel
- Durch Wärmezufuhr bedingt formbar
- Einfach auf geriefte Pinzette aufschiebbar
- Optimal für Patienten mit Würgereiz
- Spart Abformmaterial

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratray Mini	50 Stück	101 102	18,50

Partieller Kunststoff-Abformlöffel in drei Formen

- Optimal für Patienten mit Würgereiz
- Spart Abformmaterial

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Beutel, rechts PR	12 Stück	101 178	4,95
Box, rechts PR	100 Stück	101 148	39,95
Beutel, links PL	12 Stück	101 176	4,95
Box, links PL	100 Stück	101 146	39,95
Beutel, mitte PM	12 Stück	101 177	4,95
Box, mitte PM	100 Stück	101 147	39,95

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Sortiment II, alle 3 Formen sortiert	100 Stück	101 151	38,45

Autoklavierbarer Kunststoff-Abformlöffel

- Transparent, durch Wärmezufuhr bedingt formbar und trotzdem stabil
- Hohe Retention der Abformmasse durch spezielle Retentionskörbchen
- Praktisch mit dem Filzstift zu beschriften
- Lieferbar in drei Größen

Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	REF	€
Set sortiert (je 3 x OK/UK)		6 Stück	101 155	5,30
OK, AS 1	small	6 Stück	101 156	5,30
OK, AS 2	medium	6 Stück	101 157	5,30
OK, AS 3	large	6 Stück	101 158	5,30
UK, AI 1	small	6 Stück	101 160	5,30
UK, AI 2	medium	6 Stück	101 161	5,30
UK, AI 3	large	6 Stück	101 162	5,30

AS = Autoklavierbar Superior AI = Autoklavierbar Inferior

Adhäsivspray für Alginate

- Ein ideales Sprayhaftmittel für alle zahnärztlichen Abformlöffel
- Abformungen haften deutlich besser am Metall- oder Kunststoffabformlöffel
- Nur in Verbindung mit Alginaten zu verwenden

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratray Spray	225 ml	554 210	14,50

Miratray® Mini



Miratray® Partiell



Sortiment II

100 partielle Löffel in 3 Formen, sortiert:

Form: PL PR PM

Anzahl: 33 33 34

Miratray® 140°



Miratray® Spray



Algilock®



Algilock® Perforiert

Extrem langlebiger Abformlöffel

- Für bezahnte Kiefer
- Hochwertiger, korrosionsbeständiger Edelstahl
- Lange Lebensdauer, höchste Formstabilität und langfristig gutes Aussehen
- Retentionsbördelung hält das Abformmaterial ohne Haftmittel fest
- Lasergeschweißte Griffe und Stege für einen stabilen Verbund
- Autoklavierbar ohne Qualitätseinbußen
- Diese Modellvielfalt und solide Top-Qualität bietet nur der Algilock
- Algilock ist auf Anfrage auch erhältlich für Ober- und Unterkiefer als:
 - Algilock partiell (perforiert / unperforiert)
 - Algilock pedo (Orthodontie)
 - Algilock unbezahnt (perforiert)

Artikelbeschreibung	Größe	USA	REF	€
OK, BS 5	xx-large	U11	101 006	10,90
OK, BS 3	x-large	U12	101 004	10,90
OK, BS 2A	large	U13	101 042	10,90
OK, BS 2	medium	U14	101 003	10,90
OK, BS 1	small	U15	101 002	10,90
UK, BI 5	xx-large	L11	101 011	10,90
UK, BI 3	x-large	L12	101 009	10,90
UK, BI 2A	large	L13	101 043	10,90
UK, BI 2	medium	L14	101 008	10,90
UK, BI 1	small	L15	101 007	10,90
Set mit 10 Löffeln (5 OK, 5 UK)			101 001	106,85

BS = Bezahnt Superior BI = Bezahnt Inferior

Artikelbeschreibung	Größe	USA	REF	€
OK, PS 6	x-large	7	101 036	10,90
OK, PS 5	large	5	101 034	10,90
OK, PS 4	medium	4	101 033	10,90
OK, PS 3	small	1	101 032	10,90
UK, PI 6	x-large	24	101 041	10,90
UK, PI 5	large	22	101 039	10,90
UK, PI 4	medium	21	101 038	10,90
UK, PI 3	small	20	101 037	10,90
Set mit 8 Löffeln (4 OK, 4 UK)			101 031	83,40

PS = Perforiert Superior PI = Perforiert Inferior

Algilock® Cleaner Plus



Alginatentferner

- Reinigung im Tauchbad ohne mechanische Einwirkung, ohne Ultraschall, ohne Verkratzen
- Zerlegt die organische Struktur des Abformmaterials, keine aggressive oder ätzende Wirkung, keine Korrosion
- Abformlöffel laufen auch nach mehrmaligem Reinigen nicht an
- Biologisch abbaubar und ph-neutral, phosphatfrei, angenehmer Geruch
- Reicht für ca. 500 Löffel

Entfernt einfach Gips und Alginat von Abformlöffeln, Instrumenten und Spateln. Kein umständliches und zeitraubendes Säubern, sondern einfach 50 g auf einen Liter warmes Wasser geben und ca. 15 – 30 Minuten einwirken lassen. Auch im Ultraschallgerät verwendbar. Nicht für Aluminiumlöffel geeignet.

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Algilock Cleaner Plus	1000 g	554 104	15,70

Feine Applikationsstäbchen

- Zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Pasten
- Knickbares Ende für schwer zugängliche Zonen
- Sparsamer Umgang mit teuren Materialien (wie Bonding, Medikamente etc.)
- Säurefest gegen Bondings und andere Materialien
- Hygienische Spenderpackung zur Einzelentnahme
- In drei Größen erhältlich

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
mittel (regular), blauer Griff	100 Stück	605 510	4,95
mittel (regular), blauer Griff	5 x 100 St.	605 511	23,60
fein (fine), weißer Griff	100 Stück	605 512	4,95
fein (fine), weißer Griff	5 x 100 St.	605 513	23,60
konisch (conical), grüner Griff	100 Stück	605 514	5,50
konisch (conical), grüner Griff	5 x 100 St.	605 515	26,10
Apply-Tips Spender für 500 Stück	ungefüllt	605 516	17,10

Biegsame Applikationspinsel

- Einmalpinsel aus einem Stück
- Biegsam: lassen sich in jeden Winkel biegen
- Zeitsparend: kein Wechseln der Pinsel
- Sicher: keine Gefahren durch Kreuzinfektionen
- Gelber Griff = spitzer Pinsel, genaue Applikation
- Blauer Griff = flacher Pinsel, größere Flächen

Spenderpackung

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
regular 10 cm, gelb / spitz	100 Stück	605 460	9,95
regular 10 cm, blau / flach	100 Stück	605 461	9,95

Haftende Applikationshilfen

- Biegsame Stäbchen mit Klebewachskopf
- Ideal zum raschen und präzisen Aufnehmen von Kronen, Inlays, Veneers



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Pick up Stick	30 Stück	605 423	8,50

Apply-Tips®



mit Nachrollhilfe




Mirabrush®



Pick up Stick



Applikation




Standard

**Miraject P
(Carpule)**
REF 254 206




**Miraject P Super
(Carpule)**
REF 254 207



**Miraject PL Super
(Luer)**
REF 254 214



Miraject Endo Luer
REF 254 222



Miraject Endo Luer
REF 254 215



Endotec Luer

**Miraject Endotec
Luer**
REF 254 216



**Miraject Endotec
Luer**
REF 254 217




**Miraject Endotec
Luer**
REF 254 218



**Miraject Endotec
Luer**
REF 254 228




**Miraject Endotec
Luer**
REF 254 219



Endotec Luer Duo

**Miraject Endotec
Duo**
REF 254 230



**Miraject Endotec
Duo**
REF 254 231




**Miraject Endotec
Duo**
REF 254 232



**Miraject Endotec
Duo**
REF 254 233




Injektion




Carpule


Miraject 17/42*
REF 254 200




Miraject 17/23*
REF 254 201




Miraject 30/42*
REF 254 202





Miraject 30/23*
REF 254 203



Miraject 40/23*
REF 254 204




Miraject 40/10
REF 254 205




Luer


Miraject Luer 17/42
REF 254 210




Miraject Luer 17/23
REF 254 211



Miraject Luer 30/42
REF 254 212



Miraject Luer 30/23
REF 254 213




Kanüle für pastöse Materialien

- Stumpf, biegsam und steril einzeln verpackt
- Für Zylinderampullen
- Farbcodiert

Packung mit 100 Stück

Typ	Ø	Gauge	Länge	REF	€
Miraject P	0,8 mm	21	25 mm	254 206	13,40
Miraject P Super	0,9 mm	20	32 mm	254 207	13,40



Stumpfe Luer Applikationskanüle

- Zur Applikation von Flüssigkeiten, Gels und zur Spülung von besonders weiten Wurzelkanälen
- Steril verpackt
- Biegsam
- Für Spritzen mit Luer-Ansatz

Packung mit 100 Stück

Typ	Ø	Gauge	Länge	REF	€
Miraject PL Super	0,9 mm	20	22 mm	254 214	9,95


Stumpfe, biegsame Kanüle für die Endodontie

- Applikation von Flüssigkeiten und Pasten in den Wurzelkanal
- Feinste, kontrollierbare Dosierung
- In 2 Größen: 0,3 mm (30 Gauge) und 0,5 mm (25 Gauge), leicht in den Wurzelkanal einzuführen
- Für Spritzen mit Luer-Ansatz
- Farbcodiert


Packung mit 100 Stück

Typ	Ø	Gauge	Länge	REF	€
Miraject Endo Luer, fein	0,3 mm	30	40 mm	254 222	8,70
Miraject Endo Luer, mittel	0,5 mm	25	40 mm	254 215	8,70


Miraject® P / P Super




Miraject® PL Super



Miraject® Endo Luer



Miraject® Endo Rinse




Komfortables Spülsystem für Wurzelkanäle etc.

- Bestehend aus Einwegspritze und stumpfer Kanüle, steril verpackt
- Spritze: für 3 ml Flüssigkeit, mit 1/10 ml Kalibrierung
- Kanüle: stumpfe, feine, lange und biegsame Kanüle (0,5 mm / 25 G x 40 mm)

Packung mit 50 Einwegspritzen und 50 Kanülen

Typ	ø	Gauge	Länge	REF	€
Endo Rinse	0,5 mm	25	40 mm	254 220	18,10

Miraject® Endotec Luer



Spezielle Kanüle zur Spülung mit seitlichem Ausgang


- Besonders schonender, effektiver Spülvorgang
- Seitlicher Ausgang vermeidet Druck auf den Apex
- Rundes Kanülenende – geringe Perforationsgefahr
- Ideal auch zur schonenden Spülung parodontaler Taschen
- Steril verpackt
- Für Spritzen mit Luer-Ansatz
- Farbcodiert



Packung mit 25 Stück

Typ	ø	Gauge	Länge	REF	€
Endotec Luer	0,8 mm	21	25 mm	254 216	25,95
Endotec Luer	0,6 mm	23	25 mm	254 217	25,95
Endotec Luer	0,5 mm	25	25 mm	254 218	25,95
Endotec Luer	0,4 mm	27	25 mm	254 228	25,95
Endotec Luer	0,3 mm	30	25 mm	254 219	25,95

Miraject® Endotec Duo



Spezielle Kanüle mit zwei seitlichen Ausgängen

- Besonders schonender, effektiver Spülvorgang
- Zwei seitliche Ausgänge vermeiden Druck auf den Apex
- Rundes Kanülenende – geringe Perforationsgefahr
- Ideal auch zur schonenden Spülung parodontaler Taschen
- Steril verpackt
- Für Spritzen mit Luer-Ansatz
- Farbcodiert

Packung mit 25 Stück

Typ	ø	Gauge	Länge	REF	€
Endotec Duo	0,6 mm	23	25 mm	254 230	25,95
Endotec Duo	0,5 mm	25	25 mm	254 231	25,95
Endotec Duo	0,4 mm	27	25 mm	254 232	25,95
Endotec Duo	0,3 mm	30	25 mm	254 233	25,95

Die Injektionskanüle im Dentalmarkt

- Die klassische Einmalkanüle für Zylinderampullen
- Seit über 45 Jahren der Inbegriff für Qualität: über 400 Mio. Miraject-Kanülen auf höchstem Qualitätsniveau
- Hergestellt unter strengsten Qualitätskontrollen
- Erfüllt die höchsten Ansprüche der Injektionshygiene, jede Nadel mit Sterilitätskontrollsiegel
- Dreifach-Lanzettenschliff - schmerzarm
- Einstichmarkierung - Orientierung
- Silikonbeschichtung - optimales Gleitverhalten
- Einfache Handhabung und Entsorgung
- \varnothing 0,5 mm = rotes Siegel, \varnothing 0,4 mm = gelbes Siegel, \varnothing 0,3 mm = grünes Siegel
- Farbcodiert


Tipp: Kompatibel mit Miramatic-Sicherheitsspritzensystem (RKI konform entsorgen)

Packung mit 100 Stück

Typ	\varnothing	Gauge	Länge	REF	€
17/42	0,5 mm	25	35 mm	254 200	12,50
17/23	0,5 mm	25	21 mm	254 201	12,50
30/42	0,4 mm	27	35 mm	254 202	12,50
30/23	0,4 mm	27	21 mm	254 203	12,50
40/23	0,3 mm	30	21 mm	254 204	12,50

Kurze Kanüle für die intraligamentäre Anästhesie (nicht geeignet für das Miramatic-System):

Typ	\varnothing	Gauge	Länge	REF	€
40/10	0,3 mm	30	10 mm	254 205	12,50




Injektionskanülen mit Kunststoffkonus Luer

- Für Injektionslösungen aus der Ampulle
- Für alle gängigen Einmalspritzen
- Einzeln und steril verpackt
- Farbcodiert


Packung mit 100 Stück

Typ	\varnothing	Gauge	Länge	REF	€
17/42	0,5 mm	25	42 mm	254 210	6,95
17/23	0,5 mm	25	23 mm	254 211	6,95
30/42	0,4 mm	27	42 mm	254 212	6,95
30/23	0,4 mm	27	23 mm	254 213	6,95


Miraject®



Mit Papiersiegel





Miraject® Luer



Miramatic®

plopp



Miramatic®-Box



Innovatives Sicherheits-Spritzensystem mit Einhandbedienung

- „No-Touch System“: Ohne Risiko, dass Behandler und Helfer in direkten Kontakt mit blut- und speichelkontaminierten Nadeln kommen
- Kein Infektionsrisiko mit HIV, Hepatitis und anderen Erregern durch „Recapping“ bzw. das Entsorgen von gebrauchten Injektionskanülen
- Kein Verletzungsrisiko durch gebrauchte Nadeln
- Kein Auf- und Abschrauben notwendig, über 70 % Zeitersparnis

Weitere Informationen auf www.miraject.de

Das Miramatic Safety-Set beinhaltet:

1 Spritze, 3 Boxen, 1 Tischhalter u. 1 Packg. Miraject-Nadeln (Typ 30 / 23)

Artikelbeschreibung	REF	€
Set mit 1-Ring Spritze	355 471	135,90
Set mit 3-Ring Spritze	355 469	135,90
Set mit Flügelgriff-Spritze	355 473	135,90
Set mit Miramatic Aspi	355 496	139,30

„Mich hat das „No-Touch-System“ überzeugt. Seit vielen Jahren haben wir das Risiko, mit blut- und speichelkontaminierten Nadeln in Berührung kommen zu können, aus unserer Praxis entfernt, das Risiko sich mit Hepatitis oder HIV zu infizieren, auf ein Minimum reduziert. Nach der Injektion sorgt der Sicherheitsständer dafür, die Spritze wieder griffbereit zu haben und nach Gebrauch in der Box berührungslos zu entsorgen und sicher aufzubewahren.“
Frau Dr. Gabriele Schmeichel, Lückstedt



Erleichtert die Umsetzung der EU-Richtlinie 20/32/EU zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente.

Patenterte Entsorgungsbox

- Mit selbstöffnendem Automatik-Deckel per Knopfdruck
- Entsorgung gebrauchter Kanülen und anderer blut- und speichelkontaminierter Produkte, z. B. Skalpelle, Einwegspritzen u.ä.
- Absolut sichere Aufbewahrung durch fest verankerten Deckel mit Sicherheitsverschluss
- Öffnung zum Entriegeln der Miramatic-Spritze und zum Entsorgen der Miraject-Kanülen
- Die Öffnung kann stufenweise durch Herausbrechen der Klappen vergrößert werden
- Tischhalter zur optionalen Fixierung der Box
- Für die Entsorgung der gefüllten Miramatic-Boxen empfehlen wir z. B. die Firma Enretec (www.enretec.de, Mail: info@enretec.de)

Artikelbeschreibung	REF	€
5 Boxen, 1 Tischhalter	355 468	16,65
Tischhalter einzeln	355 472	2,80

Spritzen für das Miramatic-System

- Für die Leitungs- und Infiltrationsanästhesie
- Komplette aus Edelstahl in drei Griffversionen
- Mattierte Oberflächen vermeiden Reflektionen
- Mit Aspirationshaken
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
1-Ring	355 464	119,55
3-Ring	355 467	119,55
Flügelgriff	355 474	119,55
Miracare Instrumentenöl 100 ml	554 112	4,35

Zur Pflege des Miramatic-Kopfes empfehlen wir Miracare Instrumentenöl.

Selbstaspirierende Spritze für das Miramatic-System

- Für die Leitungs- und Infiltrationsanästhesie
- Ohne Aspirationshaken, kein Zug am Spritzenkolben in Gegenrichtung
- Aspiration durch leichten Druck/erneutes Loslassen des Spritzenkolbens
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Miramatic Aspi	355 495	122,55

Stabiler Sicherheitsständer für Injektions-spritzen und Spülkanülen

- Vermeidet Verletzungsgefahr durch Nadeln, die offen auf dem Schwebetisch liegen
- Ein-Hand Recapping verringert Verletzungsrisiko
- Spritze steht senkrecht in eigener Schutzhülle
- Feststellklemme hält Schutzhülle sicher fest
- Edelstahl, ca. 220 g schwer

Tipp: Optimale Ergänzung zum Miramatic-System

Artikelbeschreibung	REF	€
Miramatic Holder Plus	355 466	43,70

Miramatic® Spritzen



Miramatic® Aspi



Miramatic® Holder Plus



Fit Kofferdam® Starter Kit I



Fit Kofferdam® Starter Kit II

Fit Kofferdam® Lochschablone



Fit Kofferdam® Klammerbord



Fit Kofferdam® Zangen



Grundausrüstung I für die Kofferdamtechnik

- 1 Bord mit 12 Klammern komplett
- 1 Fit Klammerzange
- 1 Fit Lochzange
- 1 Fit Stahlrahmen groß
- 1 Fit Kofferdam-Lehrbuch

Artikelbeschreibung	REF	€
Fit-Kofferdam Starter Kit I	355 320	248,95

Grundausrüstung II für die Kofferdamtechnik

- 1 Bord mit 12 Klammern komplett
- 1 Fit Klammerzange
- 1 Fit Lochzange
- 1 Fit Latex medium (36 Blatt)
- 1 Fit Klapprahmen (Kunststoff)
- 1 Lochschablone
- 1 Fit Kofferdam-Lehrbuch

Artikelbeschreibung	REF	€
Fit-Kofferdam Starter Kit II	355 338	280,50

Zum Markieren der Löcher im Kofferdam vor dem Perforieren

- Stabiler Kunststoff

Artikelbeschreibung	REF	€
Fit Kofferdam Lochschablone, 15 x 15 cm	355 318	17,95

Klammerbord mit und ohne Klammern

Edelstahl, mit 8 Klammern

je 2 x Nr. 9, je 1 x Nr. 2A, W2A, 5, 56, 203, 204

Edelstahl, mit 12 Klammern

je 1 x Nr. 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A

Edelstahl, mit 18 Klammern

je 1 x Nr. P1, P2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 138, 139, 210, 211

Artikelbeschreibung	REF	€
Klammerbord mit 8 Klammern	355 330	111,70
Klammerbord mit 12 Klammern	355 331	155,50
Klammerbord mit 18 Klammern	355 332	234,20
Klammerbord ohne Klammern (für 8 Klammern)	355 327	37,95
Klammerbord ohne Klammern (für 12 Klammern)	355 328	54,80
Klammerbord ohne Klammern (für 18 Klammern)	355 329	67,95

Fit® Klammerzange – für problemloses Greifen der Klammern

- Frei arretierbar
- Kein Kippen der Klammer möglich

Fit® Lochzange – für perfekt gestanzte, reiß-feste Perforationen

- Beweglicher Stanzdorn, der immer den gesamten Schneiderand erfasst
- Aus Edelstahl

Artikelbeschreibung	REF	€
Fit Lochzange	355 321	75,50
Fit Klammerzange	355 333	29,70

Aus natürlichem Latex-Gummi

- Medium: besonders leichtgängig durch den Approximalkontakt
- Heavy: für stärkere Retention der Gingiva
- Hohe Reißfestigkeit durch gleichbleibende Qualität
- Kühl aufbewahrt mindestens ein Jahr haltbar
- Grün (15 x 15 cm), einseitig gepudert

Artikelbeschreibung	Stärke	Inhalt	REF	€
Fit Latex Medium	0,18 – 0,23 mm	36 Blatt	355 335	14,20
Fit Latex Heavy	0,23 – 0,29 mm	36 Blatt	355 336	16,50

Damit das Einspannen des Latex leichter und schneller bei engen Kontaktpunkten funktioniert, empfehlen wir als Gleitmittel unser Miradont-Gel (S. 48).

Speziell zur kurzzeitigen Vergrößerung der Interdentalräume

Artikelbeschreibung	REF	€
Eliot Separator	355 325	38,85

Stabiler Edelstahlrahmen

- Zum Straffen des Kofferdams ohne Perforation
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Rahmen I = groß	355 324	18,35
Rahmen II = klein	355 323	18,35

Klappbarer Kunststoffrahmen

- In der Mitte aufklappbar, erleichterter Zugang
- Vermeidet Reflektionen bei Kontrollröntgenaufnahmen, ideal für die Endodontie
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Fit Klapprahmen	355 319	29,50


Fit Kofferdam®-Latex



Fit Kofferdam® Eliot Separator




Fit Kofferdam® Stahlrahmen



Fit® Klapprahmen




Fit Kofferdam® Klammern



210




211




9




212




G-L



G-R



P-R



P-L

Unsere Fit Kofferdam Klammern aus hochwertigem Edelstahl werden in ihrer Spannkraft werkseitig exakt, präzise und zweckmäßig für den Zahn eingestellt, für welchen sie gedacht sind. Für diese hohe Qualität wird 0,66 mm starker, autoklavierbarer Edelstahl verwendet.

Ivory-Stil (labial)

Artikelbeschreibung	REF	€
210	355 384	11,40
211	355 385	11,40
9	355 355	11,40

Ivory-Stil (cervical)

Artikelbeschreibung	REF	€
212	355 386	11,40

Mit Watterollenhalterung

Artikelbeschreibung	REF	€
Set mit beiden Klammern G-L und G-R	355 389	25,95

Für Kinder R + L

- Für die ersten Molaren

Artikelbeschreibung	REF	€
P-R	355 387	11,40
P-L	355 388	11,40

Mattschwarze Kofferdam Klammern

- Mattierte Oberflächen verhindern störende Lichtreflexe
- Blendfreies Arbeiten beim Einsatz von Lupenbrillen und intraoralen Kameras
- Hochwertiger Edelstahl

Artikel	REF	€	Artikel	REF	€
Nr. 0	355 770	13,50	Nr. 201	355 779	13,50
Nr. 2	355 771	13,50	Nr. 202	355 780	13,50
Nr. 2a	355 772	13,50	Nr. 206	355 781	13,50
Nr. 5	355 773	13,50	Nr. 207	355 782	13,50
Nr. 7	355 774	13,50	Nr. 210	355 783	13,50
Nr. 8a	355 775	13,50	Nr. 211	355 784	13,50
Nr. 56	355 776	13,50	Nr. 1AT	355 785	14,80
Nr. 138	355 777	13,50	Nr. 14T	355 786	14,80
Nr. 139	355 778	13,50			

Spezialklammer

- Zur Freilegung des Zahnhalses und der temporären Verdrängung der Gingiva
- Schraubfixierung garantiert einen sicheren Halt
- Ideal z. B. bei der adhäsiven Befestigung von Veneers

Artikelbeschreibung	REF	€
Cervicalklammer 214	355 400	53,45

Fit Kofferdam® Klammern Black



1AT



211

Cervicalklammer 214



Spezifizierte Kofferdam T-Klammern

- Für den Labial-, Prämolaren- und Molarenbereich
- Mit speziellen Retentionen zur besseren Fixierung am Zahn

Labiale T-Klammer

Artikelbeschreibung	REF	€
9T	355 754	11,75

Prämolare T-Klammern

Artikelbeschreibung	REF	€
1T	355 752	11,75
1AT	355 753	11,75
2T	355 750	11,75
2AT	355 751	11,75

60-seitiges Lehrbuch
(REF 160 001) **gratis erhältlich!**
Kofferdam-Kurse auf Anfrage!




Molare T-Klammern

Artikelbeschreibung	REF	€
14T	355 758	11,75
56T	355 759	11,75

Spezielle Kofferdam-Klammern für Kinder

- Extra entworfen für die anatomische Form von Milchzähnen
- Ideal für die Pedodontologie

Artikelbeschreibung	Quadrant	REF	€
5E	rechts oben	355 723	12,80
54D	rechts oben	355 722	12,80
64D	links oben	355 724	12,80
65E	links oben	355 725	12,80
85E	rechts unten	355 729	12,80
84D	rechts unten	355 728	12,80
74D	links unten	355 726	12,80
75E	links unten	355 727	12,80
Kit mit 8 Klammern auf Klammerbord		355 720	126,60
Klammerbord einzeln, ohne Klammern		355 721	40,30



Fit Kofferdam® Klammern



Fit Kofferdam® Kinder Klammern




Fit Kofferdam® Klammern



15



18



24



25



26




28




30



31




200




201




5



56




202



205



7



203

Molaren-Klammern flügellos

Artikelbeschreibung	REF	€
15	355 358	11,40
18	355 359	11,40
24	355 361	11,40
25	355 362	11,40
26	355 363	11,40
28	355 365	11,40
30	355 367	11,40
31	355 368	11,40
51	355 369	11,40
138	355 372	11,40
139	355 373	11,40
W8A	355 354	11,40



51



138




139




W8A

Molaren-Klammern mit Flügeln

Artikelbeschreibung	REF	€
200	355 374	11,40
201	355 375	11,40
5	355 349	11,40
56	355 370	11,40
202	355 376	11,40
205	355 379	11,40
7	355 350	11,40
203	355 377	11,40
204	355 378	11,40
7A	355 351	11,40



204



7A

Molaren-Klammern mit Flügeln (tiefgreifend)

Artikelbeschreibung	REF	€
3	355 346	11,40
4	355 348	11,40
8	355 352	11,40
8A	355 353	11,40
14	355 356	11,40
14A	355 357	11,40

Bei zu geringer Friktion der Klammer besteht die Möglichkeit der Aktivierung z. B. mit einer Spitzzange.



Prämolaren-Klammern flügellos

Artikelbeschreibung	REF	€
W2A	355 345	11,40
22	355 360	11,40
27	355 364	11,40
29	355 366	11,40





Unsere Fit Kofferdam Klammern aus hochwertigem Edelstahl werden in ihrer Spannkraft werkseitig exakt, präzise und zweckmäßig für den Zahn eingestellt, für welchen sie gedacht sind. Für diese hohe Qualität wird 0,66 mm starker, autoklavierbarer Edelstahl verwendet

Prämolaren-Klammern mit Flügeln

Artikelbeschreibung	REF	€
00	355 341	11,40
0	355 340	11,40
206	355 380	11,40
207	355 381	11,40
209	355 383	11,40
208	355 382	11,40
2	355 343	11,40
2A	355 344	11,40




Fit Kofferdam® Klammern




Perfect Splint C®

5 mm breit

5 mm breit



Perfect Splint-System



Super-Splint De Luxe

4 mm breit

Super-Splint

Vorgefertigte Gitternetzbögen in vier Größen

- Zur Schienung, Stabilisierung und Interimsversorgung
- Zeitersparnis: Durch Bogenform einfach zu adaptieren und zu befestigen
- Die Größe ist durch gebogene Messschablonen (C1 - C4) schnell und sicher zu ermitteln, zu 98 % passgenau



Bericht

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Kombi Set Edelstahl/Kunststoff (PET)	je 8 Stück	153 000	47,80
Set Edelstahl	8 Stück	153 001	28,10
Set Kunststoff (PET)	8 Stück	153 002	28,10

Nachfüllpackungen à 10 Bögen und Messschablonen auf Anfrage.

Gerade Schienungsnetze

- Schneidbare Kunststoff (PET)- oder Edelstahlnetze zur Schienung
- Packung reicht für die Schienung von ca. 200 Zähnen

Komplettpackung

Artikelbeschreibung	REF	€
Je 10 Edelstahl- und Kunststoff (PET)- Netze, Befestigungshilfe (orthodontischer Draht)	152 280	40,60

Einzelpackungen

Artikelbeschreibung	REF	€
20 Edelstahlnetze, Befestigungshilfe (orthodontischer Draht)	152 281	42,95
20 Kunststoff (PET) -Netze, Befestigungshilfe (orthodontischer Draht)	152 282	38,20

Mehrlagiges Glasfaserband

- 6 aufeinandergeätzte Lagen feinmaschigen, ultradünnen und silaniserten Glasfaserbandes
- 4 mm breit, für ca. 25 Anwendungen

Artikelbeschreibung	REF	€
Super-Splint De Luxe, 50 cm Band	355 848	76,95

Glasfaserband zur Schienung und Verstärkung

- Äußerst flexibel und leicht zu verarbeiten
- Mehrere Lagen des Bandes können mit Komposit aufeinandergeschichtet werden
- 4 mm breit, silanisiert, für bis zu 50 Anwendungen

Artikelbeschreibung	REF	€
Super-Splint, 3 m Band	355 849	54,95

Fissurenstempel für Kompositfüllungen

- Einfache, gute und schnelle okklusale Formgebung von Kompositfüllungen im Seitenzahnbereich
- Manuelle Modellation der Kauflächen nicht mehr erforderlich
- Lichtdurchlässiger Kunststoff, desinfizierbar
- Polymerisation durch Aufsetzen der Lampe auf den Stempel
- Molaren- und Prämolaren Einwegstempel in 16 verschiedenen Größen und Formen, getrennt nach OK/UK und rechter/linker Kieferhälfte
- Zur leichten Identifikation ist die Nummer des Zahns oben auf dem Stempel notiert

Artikelbeschreibung	REF	€
Intro-Kit mit 32 Stempeln (16 x 2 Stück)	605 494	23,50
Set mit 160 Stempeln (16 x 10 Stück)	605 477	72,70

10er Refills in 16 Größen auf Anfrage einzeln erhältlich.

37%ige Phosphorsäure

- Standfestes Gel
- Rot eingefärbt zur besseren Sichtbarmachung auf dem Schmelz
- Leicht aus der Spritze zu dosieren
- Reicht für ca. 30 Anwendungen

Weitere Applikationsnadeln: Miraject Endo Luer (siehe auch Seite 13)

Artikelbeschreibung	REF	€
2 ml Spritze mit 2 Kanülen	152 284	12,50

Gebrauchsfertige Calciumhydroxidpaste (45 %)

- Zur direkten Überkappung bei Eröffnung der Pulpa oder Pulpotomien; indirekte Überkappung bei Caries profunda
- Für temporäre Wurzelkanalfüllungen
- Hoher pH-Wert (über 11,5) für antimikrobiellen Effekt, radiopak
- Sparsam und leicht zu dosieren
- Geeignet unter allen Unterfüllungs- und Füllungsmaterialien
- Mit Aushärtungsschutz-Hülle

Weitere Applikationsnadeln: Miraject Endo Luer (siehe auch Seite 13)

Artikelbeschreibung	REF	€
2 ml Spritze mit 2 Kanülen	152 283	19,40

Matrizenspanner im „Tofflemire“-Stil

- Rostfreier, hochwertiger Edelstahl
- Autoklavierbar



Artikelbeschreibung	REF	€
Standard Universal Nr. 1	355 043	13,45
Abgewinkelt Nr. 2	355 047	13,45
Junior (kurz) Nr. 3	355 048	13,45

Occlu-Print®



Micro-Etch



Calci-Line®



Matrix-Spanner




Crown Click® De Luxe




Mechanischer Kronen- und Brückenentferner

- Sehr wirksam durch kontrolliert einstellbare Schlagkraft
- Nur das Instrumentenende unter dem Kronenrand platzieren und den „Klick“ auslösen
- Instrumentenenden in drei Ausführungen mit zusätzlichem Schlingenaufsatz (optional)
- Schnelle, wirksame und einfache Kronen- und Brückenentfernung
- Hochwertiger, mattierter Edelstahl
- Autoklavierbar



Artikelbeschreibung	REF	€
Set: Instrument mit Ansätzen (Nr. 1 – 3)	452 205	82,50
Ansatz Nr. 1 (lang)	452 206	10,75
Ansatz Nr. 2 (kurz)	452 207	10,75
Ansatz Nr. 3 (kurz + Winkel)	452 208	10,75
Schlingenaufsatz Nr. 4 (inkl. Adapter)	452 209	99,50
Schlingenaufsatz Ersatzdraht, 2 Stück	452 210	22,25

C-EX® / B-EX®



Greifzwingen zum Entfernen von Kronen und Brücken

- Hochwertige Chrom-Nickel-Legierung
- Kein Verkanten möglich, höchste Abzugskraft
- B-EX mit spitzem Ansatz für Brücken
- C-EX mit breitem Ansatz für Kronen
- Autoklavierbar




Artikelbeschreibung	REF	€
Brückenentferner	355 203	49,00
Kronenentferner	355 204	49,00

Gripit®



Aufbisskissen mit hoher Haftkraft

- Zum Entfernen von provisorisch eingesetzten Arbeiten
- Aufbisskissen aufwärmen, einsetzen und durch ruckartiges Öffnen entfernen
- Sicher und sehr angenehm für den Patienten
- Hygienisch zu je zwei Stück verpackt



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Gripit	50 (25 x 2) Stück	605 283	46,60

Hochwertiges, grünes Okklusionsspray

- Zur Markierung von Kontaktpunkten durch direktes Aufsprühen auf die Okklusionsflächen oder Kroneninnenseiten
- Mikro-Pulverschicht für höchste Genauigkeit
- Kunststoffdüse für feinen Spraynebel
- Pulverschicht mit Wasser leicht zu entfernen
- Sparsamer Verbrauch

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Spraydose, grün	75 ml	554 205	9,90
Spraydose, grün	50 ml	554 211	7,95

Markierungsinstrument

- Mit grüner Farbmine
- Zur Markierung auf der Mundschleimhaut (A-Linie, Druckstellen, Faltenverlauf, Kronenränder etc.)

Artikelbeschreibung	REF	€
Instrument mit 5 grünen Minen	355 315	28,20
5 grüne Minen separat	355 316	6,50

Zum Überprüfen von interdentalen Kontaktstellen

- Halter aus rostfreiem Edelstahl
- Starke Edelstahl-Kontaktbänder
- In drei farbkodierten Stärken

Artikelbeschreibung	REF	€
Set mit Halter und je 1 Band	355 306	73,80
Ersatzband einzeln, blau ø 0,05 mm	355 307	7,40
Ersatzband einzeln, rot ø 0,11 mm	355 308	7,40
Ersatzband einzeln, gelb ø 0,15 mm	355 309	7,40

Amalgamdepot aus rostfreiem Edelstahl

- Einfaches Aufnehmen durch flachen Boden
- Ermöglicht das Aufnehmen von Amalgam ohne Hautkontakt
- Stand- und rutschfest (123 g), autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Amalgambrunnen	355 000	17,50
Del-Ject, Kunststoff-Amalgampistole, gebogen	355 036	11,95

Kunststoffhülsen für Stumpfaufbau

- Zeitsparend, die Ausarbeitung des ausgehärteten Stumpfes wird vereinfacht
- Kostensparend, da deutlich weniger Komposit benötigt wird
- Gefahr der versehentlichen Schädigung der Nachbarzähne wird minimiert
- Standardform der Hülsen für jeden Stumpfaufbau geeignet
- Transparente und lichtdurchlässige Hülsen in sechs Größen
- Dünnwandige Hülsen können mit der Schere angepasst werden
- Grundsätzlich mit allen gängigen Wurzelstiftsystemen und Stumpfaufbaukompositen zu verwenden

Artikelbeschreibung	REF	€
72er Kit mit je 12 Hülsen in 6 Größen	605 470	35,70

Refill Kits mit je 10 Hülsen pro Größe auf Anfrage

Occlu® Spray Plus



Exact Liner




Kontaktprüfer



Amalgambrunnen



Mirafit® BC



Mirafit® 3 in 1



Geflochtene Faserstruktur

Pulpärer Aufbaustift aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- Biokompatibler Werkstoff mit guten physikalischen Eigenschaften
- Gewindefrei, zahnschonend, radiopak
- Konische Form, Größe lässt sich durch drei Farbmarkierungen auf dem Stift individuell anpassen:

Gelbe Markierung: Stiftlänge 2,9 mm – ca. ISO-Größe 60

Rote Markierung: Stiftlänge 8,25 mm – ca. ISO-Größe 80

Blaue Markierung: Stiftlänge 17,5 mm – ca. ISO-Größe 110



(Stiftlänge insgesamt 35 mm)

Artikelbeschreibung	REF	€
Kit: 6 Stifte, 1 Tiefenerweiterer und 3 Wurzelkanalerweiterer	356 074	68,80

Refill Packungen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Stifte	6 Stück	356 080	26,30
Tiefenerweiterer	3 Stück	356 081	31,50
Wurzelkanalerweiterer gelb, small	3 Stück	356 082	31,50
Wurzelkanalerweiterer rot, medium	3 Stück	356 083	31,50
Wurzelkanalerweiterer blau, large	3 Stück	356 084	31,50

Mirafit® Carbon und White



Gewindefreier Wurzel aufbaustift aus Karbon- und Glasfaser

- Keine Korrosionsgefahr dank des biokompatiblen Werkstoffes aus metallfreien Materialien
- Ermöglicht eine besonders zahnschonende Präparation
- Extra langer und leicht zu kürzender Stift, lässt sich mit einem Bohrer einfach entfernen
- In 3 gängigen Durchmessern lieferbar:
L2 = Ø 1,20 mm L3 = Ø 1,35 mm L4 = Ø 1,50 mm

Mirafit Carbon

- Durch radiopaken Befestigungszement ist der Stift auf Röntgenbildern sichtbar

Mirafit White

- Weiße Farbe des Stiftes dient der besseren Ästhetik
- Radiopak

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirafit Carbon Kit	3 x 6 Stifte + je 1 Reamer	356 040	100,80
Mirafit Carbon, Stift L2	Ø 1,20 mm, 6 Stück	356 041	21,60
Mirafit Carbon, Stift L3	Ø 1,35 mm, 6 Stück	356 042	21,60
Mirafit Carbon, Stift L4	Ø 1,50 mm, 6 Stück	356 043	21,60
Mirafit White Kit	3 x 6 Stifte + je 1 Reamer	356 044	109,95
Mirafit White, Stift L2	Ø 1,20 mm, 6 Stück	356 045	22,95
Mirafit White, Stift L3	Ø 1,35 mm, 6 Stück	356 046	22,95
Mirafit White, Stift L4	Ø 1,50 mm, 6 Stück	356 047	22,95
Mirafit Reamer L2	3 Stück	356 048	23,50
Mirafit Reamer L3	3 Stück	356 049	23,50
Mirafit Reamer L4	3 Stück	356 050	23,50

Faser-Aufbaustift System

- Hoch radiopak (350 % AL) und lichtdurchlässig für den Gebrauch dual aushärtender Resin-Zemente
- Konische Form mit maschinelltem Retentionsschlitz – farbcodiert
- Ästhetisch dank lichtdurchlässiger Matrix
- 100 % Biomaterial – frei von Epoxid

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Intro Kit, 4 x 5 Stifte + 4 Reamer		357 000	179,00
Refill Nr. 1	10 Stück	357 001	62,50
Refill Nr. 2	10 Stück	357 002	62,50
Refill Nr. 3	10 Stück	357 003	62,50
Refill Nr. 4	10 Stück	357 004	62,50
Refill Reamer Nr. 1	3 Stück	357 005	34,50
Refill Reamer Nr. 2	3 Stück	357 006	34,50
Refill Reamer Nr. 3	3 Stück	357 007	34,50
Refill Reamer Nr. 4	3 Stück	357 008	34,50

Preisgünstiger Aufbaustift

- Selbstschneidendes Gewinde
- In zwei Versionen: Titan oder 24 K vergoldet
- Wird direkt eingeschraubt oder einzementiert
- In vier Längen: short (8 mm), medium (9,5 mm), long (12 mm), x-long (14 mm)
- In sechs Stärken: Nr. 1 (ø 1,05 mm), Nr. 2 (ø 1,20 mm), Nr. 3 (ø 1,35 mm), Nr. 4 (ø 1,50 mm), Nr. 5 (ø 1,65 mm), Nr. 6 (ø 1,80 mm)
- Sets enthalten pro Größe drei, sechs oder zwölf Stifte



Set vergoldet mit Hohl- und Kreuzdriver, Set Titan mit Hohldriver

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Set 240, vergoldet	20 x 12 Stück	355 975	116,40
Set 120, Titan	20 x 6 Stück	355 998	183,30
Set 60, vergoldet	20 x 3 Stück	355 974	43,40
Set 60, Titan	20 x 3 Stück	355 973	97,30

Reamer

Artikelbeschreibung	ø	Inhalt	REF	€
Set 1 – 6			355 997	45,90
Nr. 1	1,05	3 Stück	356 020	22,60
Nr. 2	1,20	3 Stück	356 021	22,60
Nr. 3	1,35	3 Stück	356 022	22,60
Nr. 4	1,50	3 Stück	356 023	22,60
Nr. 5	1,65	3 Stück	356 024	22,60
Nr. 6	1,80	3 Stück	356 025	22,60
Hohldriver, einzeln			356 027	2,90
Kreuzdriver, einzeln			356 028	2,90

Mirafit® Clear



Intro Kit

Mira-Post®

Vergoldet

Titan



Reamer NF (3er Pck.)	S (8 mm)	M (9,5 mm)	L (12 mm)	XL (14 mm)
Nr. 6 (ø 1,80) 356 025	G 355 981 Ti 356 004	G 355 987 Ti 356 010	G 355 993 Ti 356 016	G 355 995 Ti 356 018
Nr. 5 (ø 1,65) 356 024	G 355 980 Ti 356 003	G 355 986 Ti 356 009	G 355 992 Ti 356 015	
Nr. 4 (ø 1,50) 356 023	G 355 979 Ti 356 002	G 355 985 Ti 356 008	G 355 991 Ti 356 014	G 355 994 Ti 356 017
Nr. 3 (ø 1,35) 356 022	G 355 978 Ti 356 001	G 355 984 Ti 356 007	G 355 990 Ti 356 013	
Nr. 2 (ø 1,20) 356 021	G 355 977 Ti 356 000	G 355 983 Ti 356 006	G 355 989 Ti 356 012	
Nr. 1 (ø 1,05) 356 020	G 355 976 Ti 355 999	G 355 982 Ti 356 005	G 355 988 Ti 356 011	

Nachfüllpackungen mit 6 Stiften in Titan oder 12 Stiften in Gold auf Anfrage.

N2® Endodontic Cement



Bericht



Röntgenkontrolle

Wurzelkanalzement auf Zinkoxid-Eugenol Basis

- Preiswerte und schnelle Alternative seit über 50 Jahren
- Allein oder als Sealer in Verbindung mit Guttapercha-Stiften verwendbar
- Angemischt einfach in den Kanal einrotierbar
- Gutes Adhäsionsvermögen an den Kanalwänden
- Ausgehärtet eine definitive, nicht resorbierbare Füllung
- Antimikrobielle Wirkung, die mit der allmählichen Aushärtung erlischt
- Bestehend aus Pulver und Flüssigkeit zum Mischen


Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Set	10 g Pulver, 6 g Liquid	152 027	42,75
Pulver einzeln	10 g	152 028	30,45
Liquid einzeln	6 g	152 029	17,95

„Bei über 8800 in der EDV registrierten VitE's des Zeitraums 1985 – 1999 wurde die Behandlung nur in 22 Fällen (5 selbst, 17 Assistent) in mehr als einer Sitzung vollzogen. Tausende Vitalamputationen und Milchzahn-Endos habe ich nicht gezählt.“
Dr. Robert Teeuwen

Desmoclean®



Desmoclean-Originalgröße (zwei Schaftlängen und zwei Kopfgrößen)



Instrumente zur schonenden Wurzelglättung

- Zur Säuberung und Glättung der Wurzeloberfläche in tiefen Taschen, bei Bi- und/oder Tri-Furkation und im Approximalraum
- Zur Entfernung festsitzender Granulationen
- Zur Konkremententfernung (subgingivale Zahnbeläge)
- Zur Periostablösung bei der Aufklappung
- Nicht schneidender Sechskantkopf - so schonend wie mit Handinstrumenten und so schnell wie mit Diamanten
- Pro Instrument mind. 30 – 50 Parodontien behandelbar
- Anzuwenden mit 7.000 – 10.000 U/min, leichtem Druck und Wasserspray

Artikelbeschreibung	REF	€
Einführungspackung mit je 6 Stück pro Form (24 St.)	503 290	116,10
Minikit mit je 1 Stück pro Form (4 Stück)	503 263	21,55
Set mit je 3 Stück pro Form (12 Stück)	503 264	59,10

Einzelformen

Artikelbeschreibung	REF (3 St.)	€	REF (12 St.)	€
I	503 265	16,10	503 291	59,10
II	503 266	16,10	503 292	59,10
III	503 267	16,10	503 293	59,10
IV	503 268	16,10	503 294	59,10

Kombinationspackung mit je 6 Stück in 2 Formen

Artikelbeschreibung	REF	€
I und II	503 295	59,10
I und III	503 297	59,10
II und IV	503 298	59,10
III und IV	503 296	59,10

Der entscheidende Beitrag gegen Periimplantitis

- Versiegelt keimdicht die Spalten und Hohlräume von Implantaten
- Verhindert dauerhaft das Eindringen von Keimen in die Hohlräume und die Reinfektion des periimplantären Gewebes
- Beseitigt wirksam eine Hauptursache der Periimplantitis
- Seit über 16 Jahren an der Universität Düsseldorf erfolgreich im klinischen Einsatz
- Einfach in der Handhabung und Applikation durch speziellen Applikator



Artikelbeschreibung	REF	€
GapSeal Set (Applikator mit 10 Tips)	152 041	59,00
GapSeal Refill Pack (10 Tips à 0,06 ml)	152 040	45,00
Applikator einzeln	152 042	15,80

Schützende Hohlraumversiegelung gegen Periimplantitis

Bei jedem mehrteiligen Implantat sind fertigungsbedingt Spalten und Hohlräume zwischen Implantat und Aufbauten unvermeidlich.

Diese Spalträume lassen sich, je nach der Präzision der Fertigung, minimieren. Sie sind jedoch niemals bakteriendicht und stehen in offener Verbindung zur bakterien- und pilzbesiedelten Mundhöhle. Das Keimspektrum der Hohlraumbesiedelung besteht wie auch bei der Periimplantitis aus einer großen Anzahl gramnegativer, meist anaerober Bakterien. Diese feuchten und warmen Implantatinnenräume bieten ein ideales Milieu für das Bakterienwachstum und führen teilweise auch zur Pilzbesiedelung. Schon vor über 16 Jahren begann man an der Klinik für Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Fritzemeier eine Lösung für dieses Problem zu suchen. Das Forschungsteam fand unter anderem heraus, dass der Spalt zwischen Abutment und Implantat im Durchschnitt etwa 45 µm beträgt, aber die meisten der maßgeblichen Bakterien zwischen 0,5 µm und 4 µm groß sind.

Basierend auf aufwendigen Studien und Tests wurde daraufhin ein Material entwickelt, das sämtliche kapillare Spalten und Innenräume von zusammengesetzten Implantaten bakteriendicht versiegelt.


GapSeal besteht aus einer speziell abgestimmten Silikonmatrix, die durch das Abdichten der Hohlräume ein Eindringen von Bakterien verhindert. Es wird direkt nach dem Setzen des Implantates beim ersten Eindrehen der Verschlusschraube verwendet. Das Implantat ist so von Anfang an und dauerhaft vor Entzündungen durch Bakterien, Viren und Pilze geschützt. GapSeal wird äußerst einfach angewendet, denn das Material wird in kleinen Portionstips (reicht für 2–3 Implantate) mit einem speziellen Applikator angeboten.

GapSeal versiegelt die Spalten und Hohlräume, die sich in jedem mehrteiligen zusammengesetzten Implantat befinden. Es verhindert so effizient und dauerhaft das Eindringen von Keimen in Hohlräume und trägt zur Reduktion der Reinfektion des periimplantären Gewebes bei. GapSeal beseitigt so effizient eine der Hauptursachen für das Auftreten einer Periimplantitis.





Die Implantate werden direkt nach dem Inserieren reichlich mit GapSeal beschickt. Das Eindringen der Verschlusschraube versiegelt das Implantat mittels GapSeal luftdicht und hinterlässt keinen Hohlraum.

GapSeal®



Video



Nach dem Abnehmen der Verschlusskappe wird GapSeal durch einfaches Drehen am Transportrad direkt appliziert.

Miraclean-Implant Black



Reinigungsinstrumente für Implantate

- Schwarze Instrumente für guten Kontrast
- Doppelendig, in 4 speziellen Formen
- Autoklavierbarer Kunststoff

Artikelbeschreibung	REF	€
Set mit 4 Instrumenten	355 220	14,50
Instrument einzeln: Nr. 1	355 221	4,50
Instrument einzeln: Nr. 2	355 222	4,50
Instrument einzeln: Nr. 3	355 223	4,50
Instrument einzeln: Nr. 4	355 224	4,50

Miraimplant®



Parallelbohrhilfe für Implantate nach Dr. König

- Anwendung für jedes Implantatsystem
- Parallele, gegenseitige Implantatausrichtung
- Beliebige Wahl der Implantatpositionen in der Horizontalen nach chirurgischen Kriterien
- Optimierung des prothetischen Ergebnisses
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Kit (inkl. 1 Pilotbohrer und 2 Führungsstifte)	356 100	158,90
Pilotbohrer 2 mm	503 500	36,40
Führungsstift 1,9 mm	356 101	15,70
Führungsstift 2,0 mm	356 102	15,70
Führungsstift 2,1 mm	356 103	15,70
Führungsstift 2,2 mm	356 104	15,70


Miraglu®



Gewebekleber zum Verschluss von Haut- und Schleimhautverletzungen

- Hervorragende Klebeeigenschaften auf feuchtem Gewebe
- Cyanoacrylat in monomerer Form flüssig, polymerisiert bei Kontakt mit Wasser/Körperflüssigkeit
- Dünner, absolut dichter Film hält Wundränder aufgrund kurzer Abbindezeit schnell und zuverlässig zusammen
- Wunden heilen schnell, komplikationslos, ohne Narbenbildung, ohne Fädenziehen und kosmetisch einwandfrei
- Für kleinere Schnittwunden als Praxispflaster geeignet

Artikelbeschreibung	REF	€
3 g Miraglu, 20 Feindosierpipetten und 2 Mischpaletten	155 015	56,40



Adhäsive Wundschutzpaste auf Zellulosebasis

- Wird direkt auf Wunden, Nähte und Druckstellen aufgetragen
- Hält Bakterien fern und unterstützt den Heilungsprozess
- Verbleibt bis zu 30 Stunden und löst sich selbstständig auf
- Ideal zum Schutz von Wunden und Nähten in der Implantologie, Parodontologie, nach Extraktionen, in der KFO und Prothetik
- Eignet sich hervorragend als Medikamententräger
- Weichbleibend - Geschmacksneutral - Geruchsfrei



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Reso-Pac	25 g	155 011	12,60
Reso-Pac Vorteilspackung	5 x 25 g	155 010	55,40
Reso-Pac Einzelportionen	50 x 2 g	155 014	40,95

Myrrhe-Benzoin-Tinktur zur Pflege der beanspruchten Mundschleimhaut

- Nach PA-Behandlungen und zahnärztlichen Eingriffen
- Myrrhe (gewebefestigend und pflegend) hilft u. a. bei Nachwirkungen von Zahn- und Zahnfleischbehandlungen
- Benzoin und Aloe unterstützen die Pflege und Festigung der Mundschleimhaut
- Anwendung ohne Antibiotika und ohne Corticosteroide
- Brennt nicht nach dem Auftragen, hat einen angenehmen Geschmack und haftet durch die sirupartige Konsistenz lange auf der Schleimhaut
- Reicht für über 100 Anwendungen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Myzotect-Tincture	50 ml	155 005	20,60

Für den Heimgebrauch des Patienten

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Myzotect-Tincture	5 x 5 ml	155 006	46,40
Myzotect-Tincture	10 x 5 ml	155 007	86,00

Für die optimale Parodontitistherapie

Dentosmin P enthält 1 % Chlorhexidinbis (D-gluconat) und wird angewendet

- zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei bakteriell bedingten Zahnfleischentzündungen (Gingivitis)
- zur Unterstützung der Heilungsphase nach parodontalchirurgischen Eingriffen (Eingriffe am Zahnhalteapparat)
- bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit, z. B. als Folge kieferorthopädischer Behandlungen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Dentosmin P	15 g	155 021	3,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:

PZN | D 01163715

Unser Miradont-Gel finden Sie auf Seite 48.

Reso-Pac®



Myzotect®-Tincture



Sehr nützlich in der Anwendung mit Reso-Pac



Dentosmin® P



Apothekenpflichtiges Arzneimittel. Zusammensetzung: 1 g Paste enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil 10 mg Chlorhexidinbis-(D-gluconat). Die sonstigen Bestandteile sind: Calciumpyrophosphat (Putzkörper), Hyetellulose, Saccharin, Glycerol 85 %, Siliziumdioxid (zur dentalen Anwendung), Parfümöl, Farbstoff E 131 (Patentblau V), Methyl-4-Hydroxybenzoat (ph.Eur.), gereinigtes Wasser

Variator®-Kit



Einmalbehandlungsset

- Enthält Mundspiegel, Pinzette und Sonde
- Großer Anmischspatel zum Mischen von Zement und Füllungsmaterialien
- Kugelkopf und Heidemannspatel zum Stopfen
- Praktisch bei Hausbesuchen, Risikopatienten und in Notfällen
- Alle drei Instrumente sind steril und zusammen blisterverpackt

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Variator-Kit Set	10 Sets	355 441	9,90

Tweezer PL



Spezielle verzahnte Kunststoffpinzette

- Optimaler Grip durch verzahnte „Greiffläche“ in alle Richtungen
- Zum Greifen von sehr dünnen Fäden, z. B. Zahnseide
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Tweezer PL	10 Stück	355 202	9,80

Liftbox



Desinfektionsbox für zahnärztliche Instrumente

- Das Tray wird beim Schließen des Deckels in die Desinfektionslösung abgesenkt
- Tray mit schwenkbarem Griff für einfaches Handling
- Kein direkter Hautkontakt mit aggressiven Desinfektionsmitteln
- Säurebeständiger Kunststoff
- Maße (BxHxT): ca. 26 x 8,5 x 12 cm
- Inhalt: ca. 1,5 l

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Liftbox	1 Stück	355 140	24,25

Wangen- und Lippenexpander

- Für freie Sicht und ein freies Arbeitsfeld
- Ideal zur Behandlung im Frontzahnbereich
- Aus nicht reflektierendem Kunststoff (auch bei Fotos)
- Autoklavierbar



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
normal	2 Stück	605 454	10,80
mini (Kinder)	2 Stück	605 455	10,25

Lippenexpander

- Öffnet den Patientenmund in vertikaler Richtung
- Für Arbeiten am Zahnfleischsaum der Frontzähne
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Spandex-Vertical (2xmedium, 2xklein)	4 Stück	605 211	15,60

Einmal Lippenexpander

- Nicht autoklavierbar

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Spandex-Vertical Eco (medium)	6 Stück	605 255	2,95

Einseitiger Wangenhalter

- Mit langem Griff für ein freies Arbeitsfeld
- Praktisch, z. B. bei Injektionen
- Angenehm für den Patienten
- Autoklavierbar



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirahold normal	2 Stück	605 450	8,10
Mirahold Bambino	2 Stück	605 451	7,75

Federnde Bissblöcke zur Mundöffnung

- Kunststoffblock um OK und UK zuverlässig offen zu halten
- Zum Set gehört eine spezielle Wangenhalterung
- Ideal bei längeren Behandlungen und ängstlichen Patienten
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Set mit 12 Bissblöcken, je 6 kleine und große Blöcke und 2 Wangenhalterungen	605 210	15,95
Intro-Set mit 6 Bissblöcken, je 3 kleine und große Blöcke und 1 Wangenhalterung	605 238	8,25
Mini-Set mit 3 Bissblöcken (klein)	605 220	5,95
Wangenhalterung einzeln	605 239	1,30

Spandex®



Spandex®-Vertical



Spandex®-Vertical Eco

Mirahold®



Mirahold® -Block



Brillant Anti-Fog

ANTI-FOG

ø 19 mm



Brillant

ø 23 mm

Beschlagfreier Einmalmundspiegel aus Kunststoff

- Mit Anti-Beschlag-Beschichtung
- Flacher, abgewinkelter Spiegelkopf erreicht alle Regionen im Mundraum
- Ergonomischer Fingerformgriff
- Jeder Spiegel mit Folie geschützt und einzeln verpackt, 50 Stück
- Zur Kontrolle bei der häuslichen Zahnpflege


Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
weiß, ø 19 mm	50 Stück	605 416	20,70
blau transparent, ø 19 mm	50 Stück	605 417	20,70
pink transparent, ø 19 mm	50 Stück	605 418	20,70

Einmalmundspiegel aus Kunststoff

- Ohne Anti-Beschlag-Beschichtung
- In zwei Größen, ø 19 mm und ø 23 mm
- Jeder Spiegel mit Folie geschützt und einzeln verpackt, 100 Stück

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Größe 4, weiß, ø 19 mm	100 Stück	605 400	32,20
Größe 5, weiß, ø 23 mm	100 Stück	605 399	39,95

Reflect-Rhod



Rhodiumbeschichteter Metallmundspiegel

- Ideal für verzerrungsfreie intraorale Aufnahmen
- Aufwendige Rhodiumbeschichtung (**einseitig**)
- Robust, langlebig
- Mit abnehmbarem Silikongriff
- Autoklavierbar im beiliegenden Stoffbeutel

Artikelbeschreibung	REF	€
Set mit drei Spiegeln	355 480	395,50
Nr. 1, einzeln (40 x 163 mm)	355 481	107,20
Nr. 2, einzeln (69 x 163 mm)	355 482	127,60
Nr. 3, einzeln (79 x 163 mm)	355 483	169,80
Silikongriff einzeln (40 x 52 mm)	355 487	8,20

Parallelometer-Spiegel



Spiegel mit Parallellinien

- Eine bewährte Spezialität nach Prof. Böttger
- Passt auf alle gängigen Spiegelgriffe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zur Überprüfung beschliffener Zähne
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Parallelometer-Spiegel	355 470	14,55

Strahlenschutzschild

- Schutzschild vor Röntgenstrahlen für den Patienten
- Sicher durch 0,5 mm Bleieinlage
- Entspricht der DIN EN 61331-3
- Vom Deutschen Institut für Strahlenschutz München getestet
- Angenehm für den Patienten – keine schwere Schürze
- Einfacher Griffwechsel



Protectoray Wandhalterung

Artikelbeschreibung	REF	€
Schild und Griff	656 127	84,80
Wandhalterung einzeln	656 128	97,30
Griff einzeln, wechselbar	656 701	22,00


Hygienischer Röntgenfilmhalter

- Leichtes Fixieren des Films im Mund des Patienten ohne Zuhilfenahme der Finger (keine Irritation der Schleimhaut, kein Brechreiz)
- Exakt, da kein Durchbiegen des Films, kein Verzerren der Aufnahme
- Für Front- u. Backenzahn-Aufnahmen, gerade auch der Weisheitszähne
- Autoklavierbar, hochwertiger, bruchfester Kunststoff
- In drei Farben: weiß, blau, grau

Artikelbeschreibung	REF	€
Packung, 3 Stück sortiert	656 300	16,30

Weiche Aufbiss-Röntgenfilmkissen

- Spezielles Schaumstoffmaterial mit hoher Haftung
- Flap kann beliebig und optimal am Film fixiert werden
- Ideal für Bite-Wing-, Front-, Prämolaren- und Molarenaufnahmen



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Emmenix Flap	500 Stück	656 303	27,60

Schutzhülle für Röntgensensoren


- Sensor wird in die Schutzhülle geschoben und zur Aufnahme im Mund des Patienten platziert
- Schützt den Patienten, das Praxispersonal und den Sensor vor Feuchtigkeit, Speichel und Blut
- Hoher Patientenkomfort durch weiches Material
- Abgerundete Ecken, keine Irritationsgefahr
- Größe: 36 x 105 mm

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
SLB-L, für CCD Sensor S/M	320 Stück	656 232	25,60

Protectoray



Emmenix® Filmhalter



Emmenix® Flap



Salibag



„No-ouch“ pouch



X-Ray Mesh



Aufklebbare Raster für Röntgenfilme

- Wird vor der Aufnahme auf den Röntgenfilm geklebt
- Auch bei digitalen Röntgengeräten einsetzbar
- Durch Rasterung exakte Wiedergabe der Größenverhältnisse, vor allem bei zeitlich auseinander liegenden Aufnahmen



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Testpackung	5 Stück	656 325	16,70
Packung	20 Stück	656 326	63,30
Econo-Packung	50 Stück	656 327	143,90

Röntgomarker®



Stift zur Beschriftung von Röntgenaufnahmen

- Wasserbeständige, weiße Spezialtinte
- Sehr exakte, feste und dünne Schreibspitze



Artikelbeschreibung	REF	€
Röntgomarker	656 322	5,70



X-Ray Stain Remover

Flüssigkeit zum Entfernen von Flecken

- Hoch wirksam und seit langem bewährt
- Entfernt Röntgenchemikalien, Jod, Rost etc.

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
X-Ray Stain Remover	100 ml	656 220	10,95

Panascope



Röntgenfilmbetrachter

- Für alle Arten von Röntgenaufnahmen
- Sehr gute Ausleuchtung
- Aufstellbar als Wand- und Tischmodell
- Nach DIN 6856
- Lieferbar in zwei Größen

Artikelbeschreibung	Größe	REF	€
Panascope I (Maxi)	23 x 40 cm	656 130	224,60

Kältekomresse zur Schmerzlinderung

- Sofort nach Aktivierung anwendbar, kühlt ca. 30 Min. bei ca. 5 – 10 °C
- Entwickelt sekundenschnell wirksame Kälte
- Wirkt Schwellungen entgegen
- Umweltfreundlich, nach Gebrauch als Dünger zu verwenden

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Cold-Bag Kompressen	10 Stück	605 501	14,70

Kältespray

- Ca. - 50 °C an Applikationskanüle (Kunststoff)
- Orangenaroma
- Zur Vitalitätsprüfung

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miracold Plus	200 ml	554 213	7,95

Reinigungslösung

- Zum Entfernen von Abformpasten, Zinkoxid-Zementen, Dispersionskleber (Etikettenaufkleber) von Instrumenten
- Ideal zur Reinigung von Edelstahl
- Oberflächen glänzen und werden geschützt
- Frischer Orangenduft
- Lieferbar als Flüssigkeit und als Spray

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Orange Solvent Liquid	250 ml	554 102	9,90
Orange Solvent Spray	200 ml	554 201	7,95

Autoklavierbare Handbürste

- Ideal zur Reinigung der Hände vor und nach der Behandlung
- Extra lange, strapazierfähige Borsten auf der Unterseite
- Kurzborsten an der Oberseite
- Autoklavierbar – erfüllt Hygieneauflagen

Artikelbeschreibung	REF	€
Flexbrush	605 254	3,10

Cold-Bag



Miracold® Plus



Orange Solvent®



Flexbrush



Mira® Cleaning Wipes



Desinfektions- und Reinigungstücher

- Desinfektion von Oberflächen und Inventar
- Bakterizid, fungizid und viruzid (HIV/HBV/HCV)
- Schnell, einfach und sicher
- Ideal für empfindliche Haut
- Frei von Alkohol, Aldehyd, Bleichmittel und Phenol
- Einwirkzeit: 1 Minute

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Spenderdose	115 Stück	554 302	4,50

Praxipolish® Plus



Reinigungsschaum zur Praxispflege

- Entfernt mühelos Schmutz, Ränder, Flecken etc.
- Für Geräte, Kunststoff-, Holzoberflächen etc.
- Unterstützt bakterizide und desinfizierende Reinigung
- Getestet vom „Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle“ IKI Gießen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Praxipolish Plus	400 ml	554 208	8,30

Astro Clean®



Sprühdesinfektion

- Speziell zur Desinfektion von (Hager iSpec) Schutzbrillen (Seite 96 ff)
- Keine Beeinträchtigung der Anti-Beschlagbeschichtung
- Generell für alle Flächen im medizinischen Bereich anwendbar
- Bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (HBV- und HIV-wirksam)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Astro Clean	250 ml	554 301	4,10

Miramask®



Einwegmaske aus sehr leichtem Vliesmaterial

- Hygienisch und besonders preiswert



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miramask	100 Stück	605 412	6,20

Pipette mit zwei Kammern

- Für genaues Dosieren von Tropfen oder für gründliche Spülung
- Vordere Kammer = Tropfen, hintere Kammer = Spülung
- Pipettenspitze kann abgeschnitten werden für vergrößerten Durchfluss, z. B. bei Subgingival-Spülung

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Twin-Pipette	100 Stück	605 352	41,90

Serviettenketten

- Aus autoklavierbarem Gummimaterial mit Edelstahlclips

Artikelbeschreibung	REF	€
blau	605 240	4,20
gelb	605 241	4,20
violett	605 242	4,20
weiß	605 243	4,20
4er Set, je 1 x blau, gelb, violett und weiß	605 228	15,95
8er Set, je 2 x blau, gelb, violett und weiß	605 229	29,95

Hygienischer Einweg-Serviettenhalter

- Einfache Anwendung: Schutzfolie entfernen und ankleben
- Dehnbares Material aus weichem Krepp-Papier
- Kombinierbar mit jeder Papierserviette
- Einfache Verwendung, wird zusammen mit der Serviette entsorgt
- In zwei blumigen Farben



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
blau	200 Stück	605 249	9,95
pink	200 Stück	605 250	9,95

Behälter für die Desinfektion


- Praktisch für Kleinteile wie Bohrer, Diamanten
- Mit Öffnung im Deckel
- Mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts
- Beide Versionen sind autoklavierbar
- Maße: Kunststoff: Gesamthöhe ca. 12 cm, ø ca. 8 cm
Metall: Gesamthöhe ca. 5 cm, ø ca. 9 cm

Artikelbeschreibung	REF	€
BD-Steribox Kunststoff	355 139	6,55
BD-Steribox Metall	355 138	19,60

Twin-Pipette



Miraclip®



Fit-N-Fix



BD-Steribox



Miralay®




Hochwertiger Inlayandrücker

- Instrument mit einzelnen Aufbisskissen
- Autoklavierbar

Bei Nachbestellung der Aufbisskissen bitte angeben, ob diese innen liegen (alte Version) oder zum Überziehen (neue Version) sind

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miralay Set	2 Instrumente + 4 Aufbisskissen	355 210	23,30
Miralay Ersatzkissen (innen liegend)	2 Stück	355 211	4,80
Miralay Ersatzkissen (zum Überziehen)	2 Sets	355 213	5,95

Cotton-Clip



Watterrollenhalter

- Hält Rollen für ein trockenes Arbeitsfeld in situ
- In leichtem Kunststoff oder aus solidem, autoklavierbarem Edelstahl

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Cotton-Clip II, Edelstahl	8 Stück	605 351	49,95
Cotton-Clip I, Kunststoff	100 Stück	605 350	19,95

Cottoroll



Cottoroll

- Hygienische, trockene Aufbewahrung
- Schnelle Entnahme - nur Schublade öffnen
- Automatisches Nachrutschen der Watterollen
- Leicht von oben zu befüllen
- Standfest, rutschsicher, stabil

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Watterollenbehälter	1 Stück	355 132	16,40

Skalpell-Ex / Pin-Clipper



Spezialpinzette mit Doppelfunktion

Zum Entfernen von Skalpellklingen

- Durch die Hebelwirkung leichtes, sicheres Abziehen der Klinge
- Zum Entsorgen der kontaminierten Skalpelle empfehlen wir die Miramatic-Box (Seite 16)

Spezialpinzette mit Dorn

- Zum Halten von Kronen und Brücken
- Einrastfunktion

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Skalpell-Ex / Pin-Clipper	1 Stück	355 449	13,65

Sterile chirurgische Einmal-Absaugkanüle

- Extrem lang (20 cm) für freies Arbeitsfeld
- Passt mit Adapter an alle Schläuche
- Transparenter Kunststoff
- Steril einzeln verpackt
- Kanülendurchmesser: 2 mm

Set mit 10 Stück inkl. 1 Adapter-Set

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Chirurgo-Suc I	10 Stück	254 000	19,95

Chirurgische Absaugkanüle

- Ergonomischer Handform-Griff, „Antihalt-Einkerbung“
- Kanülendurchmesser: 2 mm
- Passt ohne Adapter an Speichelzieher und Schläuche mit ø 6, 11 und 16 mm
- Je 10 Ansätze und Handgriffe
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Chiru-Tip weiss	10 Stück	254 007	17,20

Chirurgische Absaugkanüle

- Aus hochwertigem, durchsichtigem, honigfarbenem Kunststoff
- Ideal für Arbeiten mit aktivierten Elektroden (s. S. 80) oder rotierenden Instrumenten
- Autoklavierbar
- Passt ohne Adapter auf Speichelzieher (6 mm)
- Extrem leicht mit ca. 3 g Gewicht
- Inkl. einem Chiru-Cleaner (Nr. 23, REF 605 215)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Steri-Suc-Tube	10 Stück	254 060	33,10

Reinigungsbürste für Absaugkanülen

- Biegsam, ideal zur Innenreinigung der Kanülen
- Für alle Absaugkanülen mit ø 11 und 16 mm, Länge ca. 18,5 cm

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirasuc Bürste	6 Stück	605 216	6,50

Reinigungsbürsten für chirurgische Kanülen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
a) Chiru-Cleaner 23, 23 cm lang	12 Stück	605 215	12,80
b) Chiru-Cleaner 16, 16 cm lang	6 Stück	605 217	6,90
c) Chiru-Cleaner 12, Baumwollbesatz 12 cm lang	5 Stück	605 213	7,30

Chirurgo-Suc® I



Chiru-Tip




Steri-Suc®-Tube



Mirasuc® Bürste



Chiru-Cleaner®



Mirasuc®-View



Absaugkanüle mit Spiegel nach ZA Stephan Clasen, Münster

- Optimales Absaugen und optimale Sicht mit einer Kanüle
- Mehr Licht, mehr Sicht, leichteres Arbeiten
- Praktisch für alle Behandlungen, ideal für jede Arbeit mit und ohne Assistenz
- Ermöglicht eine gesündere Sitzhaltung am Patienten
- ø 16 mm, Länge 12 cm, Spiegelgröße 4 = 19 mm
- Inkl. Kunststoffinstrument zum Entfernen der Spiegel
- Spiegel und Kanüle getrennt autoklavierbar



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirasuc-View	10 Stück	254 035	58,00
Ersatzspiegel	10 Stück	254 036	39,00

Mirasuc® 16




Autoklavierbare Kunststoffabsaugkanüle

- Große, eckige Pelotte, leicht abgerundet
- Ideal für die Absaugung und gleichzeitig für ein freies Arbeitsfeld
- ø 16 mm, Länge 12 cm
- Autoklavierbar

Set mit 10 Stück

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
blau	10 Stück	254 018	8,55
grau	10 Stück	254 019	8,55
sortiert (je 5 x blau und grau)	10 Stück	254 010	8,55

Mirasuc® Adapter



Ansatz- und Verbindungsstücke für Absaugkanülen

- Aus Kunststoff, für alle gängigen Absauganlagen
- Durch Kombination von Adapter a) und d) Erweiterung von 6 auf 16 mm möglich (e)

Artikelbeschreibung	REF	€
a) weiß, von 11 mm auf 16 mm	254 130	1,35
b) orange, von 11 mm auf 16 mm	254 131	1,35
c) grau, autoklavierbar, Handformgriff Erweiterung von 11 mm auf 16 mm	254 133	1,55
d) weiß, von 6 mm (Speichelzieher) auf 11 mm	254 132	1,35
e) Kombination von Adapter a) und d), von 6 auf 16 mm		
f) Adapter (grau) zur Reduktion von 16 mm auf 11 mm	254 105	1,95

Autoklavierbare Kunststoffabsaugkanüle

- Für den Patienten sehr angenehm, mit runder Pelotte
- Ideal auch in der Kinderzahnheilkunde
- ø 11 mm, Länge 10,5 cm
- Autoklavierbar

Set mit 10 Stück inkl. 1 Adapter (von ø 11 auf 16 mm)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
grün	10 Stück	254 024	8,55
blau	10 Stück	254 025	8,55
grau	10 Stück	254 026	8,55
sortiert (4 x grau, je 3 x blau und grün)	10 Stück	254 029	8,55

Einmal-Kunststoffabsaugkanüle

- Kanüle mit runder Pelotte
- ø 11 mm, Länge 10 cm

Box mit 50 Stück inkl. 1 Adapter (von ø 11 auf 16 mm)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
weiß	50 Stück	254 022	17,50
orange	50 Stück	254 023	17,50

Lange Einmal-Kunststoffabsaugkanüle

- Mit eckiger Pelotte
- ø 11 mm, Länge 14 cm

Box mit 50 Stück

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
weiß	50 Stück	254 020	17,50
orange	50 Stück	254 021	17,50

Absaugkanüle mit Trichter

- Optimale Absaugung beim Einsatz von (Sand-) Strahlgeräten
- Abnehmbarer Trichter aus weichem Silikon
- Einfache Reinigung und autoklavierbar
- ø 16 mm, Länge ca. 10 cm, Trichter-Durchmesser 24 mm, Länge 34 mm

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Trichterförmig	3 Stück	254 052	9,95

Pelotte Plus



Pelotte-Aspirator



Mirasucto®



Mirasuc® Absorbo



Mira-2-Ton® Lösung



Plaquetest

- Ältere Plaque wird blau, neuere rosa angezeigt
- Seit Jahren in der Zahnarztpraxis bewährt
- Patientenfreundlich, motivierend
- Erythrosin- und glutenfrei
- Einfärbungen lassen sich durch Zähneputzen wieder entfernen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mira-2-Ton Lösung	60 ml	605 655	12,30

Weitere Mira-2-Ton Produkte finden Sie auf S. 72.

Mira-Clin P®



Bewährte Prophylaxepaste mit grober Körnung

- Zur fachmännischen Zahnreinigung in der Praxis
- Optimaler Reinigungseffekt
- Angenehmer Fruchtgeschmack
- Fluoridfrei und ohne Menthol



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mira-Clin P	250 g	605 656	14,90
Box mit 200 Schälchen je 2 g und Edelstahl-Fingerring II		605 658	29,95
Fingerring II, einzeln		605 444	4,10

Mira-Clin hap



Abb. ähnlich

Polierpaste mit Hydroxylapatit

- Zur fachmännischen Zahnreinigung und Politur in der Praxis
- Unterstützt die Behandlung sensibler Zahnhälse
- Entfernt Belege und Verfärbungen schonend und bildet eine Schutzschicht für Zähne und Zahnhälse
- Reinigungskörper verändern sich bei der Anwendung von grob (Reinigung) zu fein (Politur)
- Mit zahnfreundlichem Xylitol und angenehmen Minzgeschmack
- Frei von Gluten und Phthalat

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mira-Clin hap	75 ml	605 654	8,95

Mira Clean®



Mundspültabletten zum Auflösen

- Erfrischend, leicht antiseptisch, kühlend
- Der kleine zusätzliche Service für den Patienten
- Ideal auch bei der Verwendung von Prophylaxe-Strahlgeräten
- Pastillen lösen sich in max. 3 Min. vollständig auf
- In zwei angenehmen Geschmacksrichtungen: Mint und Thymol

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mint (grün)	1000 Pastillen	605 504	18,00
Thymol (pink)	1000 Pastillen	605 505	18,00

Gummikelche zur Prophylaxe

- Zum einmaligen Gebrauch
- Latexfrei
- In zwei Härtegraden

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Schraubbar regular blau	50 Stück	605 832	18,70
Schraubbar soft grün	50 Stück	605 833	18,70
Snap on regular blau	50 Stück	605 830	14,95
Snap on soft grün	50 Stück	605 831	14,95
WST regular blau	50 Stück	605 834	23,95
WST soft grün	50 Stück	605 835	23,95

Einmalaufsätze mit Gummikelchen

- Latexfrei
- In zwei Härtegraden
- Nur für Handstücke

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
regular violett	100 Stück	605 836	24,95
soft grün	100 Stück	605 837	24,95

Optionales Handstück HST R finden Sie auf S. 95.

Edelstahl-Knopfmandrell für WST

(Lieferung ohne Prophe-Cup)

Artikelbeschreibung	REF	€
Prophe-Mandrell	605 672	7,20

Mikro-Spiralbürstchen mit Edelstahlschaft

- Zum Reinigen und Polieren von schwer zugänglichen Stellen, z. B. im Interdentalbereich etc.

Rotoprox Mini

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
plan (20 mm lang)	50 Stück	605 792	26,95
spitz (21 mm lang)	50 Stück	605 793	26,95

Rotoprox

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Rotoprox, für WST ø 2,0 mm x-fein/gerade 27 mm lang	10 Stück	605 719	13,95
Rotoprox, für WST ø 2,2–5 mm fein/konisch 27 mm lang	10 Stück	605 721	13,95

Prophe-Cup®




Prophe-Angles



Prophe-Mandrell



Rotoprox®



Rotoprox Mini



Rotoprox

Miradont®-Gel



Mikronährstoffgel zur oralmedizinischen Versorgung

- Begünstigtes Heilklima durch physikalische Veränderung der Mundflora
- Besonders geeignet nach operativen Eingriffen und bei Parodontalbehandlungen, Aphthen, Flechten, floriden Herpesläsionen und Prothesendruckstellen
- Beschleunigung der Geweberegeneration
- Ohne Zusatz von Alkohol, Saccharin, Menthol und Konservierungsstoffen
- Geschmacksneutral

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miradont-Gel	15 ml	155 000	5,35

Unser Dentosmin P finden Sie auf S. 33.

Mirafluor®-Tray

Mit Füllmarkierung



Applikationslöffel für Fluoridgel

- Aus leichtem, flexiblem Kunststoff
- Mit Abfüllmarkierung
- Doppellöffel für OK und UK gleichzeitig
- In gelber, mit jedem Gel kontrastierender Farbe

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
small	50 Stück	605 620	19,90
medium	50 Stück	605 621	19,90
large	50 Stück	605 622	19,90

mirafluor®-gel




Fluoridgel zur intensiven Kariesprophylaxe

- Stärkt den Zahnschmelz
- Hemmt Plaquebildung
- Beschleunigt die Remineralisierung
- mirafluor-gel mit 1,23 % Fluorid
- mirafluor-k-gel mit 0,6 % Fluorid ist besonders für Kinder geeignet

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
mirafluor-gel, Mint	250 ml	605 800	14,95
mirafluor-gel, Erdbeere	250 ml	605 801	14,95
mirafluor-k-gel, Cola	250 ml	605 802	14,95
mirafluor-k-gel, Erdbeere	250 ml	605 803	14,95

mirafluor®-k-gel (für Kinder)

Mirafluorid®



Mirabrush Pinsel siehe S. 11

Fluoridlack auf Emulsionsbasis mit 0,15 % Fluorid

- Frei von Lösungsmitteln
- Zur punktgenauen Applikation, auch im feuchten Milieu auftragbar
- Fluoridkonzentration bei gleicher Wirksamkeit deutlich geringer als bei vergleichbaren Lacken: 0,15 % Fluorid
- Wässrige Polymerschicht lässt Fluoride einfach diffundieren und wird problemlos durch Speichel zersetzt

Artikelbeschreibung	REF	€
5 ml Flasche und 20 Mirabrush-Pinsel	605 810	29,95
Mirabrush Pinsel (blau/flach), 100 Stück	605 461	9,95
Mirabrush Pinsel (gelb/spitz), 100 Stück	605 460	9,95

Mundgesundheits-Schnelltest zur Parodontitis-Früherkennung und Risiko-Diagnose

- Präventiv: Zeigt akutes PA-Risiko noch vor konventioneller Diagnostik
- Schmerzfrei: Sanfte und angstfreie Diagnose in nur 10 Min.
- Delegierbar: Screening, Monitoring und Verlaufskontrolle durch DH/ZMF
- Erfolgreich: Zur Sensibilisierung, Motivation und Gewinnung von Patienten
- Interdisziplinär: Fachübergreifend systemische Folgeschäden vermeiden z.B. bei Herz-Kreislauf- Patienten, Diabetikern, Rheumapatienten und Rauchern
- Der parodontale Gewebeabbau wird durch Messung des Enzyms aMMP-8 (aktive Matrix-Metalloproteinase-8) nachgewiesen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
PerioMarker	2 Einzeltests	605 850	42,00

Wissenschaftliche Studien auf Anfrage.

Implantatgesundheits-Schnelltest zur Früherkennung von parodontalen Knochen- und Gewebeabbauprozessen

- Prognostisch: Regelmäßiges Implantat-Screening entdeckt PI-Risiken weit vor konventioneller Diagnostik
- Präventiv: Hilft parodontalen Knochenabbau durch frühzeitigen Therapiebeginn zu vermeiden
- Schmerzfrei: Atraumatische Probeentnahme am Implantat. Diagnose in nur 10 Minuten
- Erfolgreich: Zur Sensibilisierung, Motivation und Bindung von Patienten
- Delegierbar: Wirtschaftliche Recall Optimierung, Screening durch ZA oder DH/ZMF
- Früherkennung versteckter Gewebeabbauprozesse durch den Nachweis aktiver Kollagenasen (aMMP-8) am dentalen Implantat

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
ImplantMarker	4 Einzeltests	152 050	84,00

1 Probe entnehmen

30 Sek. ad fundum im Sulkus platzieren; blau zeigt vom Zahn weg

2 Schwenken

Sofort 5 x über Kopf schwenken




3 Teststreifen hinlegen

DIPSTICK Test entnehmen und auf eine ebene Fläche legen





4 Nach 5 Min. ablesen

Nach 5 Min. Ergebnis ablesen; nach mehr als 7 Min. sollte das Ergebnis nicht mehr abgelesen werden. Achtung: auch eine leichte Testlinie bedeutet erhöhtes Risiko!

PerioMarker®



ImplantMarker



Cavitron® JET Plus™



Maße (H x B x T)
15,2 x 24,1 x 20,3 cm,
Gewicht: 2 kg



Cavitron Ultraschall- und Pulverstrahlgeräte

Die Geräte Cavitron JET Plus und Cavitron Plus sind mit allen 30 kHz Instrumenteneinsätzen (Cavitron Powerline, Slimline, Slimline 1000, SofTip, THINsert) kompatibel und können mit dem DualSelect Spender-System zum Arbeiten mit Spüllösungen ergänzt werden.

Ultraschall-Scaler und Air Polishing Kombinationsgerät für eine allgemeine Prophylaxe- und Parobehandlung

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Tap-On Technologie: Aktivierung von Scaler und Air Polishing per kabellosem Funk - Fußschalter (Ein-/Ausschalten nur durch Antippen)
- Turbo-Funktion ermöglicht konstant bis zu 25 % mehr Leistung im Ultraschallbereich
- Erweiterte „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- NEU: Prophy – Modus: Automatikzyklen ermöglichen automatischen Wechsel von Pulverwasserstrahl und Spülen, während sich der Fußschalter im Tap-On-Modus befindet
- Getrennte Zuleitung von Reinigungspulver und Wasser bis zur Austrittsöffnung der Pulverstrahldüse
- Exakte Dosierung der Pulvermenge am Deckel der Pulverkammer
- Spülmodus zur Taschenreinigung ohne Ultraschall
- Höhere Effizienz durch Spül- und Reinigungsmodi auf Knopfdruck
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen durch Ergänzung mit dem Dual-Select Spendersystem (Art.Nr. 455077, Seite 51)
- Einfachere Bedienung und mehr Mobilität durch kabellosen 360° Fußschalter
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Jet-Mate Handstück (REF 455 069)

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron JET Plus (inkl. Fußanlasser, Handstück, 1 Air Polishing-Einsatz, 1 Slimline 1000, je 1 Flasche Prophy Jet und Jet Fresh Pulver)	455 008	4.729,95

Cavitron® Plus™



Maße (H x B x T)
12,7 x 24,1 x 20,3 cm,
Gewicht: 1,5 kg



Ultraschall-Scaler mit SPS-Technologie für die allgemeine supra- und subgingivale Belagentfernung

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Tap-On Technologie: Aktivierung von Scaler per kabellosem Funk - Fußschalter (Ein-/Ausschalten nur durch Antippen)
- Turbo-Funktion ermöglicht konstant bis zu 25 % mehr Leistung im Ultraschallbereich
- Erweiterte „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Optimiertes Bedienzentrum für alle Funktionen
- Gerätereinigungsfunktion
- Spülmodus zur Taschenreinigung ohne Ultraschall
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen durch Ergänzung mit dem Dual-Select Spendersystem,
- Kabelloser 360° Fußschalter
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (REF 455 070)

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron Plus (inkl. Fußanlasser, Handstück, 1 Slimline 1000)	455 007	2.695,95

Passives Flüssigkeitsspender-System für alle Cavitron-Geräte

- Einfache Zufuhr von medikamentösen Spüllösungen oder Leitungswasser bei der Behandlung mit Cavitron-Geräten
- Strom-, Wasser- und Druckluftanschluss über die Behandlungseinheit
- Einfaches Umschalten zwischen Wasser und weiteren Spüllösungen

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron DualSelect, komplett mit 2 Spenderflaschen (à 500 ml), 1 Flasche für Desinfektionsmittel	455 077	980,95

Transportabler Ultraschall-Scaler für die allgemeine supra- u. subgingivale Belagentfernung

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich
- Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich)
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (REF 455 070)

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron Select SPS mit Wassertank und Pumpe (inkl. Fußanlasser, Handstück, 1 Powerline-1000)	455 001	2.695,50
Cavitron Select SPS ohne Wassertank (inkl. Fußanlasser, Handstück, 1 Powerline-1000)	455 002	2.685,95

Cavitron® Select (ohne Abbildung)

- Frequenz: 25 kHz, für alle 25 kHz Cavitron Einsätze – ohne SPS-Technologie

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron Select mit Wassertank und Pumpe (inkl. Fußanlasser, Handstück, 1 Powerline-1000)	455 003	1.785,30
Cavitron Select ohne Wassertank (inkl. Fußanlasser, Handstück, 1 Powerline-1000)	455 004	1.339,00

Airpolishing- und Prophylaxe-System

- Klinische Studien beweisen, dass Air Polishing Beläge und Plaque rationeller entfernt als traditionelle Gummikelche mit Bimssteinpaste
- Vor dem Auftragen von Versiegeln und Adhesiven, der Prophylaxe bei kieferorthopädischen Geräten und bei Implantat Debridement
- Mit Tap-On Technologie – entwickelt zur Entlastung von Bein und Fußgelenk, keine dauerhafte Betätigung des Fußschalters notwendig
- Mit Prophy Mode Auto Cycles – automatischer Wechsel zwischen Airpolishing und Spülung ohne Betätigung des Fußschalters
- Höhere Effizienz durch Spül- und Reinigungsmodi auf Knopfdruck
- Präzise und bequeme Einstellung der Spülflüssigkeitszufuhr direkt am Handstück
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Jet-Mate Handstück

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron Prophy Jet (inkl. Fußanlasser, Handstück, 1 Cavitron Jet Einsatz, 230 V, je 1 Flasche Prophy Jet und Jet Fresh Pulver)	455 010	2.785,95

Cavitron® DualSelect™



Cavitron® Select SPS™



Cavitron® Prophy-Jet®



Cavitron® JET-Mate®



Handstück für Cavitron JET Plus

- Abnehmbar
- Integriertes Drehlager, dadurch im Radius von 330° frei am Anschluss-schlauch drehbar
- Ergonomisch optimierter Griff, autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron JET-Mate Handstück (o. Kabel), einzeln	455 069	241,95
Cavitron JET-Mate Handstück (o. Kabel), 3er Pack	455 089	741,95

Cavitron® Steri-Mate® Grip



Ergonomischer Griff für 30 KHz Cavitron Steri-Mate Handstücke

- Komfortabler, griffiger Aufsatz für optimale Handhabung
- Nachrüstbar
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron Steri-Mate Grip, 3 Stück, blau	455 087	28,95

Cavitron® Steri-Mate® Handstück



Handstück für Cavitron Plus und Cavitron Select SPS

- Abnehmbar
- Integriertes Drehlager, dadurch im Radius von 330° frei am Anschluss-schlauch drehbar
- Ergonomisch optimierter Griff
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron Steri-Mate Handstück (ohne Kabel)	455 070	229,95

Cavitron® Anschlussbox



Breite x Höhe: 10,5 x 5,5 cm, Tiefe inkl. Steckdose: 8,5 cm
Tiefe inkl. Anschlüsse: 10,5 cm

Universelle Anschlussbox mit Druckluft- und Wasserkupplung sowie Schukosteckdose

- Für alle Ultraschall- und Pulverwasserstrahlgeräte

Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron Anschlussbox	455 080	463,95

Ultraschalleinsätze entwickelt für mehr Komfort bei der Prophylaxe

- Einzigartiges Griffdesign für einen noch besseren Halt
- Größerer Griffdurchmesser verringert die Muskelkraft beim Festhalten des Inserts
- Passend für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte

Artikelbeschreibung	REF	€
Powerline-10 30K FITGRIP	455 094	156,65
Powerline-100 30K FITGRIP	455 095	156,65
Powerline-1000 30K FITGRIP, dreifach gebogen	455 096	156,65
Powerline-3 30K FITGRIP, dünner Biberschwanz	455 093	156,65
Slimline-10 S 30K FITGRIP	455 097	156,65
Slimline-10 L 30K FITGRIP	455 098	156,65
Slimline-10 R 30K FITGRIP	455 099	156,65
Slimline-1000 30K FITGRIP	455 100	156,65
THINsert 30K FITGRIP	455 101	156,65

FSI Einsätze zur supragingivalen Behandlung

FSI-Instrumente (Focus Spray Inserts) bieten durch das patentierte Sprühsystem dem Behandler eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich und mehr Komfort für den Patienten

- Spezialinstrumente für die Ultraschall-Zahnsteinentfernung
- Verbesserte Sicht im Arbeitsfeld
- Verbessertes Wassermanagement erhöht den Patientenkomfort
- Cavitron inserts und Cavitron Geräte bieten im Zusammenspiel eine optimierte Leistung
- Verwendung in allen Leistungsbereichen
- Ermöglicht eine schnelle und effektive Zahnsteinentfernung

Farbcodierung:

Hellblaues Griffstück:	25 kHz – Standardgriff
Dunkelblaues Griffstück:	30 kHz – Standardgriff
Dunkelblaues Griffstück FITGRIP:	30 kHz – ergonomischer Griff

Typencodierung und Anwendungsgebiete:

Powerline-10 (FSI-10)

- Belagentfernung in allen vier Quadranten
- Einsatz bei leichten bis mittleren Belägen

Powerline-100 (FSI-100)

- Besserer Zugang in das interdentale Dreieck und zu approximalen Flächen
- Einsatz bei moderaten oder starken Zahnsteinablagerungen in allen vier Quadranten

Powerline-1000 (FSI-1000), dreifach gebogen

- Kontrawinkel am Ende der Spitze erleichtert den Zugang zu lingualen bzw. palatinalen Zahnflächen

Powerline-3 (FSI-3) dünner Biberschwanz

- Einfache Entfernung von schwarzen Tabakbelägen und Zahnstein
- Einsatz an lingualen Frontzahnflächen

Artikel / Typ	FSI-10	FSI-100	FSI-1000	FSI-3	€
25 K Powerline	455 043	455 040	455 046	455 049	156,65 je Einsatz
30 K Powerline	455 044	455 041	455 047	455 050	
30 K Powerline FITGRIP	455 094	455 095	455 096	455 093	

„Die benötigte Zeit für eine volle Wurzeloberflächenreinigung mit Ultraschall-Geräten wird ganz entscheidend beeinflusst durch das Design der Instrumentenarbeitspitze“.

Quelle Jepsen et al, Journal of Clinical Periodontology, Significant influence of scaler tip design on root substance loss resulting from ultrasonic scaling; 2004

Cavitron® FITGRIP Einsätze



Cavitron® Powerline



FSI 25K



FSI 30K



FSI-10



FSI-100



FSI-1000




FSI-3



Powerline FITGRIP



Ultraschalleinsätze schwingen von einem Fixpunkt aus.

Optimaler
Arbeitsbereich

Die Spitze verschleißt bei Gebrauch, und die Leistung des Einsatzes lässt nach, da sein Arbeitsbereich immer kleiner wird.

Verkleinerter
Arbeitsbereich

Einsätze mit abgenutzter Spitze werden meist mit zu hohem Druck angewandt; dies ist für Behandler und Patienten unangenehm.

Cavitron® Slimline



FSI 25K Slimline



FSI 30K Slimline



Slimline FITGRIP



Cavitron® Slimline 1000



FSI-SLI Einsätze zur subgingivale Behandlung

- Moderne Parodontaltherapie
- Dünneres Design bietet einen besseren subgingivalen Zugang
- Passend für alle Cavitron-Ultraschallgeräte
- Dünneres Design bietet einen besseren subgingivalen Zugang
- Effiziente Konkremententfernung
- Verwendung im reduzierten Leistungsbereich „Blue Zone“
- Erhöhter Patientenkomfort durch die „Focus Spray Inserts“-Technologie
- Verbesserte Sicht durch reduzierten Spraynebel

Farbcodierung:

Hellgrünes Griffstück:	25 kHz – Standardgriff
Dunkelgrünes Griffstück:	30 kHz – Standardgriff
Dunkelgrünes Griffstück FITGRIP:	30 kHz – ergonomischer Griff

Typencodierung und Anwendungsgebiete:

Slimline (FSI-SLI), gerade

- Entfernung von leichten Konkrementen
- Reinigung von Taschen < 4 mm
- Für Patienten ohne Knochenabbau

Slimline (FSI-SLI), rechts und links gebogen

- Für leichtes parodontales Debridement
- Bietet ausgezeichneten Zugang in tiefen Taschen > 4 mm, auch für Patienten mit Knochenabbau geeignet
- Optimale Anpassung an die Wurzeloberfläche, Furkationen und Konkavitäten

2-Pack Slimline (FSI-SLI je 1x rechts, links)

Artikelbeschreibung	REF	€
25 K Slimline	455 029	283,95
30 K Slimline	455 030	283,95

3-Pack Slimline (FSI-SLI je 1x gerade, rechts, links)

Artikelbeschreibung	REF	€
25 K Slimline	455 032	420,95
30 K Slimline	455 033	420,95

Artikel / Typ	gerade	10R (rechts)	10L (links)	€
25 K Slimline	455 020	455 023	455 026	156,65 je Einsatz
30 K Slimline	455 021	455 024	455 027	
30 K Slimline FITGRIP	455 097	455 099	455 098	

Sub- und supragingivale Behandlung

- Entfernung von Zahnstein und Plaque
- Ausführung: dreifach gebogen mit graziler Spitze
- Gute Anpassung an schwer zugängliche Interdentalräume
- Verwendung im Leistungsbereich „Blue Zone“
- Verbesserte Sicht durch reduzierten Spraynebel
- Passend für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte

Artikelbeschreibung	REF	€
30 K Slimline-1000	455 035	156,65
30 K Slimline-1000 FITGRIP	455 100	156,65

O-Ringe für Cavitron Inserts

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
O-Ringe	12 Stück	902 001	21,50

Sub- und supragingivale Behandlung

- Spezialinstrument für besonders eng anliegende Taschen, schwer zugängliche Interdentalräume und bei Zahnfehlstellungen
- Passend für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte
- Verwendung im reduzierten Leistungsbereich „Blue Zone“
- Optimaler Zugang durch 40 % dünnere Arbeitsspitze
- Verbesserte Adaptation durch um 9 % erweiterten Arbeitswinkel

Farbcodierung: Brombeerfarbenes Griffstück: 30 kHz - Classic und FITGRIP

Artikelbeschreibung	REF	€
30 K Cavitron THINsert CTI-10 S (gerade)	455 086	156,65
30 K Cavitron THINsert CTI-10 S (gerade) FITGRIP	455 101	156,65

Spezialinstrument für die Implantatreinigung

- Hervorragend geeignet für eine zeitsparende und effektive Plaque- und Zahnsteinentfernung an Titanimplantaten und -abutments
- Passend für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte
- Verwendung im reduzierten Leistungsbereich „Blue Zone“
- Auswechseln der Einmaltips erfolgt mit dem mitgelieferten Schlüssel
- Schlüssel ist autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
30 K Cavitron SofTip 1 Implantateinsatz, 1 Schlüssel, 15 Einwegtips	455 065	156,65
SofTip Einwegtips, 100 Stück	455 066	142,95
SofTip Schlüssel	455 067	25,95

Pulverstrahldüse für Cavitron JET Plus, Cavitron Jet SPS, Cavitron Prophy Jet



Artikelbeschreibung	REF	€
Cavitron Jet Einsatz, einzeln	455 073	233,95
Cavitron Jet Einsatz, 3er Packung	455 090	556,95

Prophylaxe-Pulver

- Natriumfrei, enthält Aluminiumtrihydroxid
- Einzigartige Fließeigenschaften gewährleisten Gerätefreundlichkeit und Arbeitsvereinfachung für den Behandler
- Effektiv, auch bei hartnäckigen Verfärbungen
- Kann auch bei Patienten eingesetzt werden, die auf natriumarme Ernährung achten müssen
- Erfrischender Minz-Geschmack

Bewährtes Prophylaxe Reinigungspulver

- Enthält Natriumbicarbonat
- Effektiv, auch bei hartnäckigen Verfärbungen
- Erfrischender Minz-Geschmack

Artikelbeschreibung	Inhalt	Menge	REF	€
Cavitron Jet-Fresh	364 g	1 Flasche	605 370	37,30
Cavitron Jet-Fresh	364 g	6 Flaschen	605 371	205,40
Cavitron Prophy-Jet Reinigungspulver	364 g	6 Flaschen	605 372	193,40
		1 Flasche	605 373	35,90

Cavitron® THINsert



Cavitron® SofTip



Cavitron® Jet-Einsatz



Cavitron® Jet-Fresh®

Cavitron® Prophy Jet® Reinigungs- pulver



McTooth® Spiegel



Aufstellbarer Spiegel in Zahnform

- Für Kinder- und Erwachsenenprophylaxe
- Maße ca. 17 x 14 cm

Artikelbeschreibung	REF	€
McTooth Spiegel	707 094	9,95

Mira-Duo®



Doppelseitiger Patientenspiegel

- Vorderseite 1:1, Rückseite zweifache Vergrößerung 1:2
- 13 cm Durchmesser
- Als Hand- oder Standspiegel zu benutzen
- Ideal zur Kontrolle – vor allem in der Prophylaxe

Artikelbeschreibung	REF	€
Mira-Duo	605 682	7,70

Zahnputzmodell Big



Vergrößertes Schaummodell

- Zur Demonstration der richtigen Zahnputztechnik
- Mit großer Zahnbürste
- Ideal zur Motivation von Kindern



Artikelbeschreibung	REF	€
Modell inkl. Super-Zahnbürste	355 636	42,75
Super-Zahnbürste einzeln	355 637	4,65

Dento Box® I + II



Dento Box II: Höhe 4 cm



Dento Box I: Höhe 2,5 cm

Stabile Transport- und Aufbewahrungsbox

- Für Prothesen, kieferorthopädische Arbeiten etc.
- Schlagfest, sicherer Schnappverschluss und kleine Lüftungsöffnungen
- Mit Ihrer Praxisadresse ein idealer Werbeträger (ab 500 Stück)

**Bei diesem Artikel ist ein Werbeaufdruck möglich!
Bitte erfragen Sie unser Angebot.**

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Dento Box I, weiß	12 Stück	355 148	9,70
Dento Box II, weiß	10 Stück	355 141	13,35
Dento Box II, blau	10 Stück	355 142	13,35
Dento Box II, pink	10 Stück	355 143	13,35

**Dento Box mit Kordel finden Sie auf S. 74
in unserem miradent-Sortiment.**

Demonstrationsmodell Erwachsener mit Zahnkrankheiten

- Darstellung verschiedener Zahndefekte, Krankheitsverläufe kariöser Defekte
- Maßstab 1:1
- Zähne nicht entnehmbar

Modell De Luxe

- Zusätzlich mit Fehlstellungen der Weisheitszähne im UK
- Mehrere Beispiele entzündlicher Wurzeln
- Darstellung einer Implantatarbeit mit Aufbau

Artikelbeschreibung	REF	€
Studienmodell Transparent De Luxe	355 642	167,95
Studienmodell Transparent Plus	355 640	139,95

Hochwertiges transparentes Demonstrationsmodell

- Alle 32 Zähne können aus der Alveole entnommen werden
- Gut sichtbarer, anatomischer Wurzelverlauf
- Gefertigt aus durchsichtigem, robustem Kunststoff
- Maßstab 1:1

Artikelbeschreibung	REF	€
Studienmodell Transparent	355 641	139,95

Demonstrationsmodell Kind

- Sehr klare Darstellung von Milchzähnen und bleibenden Zähnen
- UK und OK mit zehn Milchzähnen
- Mit abgebrochenem vorderem Milchzahn mit Wurzelerkrankung
- Maßstab 1:1

Artikelbeschreibung	REF	€
Studienmodell Transparent Kind	355 643	149,95

Transparentes Demonstrationsmodell mit prothetischen Arbeiten

- Darstellung verschiedener In-/Onlays und Implantatarbeiten
- Maßstab 1:1
- 11 herausnehmbare Arbeiten zur Patientenaufklärung (nachbestellbar)
- Gefertigt aus durchsichtigem, robustem Kunststoff

Artikelbeschreibung	REF	€
Studienmodell Demo Implant C+B, komplett	355 638	149,95
Ersatz-Set Prothetische Arbeiten (11-teilig)	355 639	39,95

Studienmodell Transparent Plus und De Luxe

De Luxe




Plus



Studienmodell Transparent



Studienmodell Transparent Kind



Studienmodell Demo Implant C+B



Putzi-Tiere



Putzi-Buddys



Handpuppen mit Gebiss

- Ideale Motivationshelfer für Kinder
- Zur Erklärung richtiger Zahnpflege
- Besonderer Gag: mit integrierter Wasserpistole
- Maße: B x H x T: ca. 17 cm x 28 cm x 15 cm

Artikelbeschreibung	REF	€
Putzi Krokodil	707 045	97,70
Putzi Dino	707 046	97,70
Putzi Kuh	707 047	97,70
Putzi Pferd	707 048	97,70
Putzi Drache	707 092	97,70
Putzi Tiger	707 093	97,70

Große Handpuppen mit Demo-Gebiss

- Maße: B x H x T: ca. 25 cm x 38 cm x 18 cm



Artikelbeschreibung	REF	€
Kuh Berta	707 081	119,00
Löwe Leo	707 082	119,00
Teddy Bär	707 083	119,00
Pferd Jimmy	707 084	119,00

Miratoi® Nr. 3



Farm Set

- Verschiedene Bauernhof-Tiere



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 3, sortiert	100 Stück	605 692	12,50

Miratoi® Nr. 4



Zoo Set

- Verschiedene Zootiere



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 4, sortiert	100 Stück	605 693	12,50

Mischsortiment

- Autos, Boote, Kämmе etc.



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 1, sortiert	150 Stück	605 690	17,90

Fingerringe

- Hübsche Schmuckringe in verschiedenen Größen



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 6, sortiert	100 Stück	605 694	11,95

Armbanduhren

- Geduldspiel in Form von Armbanduhren in verschiedenen Farben



Geduldspiel

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 7, sortiert	84 Stück	605 695	12,50

Flummy Bälle

- Lustige Springbälle in verschiedenen Farben
- ø 2,5 cm



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 8, sortiert	100 Stück	605 696	22,00

Miniautos und -schiffe

- Miniaturautos und -schiffe in verschiedenen Farben



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 10, sortiert	100 Stück	605 698	13,95

Miratoi® Nr. 1



Miratoi® Nr. 6



Miratoi® Nr. 7



Miratoi® Nr. 8



Miratoi® Nr. 10



Miratoi® Nr. 12



Medaillenset

- Besondere Auszeichnung als Motivation für tapfere, kleine Patienten
- Geprägte Medaille am Band
- Aus Kunststoff

Urkunden in verschiedenen Sprachen erhältlich:

D - GB - F - E - IT - NL - HR - SRB - MK - P



Packung mit 50 Stück und 50 Urkunden

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 12	50 Stück	605 706	32,20

Miratoi® Nr. 13



Schatztruhen

- Ideal zum Aufbewahren von Milchzähnen



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 13, sortiert	100 Stück	605 699	20,45

Miratoi® Nr. 15



Mini Ponys

- Zum Kämmen und lieb haben
- In 5 verschiedenen Farben



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 15	50 Stück	605 701	29,50

Miratoi® Nr. 17



Fingerskateboards

- Ultimative Fingerskateboards in 5 coolen Designs



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Miratoi Nr. 17	50 Stück	605 707	19,95

Spardose im Zahnform

- Robustes, keramikartiges Material
- Große Öffnung, auch für Geldscheine geeignet
- Mit wiederverschließbarer Öffnung an der Unterseite

Artikelbeschreibung	REF	€
Spar-Zahn	707 105	9,95

Wirkungsvolle Entspannungshilfe

- Durch Knatschen und Drücken des Zahnes wird der Patient auf angenehme Weise abgelenkt
- Ideal zum Abbau von Stress oder als Geschenk
- Maße: 64 x 54 x 38,5 mm , Gewicht: 42 g
- Material: Polyurethan

Artikelbeschreibung	REF	€
Anti Stress Zahn	707 002	3,40

Creme zur Hautpflege

- Frei von mineralischen Ölen und Silikonen
- Frei von Farbstoffen und Parabenen
- Frei von tierischen Inhaltsstoffen
- Frei von synthetischen Parfümstoffen

ALOE VERA für normale und empfindliche Haut

- Zieht rasch in die Haut ein

OLIVE-BUTTER für normale und strapazierte Haut

- Sehr angenehm bei Hauterkrankungen und Neurodermitis
- Zieht rasch in die Haut ein

SHEA-BUTTER für anspruchsvolle und trockene Haut

- Sehr ergiebig und zieht angenehm in die Haut ein

Vorteilspackung – Große Menge, kleiner Preis

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Aloe Vera Creme	500 ml	660 302	8,50
Olive Butter Creme	500 ml	660 300	8,50
Shea Butter Creme	500 ml	660 301	8,50

Für natürlich zarte Lippen

- Pflegt und schützt die Lippen
- Mit pflegender Shea-Butter, schützendem Jojobaöl und regenerierender Aloe Vera
- Mit Vanilleduft

Artikelbeschreibung	REF	€
Plantana Lippen-Balsam, Dose 5 g	660 318	2,95
Plantana Lippen-Balsam, 20er Display	660 319	59,00

Spar-Zahn



Anti Stress Zahn



Plantana®



Plantana® Lippen-Balsam



Aus der Praxis für die Praxis



miradent SOS Zahnbox®



Liebes Prophylaxeteam,

unsere miradent Produkte sind über den dentalmedizinischen Fachhandel, aber auch über alle Apotheken erhältlich, so dass Ihre interessierten Patienten diese problemlos erwerben können. Natürlich stellen sie auch eine ideale Ergänzung für das Sortiment Ihres Prophylaxeshops dar. Empfehlen Sie deshalb aktiv Ihren Patienten die miradent Produkte = aus der Praxis für die Praxis. Mit unserem Kernsortiment sind wir in über 2.000 Apotheken sogar permanent vertreten. Wenn Sie Ihren Patienten unsere Produkte ans Herz legen möchten, informieren Sie sie bitte über die Möglichkeit, diese einfach über die Apotheke ihrer Wahl zu beziehen. Gerne senden wir Ihnen die beliebte miradent Broschüre zu, in der alle Produkte detailliert und mit Angabe der PZN (Apotheke PHARMAZENTRAL Nummer) erläutert werden.

Alternativ finden Sie alle Angaben auch auf www.miradent.de

Rettungsbox bei Zahnunfällen

- Spezielle Nährlösung erhöht die Chance der erfolgreichen Replantation ausgeschlagener Zähne und Zahnfragmente auf bis zu 48 Stunden
- Zellen der Zahnwurzelhaut (Desmodont) bleiben bis zur Replantation intakt
- Sichere und nachweislich beste Aufbewahrung zum Erhalt eines ausgeschlagenen Zahnes oder Zahnbruchstückes



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
miradent SOS Zahnbox		630 125	14,25
miradent SOS Zahnbox Promobox		630 136	16,30
miradent SOS Zahnbox Display	6 Packungen	635 108	79,50

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: PZN | D 07260299

Xylitol Pulver



Xylitol – ein 100 % natürlicher Zuckeraustauschstoff

- Zum Süßen von Kalt- und Heißgetränken, Obst, Müsli oder zum Backen
- Hervorragend für eine ausgewogene Ernährung
- Gleiche Süßkraft wie Zucker
- Rein natürliches Produkt, gluten- und gentechnikfrei
- 40 % weniger Kalorien als Saccharose



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Xylitol Pulver	350 g	630 119	5,25
Xylitol Pulver	100 x 4 g	630 120	6,95
Xylitol Pulver	5 x 350 g	635 080	25,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: 350g PZN | D 05968290

Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Zahnpflegekaugummi

- Zu 100 % mit Xylitol gesüßt
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose und Gluten
- Gegen Mundtrockenheit
- Kariespräventiv, plaquehemmend und remineralisierend
- Verkaufsförderndes HV-Display aus Acryl auf Anfrage

Wiederverschließbare Dose mit 30 Dragées / 30 g

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Spearmint		630 079	2,30
Pfefferminz		630 080	2,30
Zimt		630 081	2,30
Frucht		630 082	2,30
Cranberry		630 090	2,30
Grüner Tee		630 091	2,30
Display, sortiert (o. Abb.)	6 x 12 Dosen	635 092	159,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: Spearmint PZN | D 04275596

Schüttverpackung mit 200 Stück à 2 Dragées einzelverpackt

Artikelbeschreibung	REF	€
Schüttbox Kaugummis, sortiert	635 069	19,95

Zahnpflegekaugummi speziell für Kinder

- Zu 100 % mit Xylitol gesüßt
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose und Gluten
- Kinderfreundliches Design und Geschmack
- Kariespräventiv, plaquehemmend und remineralisierend

Artikelbeschreibung	REF	€
Apfel, 30 Dragées	630 192	2,30
Display, 12 Stück à 30 Dragées	635 203	27,50

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: Apfel PZN | D 10302624



Weitere Hinweise und Liste der Inhaltsstoffe siehe Seite 74

Zahnpflegebonbon zu 100 % mit Xylitol gesüßt – ohne Zucker

- Kariespräventiv, plaquehemmend und remineralisierend
- Erhöht die Speichelproduktion (ideal bei Xerostomie)
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose und Gluten
- Für Diabetiker geeignet
- Kühl-erfrischender Geschmack

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Xylitol Drops Melone	60 g / 26 St.	630 170	2,80
Xylitol Drops Kirsche	60 g / 26 St.	630 171	2,80
Xylitol Drops Minze	60 g / 26 St.	630 172	2,80

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: Melone PZN | D 00400538

Schüttverpackung mit 100 Drops - einzeln verpackt

Artikelbeschreibung	REF	€
Schüttbox Drops, sortiert	635 183	10,95

Xylitol Chewing Gum



Weitere Hinweise und Liste der Inhaltsstoffe siehe Seite 74

Xylitol Chewing Gum for Kids



Weitere Hinweise und Liste der Inhaltsstoffe siehe Seite 74

Xylitol Drops



Carebrush® white



Zahnbürste mit White Effekt

- Speziell entwickelte Gummilamellen sorgen für eine gründliche Reinigung von oberflächlichen Zahnverfärbungen verursacht durch z. B. Tee, Kaffee, Rotwein oder Nikotin
- Durch den gebogenen Bürstenkopf erreicht man mühelos schwer zugängliche Stellen, während Kreuzborsten die Reinigung der Zahnzwischenräume unterstützen
- Der anatomisch geformte Griff mit Gumminoppen bietet zusätzlich rutschsicheren Halt

Artikelbeschreibung	REF	€
Carebrush white, green	630 190	2,50
Carebrush white, pink	630 191	2,50
Carebrush white Display, je Farbe 8 Stück	635 204	40,00

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: green PZN | D 10224717
pink PZN | D 10224700

Carebrush® supersoft



Zahnbürste mit seidenweichen Mikroborsten

- Seidenweiche Borsten für hypersensible Zahnhäule und gereiztes Zahnfleisch (z.B. bei Parodontitis) und zur Pflege nach Prophylaxebehandlungen
- Sanfte und gründliche Reinigung
- Bürstenkopfrückseite mit Zungenreiniger
- Rutschfester Griff

Artikelbeschreibung	REF	€
Carebrush supersoft	630 195	2,50

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: PZN | D 10520812

Happy Morning® De Luxe



Zahnbürste mit geradem Borstenfeld

- Abgerundete Borsten und abgewinkelter Griff
- Borstenstärke medium, hygienisch einzeln verpackt

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Happy Morning De Luxe	50 Stück	605 443	27,95

Happy Morning® Travel Kit



Zahnpflege-Reisebegleiter

- Zahnbürste und 3 g Tube mit erfrischend minziger Zahnpasta
- Zahnbürste und Tube hygienisch einzeln verpackt
- In fünf verschiedenen Farben sortiert

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Happy Morning Travel Kit	5 x 10 St.	605 410	21,00

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: PZN | D 02897922

Schallzahnbürste für Unterwegs

- 30.000 Mikro-Vibrationen pro Minute
- Zungenreiniger auf der Bürstenkopfrückseite
- Inklusiv auswechselbarer Batterie (AAA)
- Gewicht: 60 g
- Ersatzbürstenset bestehend aus 2 Bürstenköpfen + 4 farbcodierten Ringen

Artikelbeschreibung	REF	€
Prosonic micro 2, komplett mit einer Bürste	630 182	8,50
Prosonic micro 2, 2er-Ersatzbürstenset	630 183	5,95
Prosonic micro 2, Display bestückt mit 24 Zahnbürsten und 6 Ersatzbürstensets	635 200	235,00

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:
Ersatzbürstenset:

PZN | D 10114495
PZN | D 10114874

Einmalzahnbürste

- Ideal zum Zähneputzen vor der Behandlung in der Praxis, auf Kurzreisen etc.
- Hygienisch einzeln verpackt



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
mit Zahnpasta imprägniert	100 Stück	605 401	19,85
ohne Zahnpasta	100 Stück	605 403	19,85

Einmalzahnbürste mit Xylitol

- Borsten mit xylitolhaltiger Zahnpasta imprägniert
- Frischer Geschmack
- Bürstenkopf 2,5 cm
- Hygienisch einzeln verpackt
- Ideal auf Reisen, für zwischendurch und als Gästezahnbürste
- Xylitol wirkt antikariogen, mindert plaque- und säurebildende Bakterien



Nach dem Essen



Während der Reise



Im Büro



Vor dem Date

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Happy Morning Xylitol	50 Stück	605 496	9,90

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:

PZN | D 05389066

Prosonic micro 2



Happy Morning®

2,5 cm




mit Zahnpasta



ohne Zahnpasta

Happy Morning® Xylitol



mirawhite® oxygen



Effektive Zahnaufhellung bei sensiblen Zähnen

- Hygienische Stiftapplikation
- Peroxidfreie Zahnaufhellung mit Aktiv-Sauerstoff
- Zahnschmelz- und gingivaschonend
- Zahnaufhellung um bis zu fünf Nuancen
- Anwendungszeitraum 7-14 Tage, zweimal täglich



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirawhite oxygen	1,8 ml	630 132	22,95
Mirawhite oxygen Display	8 Packungen	635 190	183,60

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: PZN | D 09000786

Als Office-Bleaching empfehlen wir Mirawhite Laser Bleaching, Seite 81.

paroguard®



Dosierkappe
Für eine optimale
Dosierung der Mundspüllösung

paroguard® 5 l



Mundspüllösung

- Remineralisierend durch Fluorid (250 ppm)
- Speziell zur Anwendung bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit
- Adstringierend durch Hamamelis
- Antikariogen durch Xylitol
- Ohne Alkohol

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
paroguard	200 ml	630 087	5,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: PZN | D 04443102

Vorteilsgröße 5 Liter

- Optional erhältlich: praktischer Dosierer (1 Push = 10 ml)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
paroguard (ohne Pumpe)	5000 ml	630 127	29,80
Dosierpumpe einzeln		630 138	8,10

mirafluor® chx



Mundspüllösung mit CHX 0,06 %

- Für die tägliche Anwendung, inkl. Dosierkappe
- Remineralisierend durch Fluorid (250 ppm)
- Adstringierend durch Hamamelis
- Antikariogen durch Xylitol
- Ohne Alkohol
- Unterstützung der täglichen Mundpflege durch Chlorhexidindigluconat (0,06 %)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
mirafluor chx 0,06 %	100 ml	630 085	3,95
mirafluor chx 0,06 %	500 ml	630 086	7,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: 100 ml PZN | D 04443119
500 ml PZN | D 04446833

Intensivreinigung für strahlend weiße Zähne

- Sofort sichtbarer Glanzeffekt
- Zähne erhalten ihr natürliches Weiß zurück
- Innovativer Mehrfach-Wirkkomplex
- Kariesschutz durch Xylitol und Natriumfluorid (Fluorid 1.450 ppm)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirawhite gelée	100 ml	630 123	4,60
Mirawhite gelée Display	8 Packungen	635 097	36,80

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:


PZN | D 01139817

Mirawhite® gelée



Intensivpflege zum Schutz von schmerzempfindlichen Zähnen

- Verschluss offener Dentintubuli
- Aufbau von naturanalogem Zahnschmelz durch 30 % Hydroxylapatit
- Beruhigung des Zahnnerve durch Kalium-Ionen
- Tägliche Pflege zum Schutz vor schmerzhaften Reizen
- Mit Fluorid und Xylitol zum Schutz vor Karies und Zahnhalskaries
- Mild & frisch im Geschmack
- RDA-Wert: 20
- Natriumfluorid (Fluorid 1.450 ppm)



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
mirasensitive hap+	50 ml	630 169	4,15
mirasensitive hap+ Display	8 Packungen	635 178	33,20

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:

PZN | D 09096881

mirasensitive hap⁺



Hochwertige Aminfluoridzahncreme

- RDA-Wert 17
- Feine Silica-Putzkörper
- Milder Minzgeschmack
- Aminfluorid (Fluorid 1.250 ppm)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirafluor C	100 ml	630 083	2,20
Mirafluor C Display	8 Packungen	635 195	17,60

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:

PZN | D 06152917

Mirafluor® C



Mirafloss®



Zahnseide/Tape

- Besonders gründliche Reinigung der Interdentalräume
- Extrem reißfest, ohne Ausfasern
- Tape: Nicht gewachst, aus PTFE, gleitet perfekt durch engste Zahnzwischenräume

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Tape	20 m	630 022	2,30
chx-Tape	20 m	630 078	2,40
Zahnseide ungewachst	20 m	630 077	1,80


Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: Tape PZN | D 02172461
chx-Tape PZN | D 03957253
ungewachst PZN | D 03959619

Mirafloss® Implant chx



Flossfäden vom Band

- 50 Flossfäden (je 15 cm) aufgerollt im praktischen Spender
- Starre Enden erleichtern das Einfädeln
- Flauschiges Mittelteil in 0,2 % CHX-Lösung getränkt
- Ideal zur Reinigung von Implantaten und Brücken
- In zwei Stärken: fein (ø 1,5 mm), medium (ø 2,2 mm)



Artikelbeschreibung	REF	€
fein (rosa)	630 134	4,25
medium (türkis)	630 135	4,25

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: fein PZN | D 01163690
medium PZN | D 01163709

Mirafloss® Big



Spenderbox für die Wandmontage

- Ideal für den professionellen Praxiseinsatz
- Einhandbedienung durch scharfe Metallkante
- Nachfüllbar

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirafloss Big (weiß, gewachst / schwarz, gewachst, mint)	2 x 200 m	605 735	22,95
Refills: schwarz, gewachst, mint	200 m	605 737	3,10
Refills: weiß, gewachst	200 m	605 736	3,10
Refills: weiß, ungewachst	200 m	605 738	3,10

Mirafloss® interspace

Cut-Vorrichtung

Zum komfortablen Abtrennen überschüssiger Zahnseide



Zahnseidenhalter mit fluoridierter Zahnseide


- Patentierter Zahnseidenhalter, klinisch getestet
- Leichte Anwendung von Zahnseide auch bei schwer zugänglichen Interdentalräumen
- Fluoridiertes Tape gleitet besonders gut
- Sparsam im Verbrauch und nachfüllbar
- Depot-Funktion: Hygienisches Aufbewahrungsdepot im Griff zur Aufnahme der nachfüllbaren Zahnseide

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirafloss Interspace, rot	1 Stück	630 054	4,20
Refill, 2 x 10 m	2 Rollen	630 055	1,60

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: rot PZN | D 00247172

Praktische Kombination aus Zahnseide und Zahnstocher

- 30 Stück: praktische wiederverschließbare Box; 100 Stück: einzeln verpackt



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Zahnpick, Box	30 Stück	630 039	1,85
Zahnpick, blisterverpackt	100 Stück	605 637	6,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: 30 Stück PZN | D 02172716
100 Stück PZN | D 04472380

Interdentalbürsten im Pocketformat

- Verstellbare Winkelfunktion für flexiblen Einsatz
- CHX-Imprägnierung der Borsten in 0,2%iger Lösung
- Beschichteter Spezialdraht mit ultrafeinen Borsten
- Hygienische Schutzkappe auch als Griffverlängerung einsetzbar



Tiefziehdisplay

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
pink	6 Stück	630 092	2,85
gelb	6 Stück	630 093	2,85
weiß	6 Stück	630 094	2,85
grün	6 Stück	630 095	2,85
bordeaux	6 Stück	630 097	2,85
orange	6 Stück	630 096	2,85
sortiert	6 Stück	630 098	2,85
Tiefziehdisplay	9 x 630 098	635 123	33,75

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: sortiert PZN | D 00452191

Zahnpick®



Wiederverschließbare Box



I-Prox® chx



Ausführung	Einführungsdurchmesser	Reinigungsdurchmesser
xx-fine	Ø 0,5 mm	Ø 1,8 mm
x-fine	Ø 0,6 mm	Ø 1,9 mm
fine	Ø 0,7 mm	Ø 2,5 mm
medium	Ø 0,8 mm	Ø 3,5 mm
large	Ø 0,8 mm	Ø 5,0 mm
conical	Ø 0,8 mm	Ø 2,5 – 5,0 mm



Pic-Brush® Set




Pic-Brush® Intro Kit

Interdentalbürsten-Halter mit einer Bürste

- Stecksystem mit konischen Einführstützen für sicheren Halt
- Ergonomisch geformter Griff mit 120° Aufsteckwinkel
- Hochwertige biegsame Bürsten, beschichteter Spezialdraht, ultrafeine Borsten
- Verletzungsschutz dank aufwendiger Schlaufenfertigung des Drahtendes
- Halterende mit Depot für Bürsten und zusätzlicher Aufsteckfunktion
- Auch zur Reinigung von Brackets, Brücken und Zahnersatz

Artikelbeschreibung	Farbe	REF	€
Halter mit 1 Bürste	blau transparent	630 002	2,45
Halter mit 1 Bürste	pink transparent	630 003	2,45
Halter mit 1 Bürste	gelb	605 630	2,45
Halter mit 1 Bürste	dunkelblau	630 001	2,45
Tiefziehdisplay mit 9 Packungen, sortiert		635 125	19,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: blau transp. PZN | D 02171935
pink transp. PZN | D 02172254



Interdentalbürsten-Halter mit vier Bürsten in vier Stärken

Artikelbeschreibung	Farbe	REF	€
Halter mit 4 Bürsten	blau transparent	630 005	3,55
Halter mit 4 Bürsten	pink transparent	630 006	3,55
Halter mit 4 Bürsten	gelb	605 728	3,55
Halter mit 4 Bürsten	dunkelblau	630 004	3,55

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: blau transp. PZN | D 02171941
pink transp. PZN | D 02172260

Pic-Brush® Ersatzbürsten

Ausführung

pink xx-fine		ø 0,45 mm		ø 1,6 mm
gelb x-fine		ø 0,5 mm		ø 1,8 mm
weiß fine		ø 0,6 mm		ø 2,0 mm
grün medium		ø 0,8 mm		ø 2,2 mm
blau large		ø 0,8 mm		ø 3,0 mm
bordeaux x-large		ø 0,8 mm		ø 6,5 mm
orange conical		ø 0,5 mm		ø 2,5 - 5,0 mm

In hygienischer Aufbewahrungsbox oder Praxisrefills



Artikel	6 Stück	€	12 St.	€	25 St.	€
pink	630 013	3,80	605 748	6,75	607 060	9,95
gelb	630 014	3,80	605 713	6,75	607 061	9,95
weiß	630 015	3,80	605 722	6,75	607 062	9,95
grün	630 016	3,80	605 631	6,75	607 063	9,95
blau	630 017	3,80	605 632	6,75	607 064	9,95
bordeaux	630 050	3,80	605 789	6,75	607 065	9,95
orange	630 018	3,80	605 711	6,75	607 066	9,95
sortiert			605 633	6,75		

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: pink
weiß PZN | D 02172366
PZN | D 02172426

Spitzbürste zur punktgenauen Anwendung

- Effiziente Reinigung von Zahnfleischsaum und Sulkustaschen durch konisch zulaufendes Borstenbüschel
- Ideal zur Reinigung von kieferorthopädischen Apparaturen, Implantaten und Interdentalräumen
- Optimale Applikation von Gelen und Tinkturen
- Fingerformgriff (14 cm) mit zwei Aufsteckwinkeln (60° und 120°)
- Halterende mit Depot für Bürsten



Zahnfleischtaschen Implantate Brackets

Artikelbeschreibung	REF	€
Halter blau transparent inkl. 4 Tips	630 032	3,35
Halter pink transparent inkl. 4 Tips	630 033	3,35
Ersatzbürsten, 4 Stück	630 034	2,25
Tiefziehdisplay mit 9 Packungen, sortiert	635 126	33,75

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: blau transp. PZN | D 02172604
pink transp. PZN | D 02172627

Interdentales Pflegeset

- Zur gezielten Pflege von Sulcus, Interdentalräumen, Implantaten und Brücken
- Fingerformgriff ermöglicht eine sichere und präzise Anwendung
- Griffende der Sulcusbürste beinhaltet ein Aufbewahrungsdepot für Ersatzbürsten
- Beschlagfreier Mundspiegel ermöglicht direkte Selbstkontrolle
- I-Prox C für besonders festsitzende Reste

Set enthält:
miradent Mundspiegel, I-Prox C (doppelendiger Zahnreiniger / Scaler),
I-Prox P Sulcusbürste

Artikelbeschreibung	REF	€
3er Set blau transparent	630 160	5,40
Tiefziehdisplay mit 9 Packungen	635 131	49,50

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: PZN | D 07618708

Beschlagfreier Einmalmundspiegel aus Kunststoff

- Flacher, abgewinkelter Spiegelkopf erreicht alle Regionen im Mundraum
- Neuartige Anti-Beschlag-Beschichtung
- Ergonomischer Fingerformgriff
- Zur Kontrolle bei der häuslichen Zahnpflege, Durchmesser 23 mm / Nr. 5

Artikelbeschreibung	REF	€
blau transparent	630 065	1,50
pink transparent	630 066	1,50

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: blau transp. PZN | D 04386717
pink transp. PZN | D 04386781

**Mundspiegel in der praktischen Vorteils-
packung (50 Stück) finden Sie auf S. 36**

I-Prox P®

Switch-Funktion

Die Steckvorrichtung erlaubt zwei Aufsteckwinkel für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten



I-Prox® Care Set



miradent Mundspiegel



Mira-2-Ton® Lösung



Plaquetest

- Kautabletten oder Lösung
- Ältere Plaque wird blau, neuere rosa angezeigt
- Seit Jahren in der Zahnarztpraxis bewährt
- Patientenfreundlich, motivierend
- Erythrosin- und glutenfrei
- Einfärbungen lassen sich durch Zähneputzen wieder entfernen
- Leicht zu halbieren – Eine Tablette reicht für zwei Anwendungen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mira-2-Ton Lösung	60 ml	605 655	12,30
Mira-2-Ton Lösung	10 ml	605 659	4,25
Mira-2-Ton Lösung, Display	10 + 2 x 10 ml	605 660	42,50

Mira-2-Ton® Tabletten



Artikelbeschreibung	Farbe	REF	€
Mira-2-Ton Tabletten	6 Stück	630 027	3,40
Mira-2-Ton Tabletten	50 St. (5 x 10)	605 765	10,65
Mira-2-Ton Tabletten	250 St. (lose)	605 768	26,70
Mundspiegel (ø 23 mm) einzeln	blau transp.	630 065	1,50
Mundspiegel (ø 23 mm) einzeln	pink transp.	630 066	1,50
Mira-2-Ton Tabletten, Display	16 Packungen	635 027	51,50

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:
Mira-2-Ton Tabl. 6 Stück PZN | D 02172082



halitosis spray



Mundpflegespray für sofortige Atemfrische

- Beseitigung von Mundgeruch
- Zahnpflegende Eigenschaften durch Xylitolzusatz (10 %)
- Ohne Alkohol



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
halitosis spray	15 ml Sprühdose	630 168	1,95
halitosis spray Display	12 Sprühdosen	AK-1203	31,80

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: PZN | D 09067589

Zungenreiniger

- Zweifachfunktion in einem Instrument:
 - Borstenfeld mit kurzen abgerundeten Borsten hebt Beläge an
 - Zungenschaber entfernt anschließend die gelösten Beläge
- Abgewinkelter flacher Rundbügel reduziert Würgereiz
- Handlicher Fingerformgriff, mit Schutzkappe

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
blau transparent		630 029	3,35
pink transparent		630 030	3,35
blau		605 778	3,35
Tiefziehdisplay, sortiert	9 Stück	635 139	30,15

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: blau transp. PZN | D 02172567
pink transp. PZN | D 02172573

Zungengel mit sanftem und pflegendem Reinigungseffekt

- Beseitigt sanft Zungenbeläge
- Pflegt mit Kamille, Salbei und Ringelblume
- Lang anhaltendes Frischegefühl
- Ohne Alkohol

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Tong-Clin Gel	50 ml	630 059	3,10
Tong-Clin Set	1 Zungenreiniger + 50 ml Gel	630 060	5,20
Tong-Clin Fresh	1 Zungenreiniger + 15 ml Gel	630 179	4,30
TC Fresh Display	14 Stück	635 198	59,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:

Tong-Clin Set PZN | D 03814855
Tong-Clin Fresh PZN | D 10086936

Prothesenbürste

- Mit zwei Bürstenköpfen: großes Borstenfeld zur Reinigung der Außen-seiten, kleinerer Kopf zur Reinigung der Protheseninnenseiten
- Ergonomischer Fingerformgriff

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
blau transparent		630 024	2,40
pink transparent		630 025	2,40
dunkelblau		605 413	2,40
Tiefziehdisplay, sortiert	9 Packungen	635 127	20,26

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: blau transp. PZN | D 02172521
pink transp. PZN | D 02172538

Wasserdicht verschließbare Prothesenbox

- Dient zur Aufbewahrung und Reinigung der Prothese
- Wasserdicht durch spezielle Verriegelung
- Für zwei Prothesen und 80 ml Flüssigkeit
- Auch für herausnehmbare Zahnsparanten geeignet
- Box enthält doppelseitige Reinigungsbürste: weiße Borsten für Basis-flächen, schwarze Borsten für Vertiefungen in der Prothese
- Bürstenfach auch für Reinigungstabletten geeignet
- Mit Spiegel im Deckel

Artikelbeschreibung	REF	€
Box inkl. Bürste	605 900	7,45
Bürste einzeln	605 901	2,80

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: Box PZN | D 02750372

Tong-Clin® De Luxe



Tong-Clin® Gel



Protho Brush® De Luxe



Protho Box®



Maße (BxHxT):
11,5 x 4,5 x 8,5 cm

Infant-O-Brush®



Lernzahnbürste integriert in einen Beißring

- Fördert spielerisch die regelmäßige Zahnpflege
- Beißring mit besonders weichem Borstenfeld
- Noppen fördern die Dentition
- Ovale Form verhindert Verschluckungs- und Verletzungsgefahr
- Für Babys ab dem 3. Monat

Artikelbeschreibung	REF	€
rot	630 026	2,30
gelb	605 617	2,30

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: rot PZN | D 02172691
gelb PZN | D 00695172

miradent Sanduhr



Kindgerechter Zeitmesser beim Zähneputzen

- Ideal zur Einhaltung der empfohlenen Mindestputzzeit
- Laufzeit: 2 Minuten
- Mit Saugnapf zur Befestigung auf allen glatten Flächen



Artikelbeschreibung	REF	€
miradent Sanduhr	630 068	2,40

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: PZN | D 00845996

Dento Box® I



Stabile Transport- und Aufbewahrungsbox

- Für Prothesen, kieferorthopädische Arbeiten etc.
- Schlagfest, sicherer Schnappverschluss und mit kleinen Lüftungsöffnungen
- Mit trendiger Kordel

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Dento Box I, weiß	1 Stück	630 162	2,55
Dento Box I, blau	1 Stück	630 161	2,55
Dento Box I, pink	1 Stück	630 163	2,55

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.: weiß PZN | D 08449567
blau PZN | D 08449550
pink PZN | D 08449544

Dento Box ohne Kordel finden Sie auf S. 56

Xylitol Chewing Gum



Produktbeschreibung Seite 63

Spearmint, Peppermint, Cinnamon - Zutaten:
Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma; Feuchthaltemittel: Glycerin
Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Emulgator: **Sojalecithin**, Farbstoff: Titandioxid
Überzugsmittel: Carnaubawachs.

Fresh Fruit, Cranberry - Zutaten: Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma
Feuchthaltemittel: Glycerin, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Säureregulator: Apfelsäure
Emulgator: **Sojalecithin**, Farbstoff: Titandioxid Überzugsmittel: Carnaubawachs.

Green Tea - Zutaten: Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma, Feuchthaltemittel: Glycerin,
Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Pflanzenextrakt (Grüner Tee) Emulgator: **Sojalecithin**
Farbstoff: Titandioxid, Überzugsmittel: Carnaubawachs

Hinweis: Kaugummis mit Süßungsmittel. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Xylitol Chewing Gum for Kids - Zutaten: Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma
Säureregulator: Apfelsäure, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum Feuchthaltemittel: Glycerin
Farbstoff: Titandioxid, Emulgator: **Sojalecithin**, Überzugsmittel: Carnaubawachs

Hinweis: Kaugummi mit Süßungsmittel. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Zahnpfällösung zur Plaquekontrolle

- Vorhandene Plaque wird blau eingefärbt
- Angenehmer „Bubble Gum“-Geschmack
- Gebrauchsfertig, motivierend, kinderfreundlich
- Einfärbungen durch Zähneputzen leicht entfernbar
- Anwendung: 1 – 2 x täglich 10 ml, vor dem Zähneputzen ca. 30 Sekunden spülen
- Erythrosinfrei, ohne Alkohol
- Inkl. Dosierkappe

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Plaque Agent	500 ml	630 126	5,60
Plaque Agent Display	5 Flaschen	635 148	27,95

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:

PZN | D 07299485

Hygienische Zahnbürstenhalter

- Einfaches Aufbewahren und Herausnehmen der Zahnbürste
- Patentierter Schnappverschluss
- Zwei Saugnäpfe dienen der Befestigung auf allen glatten Flächen
- Lüftungsschlitze gewährleisten Luftzirkulation
- Passend für handelsübliche Zahnbürsten

Artikelbeschreibung	REF	€
Funny Kuh	630 099	2,50
Funny Elefant	630 100	2,50
Funny Zebra	630 101	2,50
Funny Löwe	630 102	2,50
Funny Schwein	630 103	2,50
Funny Hund	630 104	2,50

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:

Kuh	PZN D 00241519
Elefant	PZN D 00241548
Zebra	PZN D 00241554
Löwe	PZN D 00246238
Schwein	PZN D 00241494
Hund	PZN D 00247137

Kinderzahnbürsten

- Kleiner Bürstenkopf mit ovalem Borstenfeld
- Planes Büschelfeld mit weichen, abgerundeten Borsten aus Kunststoff
- „Oberkörper“ ist aufklappbar und schützt das Borstenfeld
- Luftzirkulation durch Öffnung in der Schutzkappe
- Bürstengriff dient gleichzeitig als praktischer Standfuß
- Für Kinder ab vier Jahren

Artikelbeschreibung	REF	€
Ente	630 046	2,80
Papagei	630 047	2,80
Bär	630 048	2,80
Hund	630 049	2,80
Stier	630 051	2,80
5 Stück sortiert	605 820	13,50

Ihre Patienten Apothekenpharmazentralnr.:

Ente	PZN D 02810068
Papagei	PZN D 02810074
Bär	PZN D 02810080
Hund	PZN D 02810186
Stier	PZN D 00167869
sortiert	PZN D 02764457

Plaque Agent®



Funny Animals



Saugnäpfe
Zur Befestigung auf
allen glatten Flächen

Kid's Brush



Bambach® Sattelsitz



Premiumqualität in Standardfarben



Sonderfarben in bestem Leder



Unser Bambach Sattelsitz ist auch mit Kunstlederbezug (Vinyl) in verschiedenen Farben erhältlich. Bitte fragen Sie nach Farbmuster.

Achtung!
Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der abgebildeten Farbmuster vom Original-Lederfarbton möglich!

Ergotherapeutischer Spezialsitz

- Neigungswinkel der Sitzfläche verstellbar
- Höhe verstellbar
- Zur Beseitigung und Vorbeugung von Rückenschmerzen, mindert signifikant den Bandscheibendruck
- Erhält beim Sitzen die natürliche Becken- und Wirbelsäulenposition
- Dank Neigungsverstellung der Sitzfläche: aufrechte Beckenposition und gerader Rücken auch in der Arbeitshaltung am Patienten
- Sitzfläche aus Echtleder (optional auch Kunstleder)

Stuhlhöhe ideal abgestimmt auf die entsprechende Körpergröße:

Säulenhöhe	Körpergröße
S	bis 1,60 m
M	bis 1,90 m
L	ab 1,90 m

(Bitte bei der Bestellung berücksichtigen.)



Artikelbeschreibung	White Vellum II	€	Black	€
ohne Rückenlehne	460 004	699,95	460 007	699,95
mit Rückenlehne*	460 021	938,80	460 024	938,80

* kann nicht nachgerüstet werden



X **Verändert
Ihre Haltung**

✓ **Verändert
Ihr Leben**



Fordern Sie unsere kostenlose Broschüre über den Bambach mit wissenschaftlichen Hintergrundinformationen an. Gerne stellen wir Ihnen einen Bambach zum Probesitzen zur Verfügung.

Speziell zur Entlastung bei längeren Behandlungen

- Ideal bei längeren Behandlungen wie z.B. Endodontie und Operationen
- Entlastung der Schultermuskulatur
- Armlehne ist schwenkbar und kann nachträglich montiert werden
- In zwei Ausführungen:
Armlehne kurz (Länge 30 cm)
Armlehne lang (Länge 55 cm)

Bitte gewünschte Farbe und Seitenmontage (rechts oder links) angeben
- Farbmuster auf Anfrage.

Artikelbeschreibung	Länge	REF	€
Armlehne, lang	55 cm	460 800	382,70
Armlehne, kurz	30 cm	460 801	382,70

Spezielle Höhenregulierung am Fußkreuz

- Einfache Regulierung der Sitzhöhe ohne Inanspruchnahme der Hände
- Flexible und schnelle Positionsänderung
- Ideal bei Operationen oder längeren Behandlungen
- Edelstahl
- Für Säulenhöhe large und medium

Artikelbeschreibung	REF	€
Fußhöhenverstellung large	901 239	399,00
Fußhöhenverstellung medium	901 245	399,00

Operations-Spezialsitz

- Entspricht den hygienischen Anforderungen von Operationssälen
- Fußhöhenverstellung
- Regulierung der Sitzhöhe ohne Inanspruchnahme der Hände
- Neigungswinkel der Sitzfläche verstellbar
- Zur Vorbeugung und Beseitigung von Rückenschmerzen
- Vollständig desinfizierbar
- Sitzfläche aus Polyethylen (Spritzgussverfahren)
- Sitzhalterung, Säule und Fußkreuz aus Edelstahl

Artikelbeschreibung	Farbe	REF	€
Bambach OP	Black	460 100	1.395,00

Intensive Pflege und Schutz für Lederflächen

- Hält Lederflächen langfristig weich und geschmeidig
- Sehr sparsam in der Verwendung

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Lederpflegeöl	50 ml	554 304	2,65
Mira Cleaning Wipes Spenderdose	115 Stück	554 302	4,50

Nach der Reinigung und Desinfektion mit geeignetem Desinfektionsmittel (z. B. Mira Cleaning Wipes, Seite 40), Lederflächen mit Bambach Lederpflegeöl 1 – 2 x wöchentlich gründlich einreiben

Bambach® Sattelsitz

Armlehnen



Fußhöhenverstellung



Bambach® OP



Bambach® Lederpflegeöl





LaserHF® „comfort“






Für alle Anwendungen:			
	Laser	HF	LaserHF
Oralchirurgie	●	●	●
Parodontologie	●	●	●
Implantologie	●	●	●
Endodontie	●	●	●
Bleaching	●	●	●
aPDT	●	●	●
LLLT	●	●	●

Hochfrequenzchirurgie: Optimale Schnittführung und Koagulation



Diodenlaser 975 nm/8 W:
Parodontologie, Endo-
dontie und mehr

Therapeutischer Laser:
LLLT, aPDT



Kombinationsgerät aus Laser- und HF-Technologie

- I-Cube Design mit Touchscreen-Steuerung
- Voreingestellte Programme für alle Anwendungsmöglichkeiten
- Zusätzliche Möglichkeit zur individuellen Programmierung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Touchscreen-Monitor für einfache Handhabung und Programmauswahl

LASER:

- Desinfektion und Reinigung der Zahnfleischtaschen bei Parodontitis
- Desinfektion nach der Aufarbeitung des Wurzelkanals in der Endodontie
- Entfernung von Weichgewebe, z. B. in der Implantatchirurgie bei Periimplantitis
- Wundheilung, Schmerzlinderung und Desensibilisierung mittels Low Level Laser Therapy (LLLT)
- PDT-Laser (Photodynamische Therapie)
- Optional: Beschleunigtes Bleaching mittels Laserstrahlung

HOCHFREQUENZ:

- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Handstücke für auswechselbare Elektroden (farbcodiert): Schneid- und Schneid-/Koagulationswelle (gelb), Koagulationswelle (blau)
- Die drei Frequenzformen ermöglichen alle Behandlungsarten: Schneiden, Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung, Koagulation, Koagulation impulsweise zum schonenden Verschweißen kleiner Gewebeteile
- Automatische Spannungsregelung
- hf Bipolar Pinzette zusätzlich erhältlich
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

Technische Daten:

HF-Leistung max. 50 W
HF-Frequenz 2,2 MHz
Laser PDT: 660 nm / 100 mW
Laser 975 nm / 8 W – cw / gepulst
Maße (B x H x T): 30 x 13 x 25 cm
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
HF 2,2 MHz / 50 W – monopolar / bipolar
Gewicht ca. 3,5 kg



Grundausrüstung

2 Laser-Handstücke (rot für 8 W Laser, orange für Softlaser)
1 x Faser Tip 200 µm (3er Set) + 1 x Faser Tip 320 µm (3er Set)
Schutzbrille Lambda One (800 – 975 nm)
Überbrille Skyline (grün, 800 – 975 nm)
Überbrille Skyline (blau, 657 – 660 nm)
Patientenschutzbrille
2 autoklavierbare HF-Handstücke
Elektrodensatz (Nr. 40, 2, 13, 15, 31, 33)
Neutralelektrode, Türkontakt / Interlock, Fußanlasser
Gebrauchsanweisung, Medizinproduktebuch



Die hf-Bipolar-Pinzette bitte extra bestellen!

Das Standardgerät LaserHF ist weiterhin erhältlich.

Artikelbeschreibung	REF	€
LaserHF „comfort“ mit Wechseltips	452 471	9.100,00
LaserHF Standard Glasfaser	452 462	8.450,00
hf Bipolar-Pinzette, 110 mm gekröpft	452 447	138,10
hf Bipolar-Pinzette, 160 mm gekröpft	452 455	155,75



Universal-HF-Chirurgiegerät

- Voreingestellte Programme für alle Anwendungsmöglichkeiten
- Zusätzliche Möglichkeit zur individuellen Programmierung
- Serienmäßig mit Anschlussmöglichkeit für eine Bipolar-Pinzette
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Touchscreen-Monitor für einfache Handhabung und Programmauswahl
- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Handstücke für auswechselbare Elektroden (farbcodiert): Schneid- und Schneid-/Koagulationswelle (gelb), Koagulationswelle (blau)
- Die drei Frequenzformen ermöglichen alle Behandlungsarten: Schneiden, Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung, Koagulation ohne Schneidwirkung, Koagulation impulsweise zum schonenden Verschweißen kleiner Gewebeteile
- Automatische Spannungsregelung
- hf Bipolar Pinzette zusätzlich erhältlich
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

Lieferumfang:

Gerät mit 2 autoklavierbaren Handstücken, Fußanlasser, Elektrodensatz (6 Stück: Nr. 40, 2, 15, 13, 31, 33), Neutralelektrode

Die hf-Bipolar-Pinzette bitte extra bestellen!

Frequenz + Leistung

2,2 MHz, max. 50 W

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Mono- und bipolar

Permanent / gepulst

Maße + Gewicht

B 21,5 x H 11,7 x T 25 cm

2,65 kg

Artikelbeschreibung	REF	€
hf1 Surg bipolar	452 459	2.750,00
hf Bipolar-Pinzette, 110 mm gekröpft	452 447	138,10
hf Bipolar-Pinzette, 160 mm gekröpft	452 455	155,75
hf Bipolar-Kabel, 1,50 m	452 456	76,30

Laserschutzbrillen finden Sie auf Seite 100

Kompaktes HF Chirurgiegerät

- Für skalpellfeine, drucklose Schnitte - die Frequenzform ermöglicht das Schneiden und das Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung
- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

Lieferumfang:

Gerät mit Fußschalter, Handstück, 4 Schneideelektroden und Neutralelektrode

Frequenz + Leistung

2,2 MHz, max. 50 W

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz


Maße + Gewicht

B 19 x H 9 x T 18 cm

ca. 3 kg

Artikelbeschreibung	REF	€
hf Surg	452 400	999,00

hf1 Surg® bipolar




Quelle: Prof. Dr. med. Frank Liebaug

hf Surg®



hf Elektroden



Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
hf1 Elektrodensatz, Nr. 40, 2, 13, 15	4 Stück	452 441	74,20
hf1 Elektrodensatz, Nr. 40, 2, 13, 15, 31, 33	6 Stück	452 440	106,95

hf Elektroden und hf Elepil Elektrodensets auf Anfrage



hf Neutralelektrode



Beschichtete Platte zur optimalen Ableitung der HF-Wellen

- Desinfizierbar

Bei Altgeräten geben Sie bitte die Seriennummer an!
Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Artikelbeschreibung	REF	€
Länge 1,50 m	452 421	104,20
Länge 2,50 m	452 422	115,60

LaserHF® PDT Lösungen



PDT-Lösungen zur Desinfektion

- Speziell zur Behandlung mit dem LaserHF „comfort“
- Photoaktivierte Desinfizierung des Wurzelkanals, parodontaler Taschen und zur Periimplantitisbehandlung
- Mit Laser 660 nm, Faser 320 µm

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
LaserHF Endo-PDT Lösung	3 Spritzen à 0,8 ml	155 030	49,00
LaserHF Paro-PDT Lösung	3 Spritzen à 1,2 ml	155 031	49,00

hf Bipolar-Pinzetten



Spezieller Pinzettenansatz für die hf Surg Geräte

- In zwei Längen und Formen erhältlich, ohne Kabel, sterilisierbar
- Ideal für chirurgisch tätige Zahnärzte, z. B. zur Blutstillung

Bitte beachten: Bei der Erstausrüstung das hf Bipolar-Kabel zusätzlich bestellen. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikelbeschreibung	Lieferform	REF	€
hf Bipolar-Pinzette	110 mm gerade	452 446	138,10
hf Bipolar-Pinzette	110 mm gekröpft	452 447	138,10
hf Bipolar-Pinzette	160 mm gerade	452 448	155,75
hf Bipolar-Pinzette	160 mm gekröpft	452 455	155,75
hf Bipolar-Kabel	1,50 m	452 456	76,30

Faser-Tips für das LaserHF-Gerät

- Lieferbar in 2 Faserstärken:

Aufsatz ORANGE = 200 µm Faser, Set mit 3 Stück (einzeln steril verpackt)

Aufsatz ROT = 320 µm Faser, Set mit 3 Stück (einzeln steril verpackt)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
LaserHF Faser-Tip, orange - 200 µm	3 Stück	452 470	29,00
LaserHF Faser-Tip, rot - 320 µm	3 Stück	452 469	29,00

Biegevorrichtung zum speziellen Biegen von Faser-Tips

- Für 200 und 320 µm Faser-Tips
- Sichere Handhabung um den gewünschten Biegeradius ohne Beschädigung der Faser herzustellen

Artikelbeschreibung	REF	€
LaserHF Curver	452 480	29,00

Keramikkmesser zum Anritzen von Laserfasern

- Speziell zum Anritzen einer Glasfaser
- Länge der Keramik Klinge 5 – 6 cm
- Bitte beachten, die Keramik Klinge ist extrem scharf



Artikelbeschreibung	REF	€
LaserHF Faser Cutter	452 481	89,00

Spezielles Laserhandstück zum Bleichen

- Mit integrierter Optik und 2,50 m langer Zuleitungsfaser zum Aktivieren von Bleaching-Materialien (in-office), z.B. für das Mirawhite Laser Bleaching Gel (REF 607086)
- Spezielle Optik im Handstück ermöglicht die leichte Anwendung und die homogene Aktivierung des Bleaching-Materials auf der Zahnoberfläche

Artikelbeschreibung	REF	€
LaserHF Bleaching-Handstück	452 472	945,00

Dentales Bleichgel zur Nutzung mit Diodenlaser

- Auf Wellenlängen abgestimmtes Bleichgel
- Für Diodenlaser 810 nm bis 980 nm
- Zwei-Komponenten Bleaching Gel in Automix-Kartusche 5 g
- mit 35 %igen Wasserstoffperoxid-Konzentration für hochwirksames Bleichen und Aufhellen verfärbter und devitaler Zähne

(Bei der Anwendung mit dem LaserHF-Gerät wird das Bleaching Gel mit dem speziellen LaserHF Bleaching-Handstück (REF 452 472) aktiviert).

Set besteht aus: 1 Bleaching-Gel Kartusche 35 % Wasserstoffperoxid 5 g, 3 Mischkanülen, 1 Spritze Gingiva Protector 1 ml, 1 Spritze Afterbleach Care 2 ml, 2 Applikatoren

Artikelbeschreibung	REF	€
Mirawhite Laser Bleaching	607 086	49,50

LaserHF® Faser-Tips



LaserHF® Curver



LaserHF® Faser Cutter



LaserHF® Bleaching-Handstück



Mirawhite® Laser Bleaching



Integra® Cart De Luxe



Multifunktionscart in zwei Varianten

- **Neu:** Druckluftanschluss mit Ausgang unter dem ersten Tray (plus selbstschließender Druckluftkupplung)
- **Neu:** Das mittlere Tray ist höhenverstellbar
- Sehr leicht laufende, antistatische Rollen für schnelles und einfaches Verschieben der Einheit
- Rollen sind feststellbar

Integra Cart De Luxe

Oberes Tray:	außen (B x T)	36 x 41,8 cm
	innen (B x T)	35,6 x 41,5 cm
Mittleres Tray:	außen (B x T)	38 x 40,3 cm
	innen (B x T)	37,6 x 40 cm
Unteres Tray:	Fläche (B x T)	40 x 45 cm
Gesamtmaße: (H x B x T): 75,5 x 40 x 49,5 cm, Gewicht: 18,8 kg		

Artikelbeschreibung	REF	€
Integra Cart De Luxe I	460 115	650,00

Integra Cart De Luxe II

- Wie Modell De Luxe, jedoch ist das mittlere Tray mit rollengelagerter Materialschublade mit Griff ausgestattet
- Schubladendeckel ist als Tray gearbeitet und als Ablage für ein Gerät nutzbar

Schubladentray:	außen (B x T)	38,5 x 43 cm
	innen (B x T)	38,2 x 42,9 cm
Schublade:	Höhe	9,5 cm
	innen (H x B x T)	8,2 x 31,2 x 26,4 cm
Gesamtmaße: (H x B x T): 75,5 x 40 x 50 cm, Gewicht: 22,8 kg		

Artikelbeschreibung	REF	€
Integra Cart De Luxe II	460 116	780,00

Integra® Anbautray



Tray für die Aufbaustange der OP-Leuchte

- Für alle Zusatzgeräte (z. B. hf Surg) geeignet, die am Stuhl benötigt werden
- Schwenkbar durch zwei Drehgelenke
- Handgriff an der Längs- oder Querseite montierbar
- Elegant und einfach an alle Aufbaustangen zu montieren
- Stabiles Metalltray, belastbar bis max. 6 kg
- Farbe: beige (RAL 9002)

Maße

Außen (B x T):	35 x 26 cm
Innen (B x T):	33,5 x 24,5 cm
Schwenkarm:	23 cm lang

Artikelbeschreibung	REF	€
Anbautray mit Standardarm	460 103	166,90

Zum Anbautray mit Schwenkarm muss immer der passende Rohrflansch bestellt werden, damit eine Montage möglich ist.

Rohrflansch inkl. Innenring	ø in mm	REF	€
für Planmeca	42	460 104	174,85
für sonstige Einheiten	45	460 105	174,85
für Ritter	48	460 106	174,85
für Eurodent	50	460 107	174,85
für Sirona/Siemens	52	460 108	174,85
für Kavo/Flex Integral	55	460 109	174,85
für Ultradent/Faro	60	460 110	174,85

Bewährtes Netzmittel für alle phosphat- und gipshaltigen Einbettmassen

- Für einen exakten sauberen Guss
- Wachsentsfettend, wachsoberflächenentspannend
- Dipol schafft eine molekulare Brücke zwischen wasserabstossendem Wachs und Einbettmasse, welche blasenfrei und genau adaptierend über das Wachsojekt fließen kann. Es ergeben sich saubere, glatte Gussoberflächen
- Es enthält keine die Abbindung verzögernde oder anderweitig störende Chemikalien, die zu rauen Oberflächen führen können
- Dipol eignet sich auch ausgezeichnet als Netzmittel auf Abformungen aus Silikon, Polyether usw. zum problemlosen Ausgießen mit Gips zur Modellherstellung
- Formaldehydfrei, alkoholfrei
- Ohne Treibgas, Pumpzerstäuber mit mikrofeinem Spraynebel

Artikelbeschreibung	REF	€
Set mit 1l Flasche, 1 Pumpflasche (leer)	605 044	37,00
Pumpflasche (gefüllt), 100 ml	605 043	8,70
Pumpflasche (leer) für 100 ml	605 045	4,60

Isoliert Gips gegen Gips

- Ohne jegliche Filmbildung, da nicht silikongebunden
- Exakte, sehr leichte Trennung
- Gipskonter lösen sich ohne Hilfsmittel
- Kein Verfärben der Modelle
- Die Poren des Gipses sind gegen Schmutz und Wasser versiegelt
- Gipsoberflächen können mit Bürste oder Lappen hochglanzpoliert werden
- Ohne Treibgas, formaldehydfrei

Artikelbeschreibung	REF	€
Set: 1 L Flasche, 1 Pumpzerstäuber (leer)	605 113	37,80
Pumpzerstäuber (gefüllt), 100 ml	605 119	10,70
Pumpzerstäuber (leer) für 100 ml	605 114	4,90

Desinfizierende Anmischflüssigkeit für alle Bimssteinpulver

- Hält die Poliermasse den ganzen Tag cremig
- Hohe bakterizide, fungizide und tuberkulozide Wirksamkeit
- Virusinaktivierend, HBV- und HIV-wirksam
- Hautschonend, pH-neutral
- Biologisch abbaubar und formaldehydfrei

Artikelbeschreibung	REF	€
Mirawet, 5 l	554 105	42,45

Dipol®



Mirapor®



Mirawet®



Alminax



Alminax Rite-Bite



Corund SC



Non-Stick®



Occlu® Spray Plus



Aluminiumwachs

- Für wirklich präzise Bißregisträte
- Stabile Wachsplatten (3 mm stark)
- Hoher Aluminium-Anteil hält die Wärme gut
- Nach dem Abkühlen extrem hart
- Einfach im warmem Wasser oder Brenner erwärmen

Artikelbeschreibung	REF	€
Alminax, 250 g	101 301	14,20

Vorgeformte Bissplatten aus Aluminiumwachs

- Sehr stabil durch eingebaute Metallschiene
- Präzise Bissnahme ohne Irritation der Zunge
- Kurz im ca. 50°C warmen Wasser erwärmt ist Rite-Bite individuell für jeden Biss formbar, ausgekühlt extrem hart und formbeständig
- 2,5 mm starke Bissplatte für optimale Bissnahme und präzises Arbeiten
- Ideal auch für Gesichtsbogenregistratur

Artikelbeschreibung	REF	€
Alminax Rite-Bite, 24 St. verstärkt, 6 St. unverstärkt	101 302	39,10

Fest angreifendes Schleifmaterial

- In den Körnungen 80-220
- Das spitze Korn bleibt lange erhalten und nutzt sich langsam ab
- Auf 15 mm breiten Rollen

Artikelbeschreibung	Länge	Körnung	REF	€
Corund SC Nr. 80	25 m	80	605 016	7,20
Corund SC Nr. 100	30 m	100	605 017	7,40
Corund SC Nr. 120	30 m	120	605 018	7,40
Corund SC Nr. 150	30 m	150	605 019	7,40
Corund SC Nr. 180	50 m	180	605 020	12,10
Corund SC Nr. 220	50 m	220	605 021	12,10

Spezial Silikonspray

- Isolier-, Schutz- und Pflegespray
- Unerlässlich zur Pflege von Artikulatoren
- Kondylen, Kugeln und alle beweglichen Teile gleiten sehr leicht
- Zur Oberflächenisolierung von Präzisionsnormer Matern gegen Gips
- Verhindert Anhaften von Gips an Trimmern, Küvetten und Gummiauf-lagen von Rüttlern etc.
- Macht Tür- und Gerätescharniere leichtgängig

Artikelbeschreibung	REF	€
Non-Stick, 400 ml	554 206	9,50

Hochwertiges, grünes Okklusionsspray

- Zur Markierung von Kontaktpunkten durch direktes Aufsprühen auf die Okklusionsflächen oder Kroneninnenseiten
- Mikro-Pulverschicht für höchste Genauigkeit
- Kunststoffdüse für feinen Spraynebel
- Pulverschicht mit Wasser leicht zu entfernen, sparsamer Verbrauch

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Spraydose, grün	75 ml	554 205	9,90
Spraydose, grün	50 ml	554 211	7,95

Distanzlacke für Stümpfe etc.

- Silber- und goldfarben
- Gleichmäßiger Film von ca. 10 Micron
- Unlöslich gegen Isoliermittel und Abdampfen
- Hitzebeständig beim Tiefziehen und Tauchwachsen
- Schnelltrocknend

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Vernax S (silberfarben), Pinselflasche	20 ml	605 065	19,80
Vernax G (goldfarben), Pinselflasche	20 ml	605 066	20,40

- Klare Flüssigkeit zum Verdünnen von Vernax 100, Vernax S, Vernax G sowie Vernax Antagon

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Vernax Verdünner, Pinselflasche	20 ml	605 068	17,10

Distanzlack, 100% Feinsilber für Stümpfe etc.

- Absolut gleichmäßiger Film von 8-10 Micron (1 Schicht)
- Kann auch in mehreren Schichten aufgetragen werden
- Unlöslich gegen alle Isoliermittel und gegen Abdampfen
- Hitzebeständig beim Tiefziehen und Tauchwachsen
- Schnelltrocknend
- Mit Aceton sauber zu entfernen
- Für Vollkeramik Inlays und Kronen usw. empfohlen (z. B. Empress, Fa. Ivoclar)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Vernax 100, Pinselflasche	20 ml	605 063	30,60

Hauchdünner Schutzlack

- Zum Härten von Gipsoberflächen (z. B. Antagonisten)
- Filmstärke von ca. 3-4 Micron
- Kratz- und abriebfest
- Farblos und sehr schnelltrocknend
- Auch als erste Schicht unter Vernax 100, Vernax S und Vernax G

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Vernax Antagon, Pinselflasche	20 ml	605 067	20,40

Spezialgraphit in flüssiger Form

- Mit integriertem Pinsel leicht aufzutragen
- Lot fließt nicht über die Graphitbegrenzung
- Keine Lunkerbildung in der Lötung
- Teleskop- und Konuskronen gängig machen
- Mit Wasser verdünnbar

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Vernax Colloidales Graphit, Pinselflasche	20 ml	605 069	22,50

Alle auf dieser Seite angebotenen Vernax-Produkte sind mit einem in der Verschlusskappe integrierten Pinsel ausgestattet.

Vernax® S / Vernax® G



Vernax® Verdünner



Vernax® 100



Vernax® Antagon



Vernax® Colloidales Graphit



Mirapont®



Heller, hoch präziser Spezialkunststoff für Stümpfe und Modelle

- Sehr dünn und leicht fließendes Material
- Beide Komponenten A und B im Verhältnis 1:1 sind in 30 Sekunden angerührt
- Zum Ausgießen von Abformungen aus Silikon, Alginat, reversiblen Hydrokolloid u. Thermoplast
- Nach 90 min. wird entformt, gesägt, beschliffen

Artikelbeschreibung	REF	€
Mirapont 500 g Inhalt: je 250 g Komponente A und B, 2 Dosierflaschen A und B, 200 ml Agent Plus, 50 g Silifit, 5 Messbecher, 1 Anmischbecher mit Gießtülle, 2 große Anmischspatel, 5 kleine Anmischspatel, Einmalhandschuhe	203 010	143,50
Mirapont 1.000 g Inhalt: je 2 x 250 g Komponente A und B, 2 Dosierflaschen A und B, 200 ml Agent Plus, 100 g Silifit, 5 Messbecher, 1 Anmischbecher mit Gießtülle, 2 große Anmischspatel, 5 kleine Anmischspatel, Einmalhandschuhe	203 011	198,00

Mirapont® Agent Plus



Mirapont Agent Plus

- Isoliert Mirapont gegen Wachs
- Isoliert Polyäther-, Polysulfidabformungen gegen Mirapont

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirapont Agent Plus	200 ml	203 016	31,25

Mirapont Silifit

- Spezialausblockmaterial, knetbar

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mirapont Silifit	250 g	203 015	31,25

Praxipol PS



Polymerisationsdrucktopf

- Ca. 4 Liter Inhalt
- Für Heiß- und Kaltpolymerisate
- Mit Einlassventil, Manometer und Sicherheitsventil (GS/TÜV-geprüft)
- Innen mit Antihafschicht zur Vermeidung von Korrosion versehen
- Gewicht: nur ca. 2,5 kg

Artikelbeschreibung	REF	€
Praxipol PS	401 400	253,70
Zusatzschlauch mit Hebelsteckkupplung, 2 m	401 401	22,25
Zusatzschlauch SP mit Kugelventil, 2 m	401 402	34,10

Patenterte Transport- und Aufbewahrungsbox

- Mit zwei elastischen, durchsichtigen Membranen
- Optimale Lagerung für das sichere Versenden hochwertiger Arbeiten
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Material
- Stapelbar



Artikelbeschreibung	REF	€
Medium: für Brücken, Teilprothesen, Geschiebe etc.	304 602	13,10

Transport- und Aufbewahrungsbox mit Innenmembran

- Zwei Membranfolien halten den Inhalt schonend und gut sichtbar fest
- Sicherheitsverschluss
- Kein Klappern, da zwei Membranfolien auch kleinste Teile absolut schonend fixieren
- Stapelbar

Artikelbeschreibung	REF	€
Small: für Einzelkronen, Inlays etc (12 Boxen)	304 603	16,80
XXL: für zwei Modelle	304 605	7,30

Keramische Pastengrundmasse mit Streukristallen

- Basis- und Farbpasten in streichfähiger Konsistenz
- Kein Anmischen, Verdichten und Absaugen nötig
- Gleichmäßige Schichtstärke durch aufgestreute Kristalle
- Exzellente Farbbrillanz und natürliche Lichtreflexion dank der Streukristalle
- Erhältlich in Biodent- und V-Farben
- Für alle gängigen, hochschmelzenden Keramikmassen

Artikelbeschreibung	REF	€
Grundsortiment V-Farben	604 204	523,70
Basispaste einzeln	604 407	17,30
Streukristalle einzeln, transparent	604 207	22,80

Isolierflüssigkeit Gips gegen Keramik

- Ideal zur Isolierung von Gipsoberflächen, die mit keramischen Massen in Kontakt kommen
- Der dünne Isolierfilm verhindert ein Anhaften der Keramikmassen am Gipsmodell
- Für alle gängigen Keramikmassen

Artikelbeschreibung	REF	€
Carat Isolation Fluid, 10 ml	604 222	14,80
Carat Isolation Fluid, 50 ml	604 223	49,90

Eine komplette Übersicht unserer Carat-Produktpalette können Sie kostenlos bei uns anfordern oder finden Sie im Internet auf www.hagerwerken.de

Membranbox

Medium



Medium (B x H x T):
8,5 x 2,2 x 9 cm

Small und XXL



Small (B x H x T):
4 x 1,9 x 4 cm



XXL (B x H x T):
19,2 x 4,8 x 9,2 cm


Carat® Biopaque®



Carat® Isolating Fluid



Speed Labolight®



Universal Lichtpolymerisationsgerät

- Für eine Vielzahl von lichthärtenden Dentalkunststoffen
- Nanometerbereich 320 – 550 nm
- Optimierte Lichtmischung für eine homogene und sichere Aushärtung
- Ringförmige Anordnung von acht Stableuchten um einen Drehteller und eine Halogenlampe
- Intervalldrehteller für gleichmäßige Lichteinwirkung und Aushärtung
- Einstellbar von einer Sekunde bis 99 Minuten, Überhitzungsschutz, Polymerisationstemperatur in der Kammer steigt nicht über 40 °C
- Langlebige (ca. 1.000 Stunden), leicht austauschbare Leuchtmittel
- Akustisches Signal zum Polymerisationsende
- Betriebsstundenzähler

Technische Daten

Netzspannung:	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	225 W
Sicherung:	1 x 2,5 A
Leuchten:	8 x 9 W T1 (Weißlicht) 4 x 9 W T8 (UV-A) 1 x 150 W (Halogen)
Maße (B x H x T):	250 x 290 x 240 mm
Gewicht :	7 kg
Drehteller:	Ø 14 cm

Artikelbeschreibung	REF	€
Gerät inkl. 13 Leuchtmittel	401 125	1.136,85

Ersatzleuchten einzeln

Artikelbeschreibung	REF	€
T1 (Weißlicht) 9W / 71	901 002	20,90
T8 (UV-A) 9W / PLS-10	901 003	20,90
Halogen	901 004	28,15
Set (je 4 x T1 und T8, 1 x Halogen)	901 001	179,85

Balance® Artikulator



Der klassische Non-Arcon Artikulator

- Solides, funktionelles Arbeitsgerät für totale und partielle Prothetik sowie für Kronen- und Brückenarbeiten
- Weltweit der Standard-Non-Arcon Artikulator
- In 2 Bauhöhen lieferbar: 95 + 105 (Maße ohne Sockelplatte)
- Gelenke und Teile aus Edelstahl
- Verwindungssteif und freier Zugang zum Modell
- Ausbaufähig durch komplettes Zubehör wie z.B. Gesichtsbogen, Fundamentwaage, Kalotte
- Sockelplatten optional lieferbar
- Der Balance ist auch spezifiziert mit 20°, 30° oder 40° Kondylen und mit 0°, 10° oder 15° Incisalteller lieferbar

Technische Daten:

Kondylenbahnneigung 25°
Incisalteller 5°
Bennettwinkel 0° bis 25°
Interkondylarabstand 100 mm

Lieferumfang:

Artikulator, Incisalteller, Standstift, 2 Sockelplatten, Gummiringe, Inbusschlüssel

Artikelbeschreibung	REF	€
Balance 95	203 201	215,60
Balance 105	203 295	215,60

Leistungstarker, tragbarer Mikromotor

- Arbeiten ohne Steckdose, ideal bei Hausbesuchen
- Stufenlos regelbarer Motor mit Vor- und Rückwärtslauf (4.000 – 35.000 U/min)
- Lithium-Akku, Laufzeit ca. 12 Stunden, kein Memory-Effekt
- Aufladezeit: ca. 5 Stunden
- Nur für extraorale Arbeiten
- Geeignet für Standardhand- und -winkelstück mit planem Aufnahmeschaft (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Intraspray und ohne Lichtleiter
- Lässt sich platzsparend am Gürtel befestigen



Artikelbeschreibung	REF	€
Bravo Portable III mit Tasche und Ladegerät	452 130	595,00

Artikelbeschreibung	REF	€
Bravo Portable II mit Tasche und Ladegerät	452 102	495,00

Hand- und Winkelstücke finden Sie auf S. 95

Kollektorloser Kleinmotor

- Flexibles Gerät für kleinere Laborarbeiten
- Für alle gängigen Hand- und Winkelstücke mit planem Aufnahmeschaft
- Stufenlos und präzise einstellbare Drehzahl von 1.000 – 30.000 U/min
- Links-/Rechtslauf, mit optischer Anzeige
- Robustes, pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- Nur für extraorale Arbeiten

Technische Daten

Netzspannung:	230 V
Motorleistung:	max. 40 W
Maße (H x B x T):	80 x 205 x 153 mm
Gewicht:	ca. 2,5 kg

Artikelbeschreibung	REF	€
Bravo TD III	452 106	799,95

Bravo Marathon Portable III



Gewicht 300 g

Weiterhin lieferbar:
Bravo Portable II



Bravo TD III



Drehstrommotor



Fußanlasser



Handstück

Mirabol®



Grüne flexible Anmischgefäße

- Einfach zu reinigen
- Für Alginat, Gips etc.
- Besonders hochwertiges, flexibles Material
- In drei Größen / Höhen lieferbar

Artikelbeschreibung	ø	Höhe	REF	€
Nr. 1 (large)	12 cm	9 cm	304 331	8,60
Nr. 2 (x-large)	13 cm	11 cm	304 332	10,30
Nr. 3 (jumbo)	17 cm	13 cm	304 333	12,90
Gips-Spatel RS			304 314	8,20

Flex-O-Bol



Klassische dunkelgrüne Anmischgefäße

- Einfach zu reinigen und flexibel
- Für Alginat, Gips etc.
- In vier Größen

Artikelbeschreibung	ø	Höhe	REF	€
Nr. 1/4 (small)	8 cm	5,5 cm	304 320	4,20
Nr. 1/2 (medium)	10,5 cm	7,5 cm	304 321	5,80
Nr. 1 (large)	12 cm	9 cm	304 322	7,95
Nr. 2 (x-large)	14 cm	11 cm	304 323	9,20

Algimix



Alginat-Anmischgerät

- Zuverlässiges, robustes Edelstahlgehäuse, wartungsfrei
- Minimaler Zeitaufwand
- Elektronisch gesteuerte, gleichmäßige Rührbewegung mischt Pulver und Flüssigkeit zu einer absolut homogenen, blasenfreien Alginatmasse
- Hochwertiger, langlebiger Anmischbecher aus flexiblem Silikon
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar

Technische Daten

Netzspannung:	230 V
Leistungsaufnahme:	100 W
Sicherung:	1,25 A
Maße inkl. Becher (B x H x T):	13,5 x 23 x 20 cm
Gewicht mit (ohne) Becher:	3,7 kg (3,5 kg)

Artikelbeschreibung	REF	€
Gerät mit Becher und Spatel	452 045	466,90
Becher einzeln	452 046	26,90
Spatel einzeln	304 317	1,80

Mirator® 2000



Elektronischer Rütteltisch

- Stufenlos regulierbar bis max. 6.000 Schwingungen / Min.
- Robust und leistungsstark
- Arbeitsplatte auf Anfrage auch einzeln erhältlich

Technische Daten

Arbeitsplatte:	ca. 160 x 155 mm
Netzspannung:	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 100 W
Schmelzsicherung:	2,0 A
Gewicht:	3,0 kg

Artikelbeschreibung	REF	€
Mirator 2000	401 344	185,30

Hochpräzises Hydro-Abformmaterial

- Günstige Alternative
- Verweildauer des Löffels im Mund nur ca. 3 Min.
- Leicht und schnell zu verarbeiten
- Umweltfreundliche Entsorgung in den Hausmüll
- Verbindet die Vorteile des Agar-Hydrokolloids mit denen des Alginats
- Kanülenansätze (2er Pack) auf Anfrage einzeln lieferbar

Hochpräzise, preiswerte und schnelle Abformungen mit dem Algiloid-Verfahren

Das Algiloid Verfahren besteht aus dem Algiloid Hydromaterial als „Light-body“ und einem handelsüblichen Alginat als „Heavybody“

Artikelbeschreibung	REF	€
Box mit 48 Zylinderampullen	101 401	59,30
Zylinderampullenspritze III, inkl. 2 Ansätze	101 405	102,20

Gerät zur Erwärmung von Instrumenten

- Um Mundspiegel beschlagfrei zu machen und Instrumente vor der Behandlung zu erwärmen
- Nicht zur Sterilisation von Instrumenten geeignet
- Spezielles Heizelement erhitzt Glasperlen auf 230 °C und hält Temperatur konstant, ohne dass sich das Außengehäuse erwärmt
- Herausnehmbarer Behälter, einfache Reinigung
- Maße (B x H x T): Maxi 140 x 130 x 190 mm, Innenbehälter ø 50 mm
Mini 115 x 115 x 165 mm, Innenbehälter ø 35 mm

Gerät komplett mit Glasperlen:

Artikelbeschreibung	REF	€
Mini, inkl. 100 g Glasperlen	452 300	207,80
Maxi, inkl. 200 g Glasperlen	452 303	252,70

Glasperlen-Nachfüllpackung

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Mini	100 g	452 301	4,65
Maxi	200 g	452 304	8,80

Algiloid®



Glasperlenheizer



Blue-Flame 1500



Handlicher Brenner für Praxis und Labor

- Einfache, praktische Einhandbedienung
- Zuverlässige Zündung
- Stabiler Standbrenner, nur 15 cm klein
- Flamme auch in der Temperatur stufenlos regulierbar, von ca. 800 – 1.300 °C, max. Brenndauer ca. 35 Minuten
- Nachfüllbar mit APT Gas (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vielfältige Einsatzmöglichkeit auch im häuslichen Gebrauch

Artikelbeschreibung	REF	€
Blue-Flame 1500	401 006	66,60

APT III Brenner



Komfortabler Brenner mit Einhandbedienung

- Auslösen der Zündung ohne das Instrument aus der Hand zu legen
- Besonders zuverlässiges Zündsystem
- Stufenlos regulierbare Flamme
- Transportsicherung
- Nachfüllbar mit APT-Gas (nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikelbeschreibung	REF	€
APT III Brenner	401 001	130,50

Kisag Brenner



APT Gas

Gasbrenner für Praxis und Labor

- Flammentemperatur stufenlos regelbar von ca. 750 – 1.150 °C
- Eine Füllung für 5 – 6 Stunden Brenndauer
- Mit dem Schweizer SVGW Zeichen (entspr. GS-Zeichen)
- Nachfüllbar nur mit Kisag Gas

Artikelbeschreibung	REF	€
Kisag Brenner inkl. 400 ml Kisag Gas	401 005	97,40
Kisag Gas, 400 ml	605 140	6,50

Nachfüllgas

- Mit diversen Ansätzen u. a. zum Auffüllen von APT-, Miratorch und Blue-Flame Brennern
- Nicht für Kisag Brenner

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
APT Gas	200 ml	605 143	4,20

Preiswerter Dentalbrenner für Zahnarzt und Labor

- Als Hand- oder Tischbrenner einsetzbar
- Ergonomischer Griff für festen Halt
- Flammenausgang hat einen Abtropfschutz
- Brenntemperatur bis 1.300 °C
- Brenndauer ca. 60 – 70 Minuten
- Sehr leicht (220 g)
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Nachfüllbar mit APT Gas (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelbeschreibung	REF	€
Miratorch II	401 004	65,00

Weiterhin lieferbar: Miratorch

Artikelbeschreibung	REF	€
Miratorch	401 010	38,10

Geräuscharmes Prothesenreinigungsgerät

- Ästhetische Oberflächenreinigung unter Einsatz von rotierenden Poliernadeln in Verbindung mit einer Reinigungsflüssigkeit – ohne Materialabrieb
- Integrierte Zeitschaltuhr erlaubt individuelle Reinigungszeiten
- Zusatzmagnet hält die Nadeln beim Wechseln der Flüssigkeit im Behälter
- Behälter autoklavierbar

Technische Daten

Gewicht:	2 kg
Frequenz:	50/60 Hz
Leistung:	35 W
Drehzahl:	1.700 U/min
Netzspannung:	230 V

Artikelbeschreibung	REF	€
Gerät mit Behälter, 50 g Poliernadeln (ø 0,6 mm), 1 Liter Liquid und 1 Magnet	401 136	679,00
50 g Poliernadeln, nickelfreier Edelstahl ø 0,6 mm für Prothesen	304 014	38,35
Speedo-Clean Liquid, 1 Liter	554 106	15,55
Behälter einzeln	355 419	2,10
Magnet einzeln	304012	17,60

Vollsynthetisches Pflegemittel zur Reinigung und Hochglanzpolitur von Kunststoffprothesen

- Ästhetische Aufwertung der Präsentation Ihrer prothetischen Arbeit
- Zum Entfernen von Poliermittel- und Monomerresten auf Zahnersatz
- Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit weichem Tuch abwischen
- Angenehmer Minzgeschmack

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Protho Clean	75 ml	554 220	9,30

Miratorch® II



Speedo-Clean®



Protho Clean®




Airsonic® Mini Sandblaster




Handliches Sandstrahlgerät

- Zum Aufrauen der Klebeflächen von Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc.
- Gründlich aufgeraute Klebeflächen für eine optimale Haftung verschiedener Materialien
- Ideal für alle Metalle und Keramiken
- Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken



Artikelbeschreibung	REF	€
Sandblaster mit Standarddüse 60° und 20 g Pulver (50 µm)	401 080	209,50
Düse 60° einzeln	401 086	34,80

Airsonic® Adapter



Artikelbeschreibung	REF	€
a) Adapter K zum direkten Anschluss an Kavo-Turbine	401 084	67,00
b) Adapter S zum direkten Anschluss an Sirona Titan-Turbine	401 089	67,00
c) Anschluss an W+H Rotoquick	401 077	67,40
d) Bien Air Unifix	401 076	67,00
e) Anschluss an EMS-Box	401 090	17,00
f) Anschluss an Laborkupplung	401 091	23,00
g) Adapter zum direkten Anschluss an NSK	401 075	68,00

Airsonic® Absorbo Box



Airsonic® Alu-Oxyd

Handliche Absaugbox

- Tragbare Absaugbox – das Abstrahlmaterial bleibt in der Box und wird im Filter vollständig gesammelt
- Sehr leises und leistungsstarkes Gerät
- Robuste und langlebige Ausführung
- Problemlose Reinigung durch Säubern des herausnehmbaren Filters
- Kein separates Absaugsystem erforderlich
- Ideal für die Praxis und das Praxislabor in Kombination mit Airsonic Mini Sandblaster (REF 401 080)

Technische Daten:

Maße (B x H x T): 35,6 cm x 22 cm x 37 cm
Gewicht: nur 2,8 kg

Zubehör auf Anfrage

Artikelbeschreibung	REF	€
Airsonic Absorbo Box	401 082	457,30
Ersatzfilter einzeln	401 092	17,30
Ersatzscheiben auf Anfrage		

Aluminiumoxydpulver zum Sandstrahlen

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Airsonic Alu-Oxyd, 50 µm	500 g	605 084	10,20
Airsonic Alu-Oxyd, 90 µm	500 g	605 086	10,20

Prophylaxe Hand- und Winkelstücke

- Für Prophyl-Kelche und -Bürsten mit Schraub- bzw. Knopffixierung
- Von 0 – 5.000 U/min
- Passend für alle Standard-Mikromotoren mit planem Aufnahmeschaft
- Autoklavierbar



Artikelbeschreibung	REF	€
WST PK (knopffixiert)	452 152	107,95
WST PS (schraubfixiert)	452 153	107,95
HST R 4:1	452 159	227,70

Prophy-Angles finden Sie auf S. 47

Standard Hand- oder Winkelstücke

- Für alle Standard-Mikromotoren mit planem Aufnahmeschaft
- Autoklavierbar

Artikelbeschreibung	REF	€
WST (30 BL) 30.000 U/min	452 150	153,55
HST (30 A) 40.000 U/min	452 158	201,20

Abtropfhalter aus Kunststoff

- Zum Auffangen von überschüssigem Öl
- Platz für 8 Hand- und Winkelstücke
- Maße: Höhe ca. 12,3 cm, ø 12,1 cm
- Autoklavierbar



Artikelbeschreibung	REF	€
Orbatec Holder inkl. 5 Abtropf-Pads	452 160	34,95
Abtropf-Pads 20er Nachfüllpackung	452 161	11,95

Orbatec® Prophy



Knopffixierung



Schraubfixierung



HST R

Orbatec®



WST



HST

Orbatec® Holder



Hager Outbacks



Hot Pink



Silver 25 g



Red



Purple



Black Sunglass mit getönter Scheibe



Gold 25 g



Pink



Blue



Green 25 g



Hot Pink



Black

Schutz und Eleganz am Arbeitsplatz

- Moderne Poliertechniken vermindern Verzerrungen und oftmals damit verbundene Farbsäume
- Beschlagreduzierung durch clevere Ventilationskonstruktion der Gläser
- Leichtgewicht-Rahmen (25 g) verhindern Druck auf Kopf und Ohren
- Nasensteg aus Silikon verhindert Rutschen
- Brillenbügel mit Silikon-Einsatz
- Brillenband inklusive (Farbe schwarz)



Fassung	Scheibe	REF	€
Gold	farblos	304 700	29,95
Red	farblos	304 701	29,95
Black	farblos	304 702	29,95
Hot Pink	farblos	304 703	29,95
Pink	farblos	304 704	29,95
Purple	farblos	304 705	29,95
Blue	farblos	304 706	29,95
Green	farblos	304 707	29,95
Silver	farblos	304 710	29,95
Black Sunglass*	getönt	304 709	29,95
Brillenband schwarz, einzeln		304 711	3,95

*Keine Schutzbrille



Schutzbrille mit großem Sichtfeld und perfektem Rundumschutz

- Duosphärische Schutzscheibe bietet optimale Augenabdeckung
- „climazone-Technologie“ im Bügel für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hoher Tragekomfort durch Anti-Rutsch-Komponenten
- Extra für schmale Gesichter: uvex Pheos small
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

Fassung	Scheibe	REF	€
hellgrau/grau	farblos	355 607	19,40
schwarz/grün	farblos	355 608	19,40
schwarz/orange	grau	355 609	20,40
small: weiß/grün	farblos	355 610	18,90
small: anthrazit/grau	farblos	355 611	18,90

Formschöne und komfortable Schutzbrille

- Uneingeschränkte Seitensicht
- Besonders geeignet für schlanke Kopfform
- Bügellänge und -winkel individuell einstellbar
- Exzellente Chemikalienbeständigkeit



61 g

Fassung	Scheibe	REF	€
blau/schwarz	farblos	355 562	16,10
rot/schwarz	farblos	355 564	16,10
Ersatzscheibe	farblos	355 568	9,00

Wegweisendes Design und höchste Sicherheit

- Uneingeschränkte Seitensicht
- Bügellänge und Winkel individuell einstellbar
- Druckfreier Sitz



63 g

Fassung	Scheibe	REF	€
weiß	farblos	355 518	15,20
gelb/schwarz	farblos	355 519	15,20
Ersatzscheibe	farblos	355 521	6,40

uvex
PROTECTING PEOPLE

uvex Pheos

Demnächst: iSpec Pure Fit



30 g




uvex Astro Lite

Demnächst: iSpec Classic Fit



uvex Astrospec

Demnächst: iSpec Safety Fit



uvex Astrospec 2.0

Demnächst: iSpec Safety Fit II



43 g



Optimale Augenraumabdeckung durch Panoramascheibe

- Variable Bügelinklination (3 Rasterstufen)
- Komfortable Bügel durch 2K-Technologie
- Optimale Belüftung durch Labyrinthdichtung
- Flatfold: flach und platzsparend; passt in jede Tasche
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

Artikelbeschreibung	Scheibe	REF	€
uvex Astrospec 2.0 blau	farblos	355 624	16,90
uvex Astrospec 2.0 lime	farblos	355 625	16,90

uvex super fit CR

Demnächst: iSpec Steril Fit



21 g

39 g

Autoklavierbare Schutzbrille

- Einzige autoklavierbare Brille mit Antifog-Beschichtung
- Hoher Tragekomfort durch flexible Weichkomponente
- Bis zu 10 Mal im Autoklaven sterilisierbar bei 121 °C
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- OTG ist auch für Brillenträger geeignet

Artikelbeschreibung	Scheibe	REF	€
uvex super fit CR	farblos	355 510	29,90
uvex super f OTG CR	farblos	355 511	29,90


uvex I-VO

Demnächst: iSpec Comfort Fit



Modische Schutzbrille auf Mehrkomponentenbasis

- Hoher Tragekomfort durch Hart-/ Weichkomponenten
- Bügellänge individuell einstellbar
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Chemikalienbeständigkeit bei brauner Scheibe



58 g

Artikelbeschreibung	Scheibe	REF	€
uvex I-VO "S" blau/orange	braun*	355 590	24,20
uvex I-VO blau/grau	farblos	355 589	24,20
Ersatzscheiben in braun* oder farblos auf Anfrage			

* Diese Scheiben sind nicht antibeschlagbeschichtet

uvex Super-Fit UV

Demnächst: iSpec Slim Fit UV



Polymerisations-Schutzbrille

- Sicherer UV-Schutz im Wellenlängenbereich 350 – 523 nm
- Für alle Lichtpolymerisationsgeräte
- Getestet durch NIOM (Nordic Institute of Dental Materials)
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Gewicht: 21 g

Artikelbeschreibung	Scheibe	REF	€
uvex Super-Fit UV	orange	304 427	42,65



Sportlicher, dynamischer Metallrahmen

- Hohe Flexibilität bei geringem Gewicht durch flachen Querschnitt des Metallrahmens
- Innovative Rahmengestaltung ohne Federscharnier, schraubenlose Halterung der Scheibe
- Flexibler Nasensteg, individuell einstellbar
- Perfekter Sitz auch bei unterschiedlichen Kopfgrößen

Artikelbeschreibung	REF	€
uvex Racer	355 605	25,60

Leichte Überbrille mit neuester Scheibentechnologie

- Kein Bügelkontakt mit vorhandener Korrekturbrille
- Gute Abdeckung des Augenraumes
- Weiche, besonders flexible Bügelenden
- Für optimale, optische Abbildungseigenschaften



37 g

Artikelbeschreibung	Scheibe	REF	€
uvex Super OTG	farblos UV 2C-1,2	355 539	24,10

Gesichtsschutzschild

- Aus nicht-reflektierendem Polycarbonat
- Leichter Brillenbügel zur Kopfbefestigung (25 g)
- Ideal bei Arbeiten mit dem Prophylaxestrahlgelät
- Für Patienten mit Ansteckungsgefahr

Artikelbeschreibung	REF	€
weißer Bügel mit 5 Wechselschilden	355 535	31,45
transparenter blauer Bügel mit 5 Wechselschilden	355 546	31,45
Packung mit 5 Ersatzschilden	355 536	17,40

Gesichtsschutzschild

- Äußerst schlagfest und nach oben klappbar
- Für jede Kopfgröße – variabler Klettverschluss
- Keine Licht- oder Farbreflexe
- Für die Arbeit z.B. im Laborbereich

Artikelbeschreibung	REF	€
CC-Schild	355 508	42,95

uvex Racer

Demnächst: iSpec Dynamic Fit



62 g

uvex Super OTG

Demnächst: iSpec Fit OTG



Proto-Cam®



CC-Schild



H&W Classic



28 g

Formschöne und komfortable Schutzbrille

- Weiche Softbügel, durch integrierte Auszugssicherung individuell einstellbar
- Bietet umfassenden Schutz mit 180° freiem Blick
- Farblose Scheibe mit HC/AF Beschichtung (antifog + kratzfest)
- Scheibe aus 100 % schlagfestem Polycarbonat

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W Classic	355 622	11,95

H&W Panorama



24 g

Schutzbrille mit großem Sichtfeld und perfektem Rundumschutz

- Bügel mit ergonomischer Krümmung
- Nasenbrücke aus weichem und rutschfestem Gummi
- Farblose Scheibe mit HC/AF Beschichtung (antifog + kratzfest)

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W Panorama	355 620	11,50

H&W Featherlight



22 g

Extrem leichte Schutzbrille

- Weiche Softbügel, durch integrierte Auszugssicherung individuell einstellbar
- Einstellbarer weicher Nasensteg schützt gegen Verrutschen
- Komfortabler Rundum-Schutz
- Farblose Scheibe mit HC/AF Beschichtung (antifog + kratzfest)
- Scheibe aus Polycarbonat

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W Featherlight	355 621	11,50

laservision

Laserschutzbrillen in modernem Design

- 1) Lambda One: Schutzstufe LB4, für Laser 800 – 1064 nm*, 27 g
- 2) laservision Grün: Überbrille mit gleichen Eigenschaften, 51 g
- 3) laservision Blau: Überbrille für Dioden-Softlaser 657 – 660 nm*, 51 g
- 4) Patientenbrille: Breitbandschutz durch speziellen Metalleinsatz

Artikelbeschreibung	REF	€
1 laservision Lambda One	355 630	185,00
2 laservision Grün	355 631	195,00
3 laservision Blau	355 632	179,00
4 laservision Laser-Patientenbrille	355 633	135,00

*Alle unsere Brillen sind mit unserem LaserHF kompatibel. Falls Sie einen anderen Laser benutzen, so berechnen Sie bitte eine ausreichende Lasersicherheit für die für Ihren Laser erforderlichen Schutzstufen und vergleichen Sie diese, bevor Sie die Brille verwenden.



Brille mit Anti-Rutsch Nasenbügel

- Mit längenverstellbaren Seitenbügeln
- Einstellbarer weicher Nasensteg schützt gegen Verrutschen
- Komfortabler Rundum-Schutz

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W Sports Pro	355 619	4,95

Überbrille mit großem Sichtfeld

- Kein Bügelkontakt mit vorhandener Korrekturbrille
- Gute Abdeckung des Augenraumes

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W OTG II	355 618	4,95

Mit längenverstellbaren Seitenbügeln

- Mit längenverstellbaren Seitenbügeln
- Uneingeschränkte Seitensicht

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W Logic	355 616	4,95

Für schmale Gesichtsform

- Bügel mit ergonomischer Neigung

Artikelbeschreibung	REF	€
H&W Panorama II	355 617	4,95

Sprühdesinfektion

- Speziell zur Desinfektion von (uvex) Schutzbrillen
- Keine Beeinträchtigung der Anti-Beschlagbeschichtung
- Generell für alle Flächen im medizinischen Bereich anwendbar
- Bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (HBV- und HIV-wirksam)

Artikelbeschreibung	Inhalt	REF	€
Astro Clean	250 ml	554 301	4,10

H&W Sports Pro



30 g

H&W OTG II



38 g

H&W Logic



32 g

H&W Panorama II



25 g

Astro Clean®



Erfolgreiche Periimplantitis-Prophylaxe

Autor: Prof. Dr. Dr. C. U. Fritzemeier, Düsseldorf



**Prof. Dr. Dr.
Claus Udo Fritzemeier**

- Jahrgang 1940
- Studium Berlin/Zürich/Hamburg
- Zahnärztliche Approbation 1968
- Promotionen zum Dr. med. und Dr. med. dent. 1972/1974
- Ärztliche Approbation 1974
- Anerkennung zum Arzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 1978
- Ernennung zum Universitätsprofessor für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Universität Düsseldorf, Deutschland 1984
- Emeritierung und Aufnahme der Tätigkeit in einer großen Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 2006
- Betätigung als Referent und Berater seit 2010

Vorbemerkung

Bei über zweihundert Implantatsystemen, die auf dem Markt konkurrieren, einem umfangreichen Fortbildungsangebot und weitgehend ausgereiften Operationstechniken, scheint die Implantologie ein sinnvoller Ersatz mit hohen Erfolgsraten für verloren gegangene Zähne zu sein. Nachdem in der Vergangenheit noch über Implantatindikationen, die Implantationstechniken und das Implantatdesign diskutiert wurde, so zeichnet

sich jetzt, den Veröffentlichungen in der dentalen Fachliteratur zufolge, die Periimplantitis (Abb. 1) als das beherrschende Thema ab.

Für die Langzeiterfolge gilt es nun nach Möglichkeiten zu suchen, die Periimplantitis effektiv zu behandeln oder sogar zu verhindern, um ein dauerhaftes Verbleiben der Implantate zu ermöglichen. Hier setzen die Überlegungen zur Versiegelung der Spalten und Hohlräume bei zusammengesetzten Implantaten an.

Einleitung

Wie von ALBREKTSSON et al. beschrieben beginnt die Erkrankung der periimplantären Gewebe mit einer Mukositis, die später in einen progressiven, periimplantären Knochenverlust übergeht. Die Gründe für ein derartiges Krankheitsbild sind komplex und von verschiedenen Vermutungen begleitet, wobei schlechte Mundhygiene, der Mangel an fixierter Gingiva und/oder Überlastung der Implantate die Ursachen sein sollen. Allerdings werden diese auslösenden Faktoren von bekannten Implantologen infrage gestellt. Eine fehlende oder verminderte Breite der fixierten Gingiva muss nicht zwingend mit einer Gingivitis oder Periimplantitis zusammenhängen und eine funktionelle Überlastung kann auch nicht allein für den fortschreitenden Knochenverlust verantwortlich gemacht werden.

Diese Tatsache legt nahe, dass weitere pathologische Einflüsse vorhanden sein müssen, die die Krankheit der Periimplantitis auslösen und unterhalten. Für die Behandlung der Periimplantitis werden verbesserte hygienische Maßnahmen, antibiotische und desinfizierende Einlagen in die periimplantären Taschen, Ultraschallkürettage und Laserbehandlungen der entzündeten Gewebe angeraten. Allerdings sollte das Hauptaugenmerk eher auf eine effektive Prävention als auf die Therapie gerichtet sein.




Abb. 1: Stark fortgeschrittene Periimplantitis in der Oberkieferfront




Abb. 2: Konstruktionszeichnung eines zusammengesetzten enossalen Implantates, die Hohlräume im Implantat und der Suprastruktur sind rot markiert



Zum Lesen des gesamten Berichts scannen Sie bitte nebestehenden QR-Code.

Bericht



Tel + 49 (203) 99 26 90

Fax + 49 (203) 29 92 83

Praxis: _____**Ansprechpartner:** _____**Telefon:** _____ **Fax:** _____**E-Mail:** _____ **URL: www.** _____**Straße:** _____ **PLZ / Ort:** _____**Name des Dentaldepots:** _____**in** (wichtig für die Lieferung): _____

Anzahl	REF	Bezeichnung

Anzahl	REF	Bezeichnung

Bitte rufen Sie mich zu folgenden Produkten an: _____

Hager & Werken GmbH & Co. KG
 Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Germany
 Telefon +49 (203) 99269-0
 Fax +49 (203) 299283
 E-Mail info@hagerwerken.de
 Internet www.hagerwerken.de





Ihr Partner für dentale Spezialitäten, Ideen und Service.



Häger & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany
Telefon +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de

Unsere AGB finden Sie unter www.hagerwerken.de



Aktueller
Promoflyer



H & W
Messestand 360°



Follow us