




# Bambach® Sattelsitz

Unsere Vielfalt für Ihre Gesundheit



## Rückenschmerzen: Das Zahnarztleiden!

Rückenschmerzen: Mehr als 80% der Bevölkerung leiden gelegentlich daran, mehr als ein Drittel chronisch. Sie sind die Ursache für über 20% aller Arbeitsausfälle – kein Wunder, dass die Krankenkassen von einer „Epidemie“ sprechen. Sie schätzen ihre Kosten durch Rückenbeschwerden auf 5 – 6 Milliarden Euro. Besonders betroffen ist, wer beruflich einseitigen Belastungen ausgesetzt ist, vor allem in sitzender Position – extrem ausgeprägt bei Beschäftigung in der Zahnarztpraxis.

## Die Idee zum Bambach® Sattelsitz

Der Bambach Sattelsitz verdankt dem Reitsport die Entwicklung eines gesunden Arbeitssitzes. Die Sitzhaltung auf dem Bambach Sattelsitz in Kombination mit der Bewegung und dem Balancehalten ahmt die gesunde Reiterposition nach und entlastet den gesamten Rücken.

Der Bambach Sattelsitz wurde in Australien von der Ergotherapeutin Mary Gale entwickelt.

Sie untersuchte die Sitzhaltung auf dem Pferd ausgehend von den Phänomenen,

- dass Rollstuhlfahrer ohne Hilfe im Sattel auf einem Pferd sitzen konnten.
- dass Reiter mit Rückenleiden auf dem Pferd sitzend schmerzfrei waren.

Mary Gales jahrelange Arbeit bewies, dass der Bambach Sattelsitz eine natürliche, rückenfreundliche Körperhaltung ermöglicht. Bei dieser Sitzhaltung wird das Becken leicht nach vorne gekippt, die Hüftgelenke sind 45° gebeugt in Ruhestellung. Die natürliche Form der Lendenwirbelsäule wird gewahrt, der Druck auf die Bandscheiben vermindert. Eine perfekt ausbalancierte, bequeme Haltung ist das Ergebnis. Sie nimmt die Rückenmuskulatur in Anspruch, ohne sie zu überfordern. Rücken, Nacken und Schultern bleiben entspannt, die Blutzirkulation in den Beinen verbessert sich. Kurz gesagt, der Bambach Sattelsitz bietet dem Nutzer die bestmögliche Balance und Mobilität in dauerhaft aufrechter Haltung.



Mary Gale  
australische Ergotherapeutin  
und passionierte Reiterin

# Der Bambach® Sattelsitz

schafft Entspannung für Ihren Rücken!

Heute sitzt der Mensch über 70% des Tages – im Laufe des Lebens über 100.000 Stunden! Die höchste Belastung stellt Sitzen mit häufig gebeugtem Rücken und extremen Verdrehungen dar – z. B. in der Zahnarztpraxis.

Untersuchungen haben ergeben, dass vorgebeugtes Sitzen denselben Bandscheibendruck verursacht wie das Heben schwerer Gewichte. Setzen wir die Belastung auf die Bandscheiben im Stehen mit 100% an, so vermindert sich der Druck im Liegen auf 20%, erhöht sich aber auf 120 – 140% in „normaler“ und auf über 200% in der nach vorne gekrümmten Sitzhaltung.

Der Wirbelsäulendruck auf dem Bambach Sattelsitz dagegen entspricht dem in stehender Haltung. Der Rücken wird so nachhaltig entlastet und das Ergebnis spürt man!



Optimale ergonomische Haltung  
auf dem Bambach® Sattelsitz



Video



# Bambach® Spezialsitze



**Bambach® Sattelsitz Cutaway**  
Ergotherapeutischer Spezialsitz

- Speziell mit schmaler V-Wölbung
- Komfortabel für Personen mit schmalen Beckenstand

	Farbe	REF
Bambach Cutaway	Premium Leder Black	B204051
Bambach Cutaway	Med. Kunstleder Black	B203001

Bitte gewünschte Farbe angeben – Farbmuster auf Anfrage.



**Bambach® Sattelsitz Large**  
Ergotherapeutischer Spezialsitz

- Größte Sattelform
- Besonders beliebt bei Personen mit kräftigem Beckenstand

	Farbe	REF
Bambach Large	Premium Leder Black	B207051
Bambach Large	Med. Kunstleder Black	B207001

Bitte gewünschte Farbe angeben – Farbmuster auf Anfrage.



**Bambach® OP**  
Operations-Spezialsitz

vollständig  
desinfizierbar

- Mit Fußhöhenverstellung
- Entspricht den hygienischen Anforderungen von Operationssälen
- Regulierung der Sitzhöhe ohne Hände
- Neigungswinkel der Sitzfläche verstellbar
- Sitzfläche aus Polyethylen (Spritzgussverfahren)

	Farbe	REF
Bambach OP	Black	460 100



Bitte pflegen Sie das Leder  
1 – 2 x wöchentlich!

**Bambach® Lederpflegeöl**  
Intensive Pflege und Schutz für Lederflächen

- Hält Lederflächen langfristig weich und geschmeidig
- Vermeidet schnelles Abnutzen und mögliche Risse

	Inhalt	REF
Bambach Lederpflegeöl	50 ml	554 304

# Bambach® Zubehör

## Armlehne


Speziell zur Entlastung bei längeren Behandlungen

- Perfekt für Endodontie und Zahnchirurgie
- Löst Verspannungen in der Schultermuskulatur
- Schwenkbare Armlehne erhältlich

	REF (Rechts)	REF (Links)
Armlehne Lang, Premium Leder Black (55 cm)	BARM-1051	BARM-3051
Armlehne Kurz, Premium Leder Black (30 cm)	BARM-2051	BARM-4051
Armlehne Smart, Lang, Black	BARM-1901	BARM-3901



Armlehne Kurz



Armlehne Smart



## Fußring

Fußablage für Bambach Sattelsitz

- Geeignet für hohe Arbeitsplätze

	REF
Fußring, Chrome	BBAS-1020



## Fußhöhenverstellung

Hygienische Höhenregulierung am Fußkreuz

- Ideal bei Operationen oder längeren Behandlungen

	REF
Fußhöhenverstellung Small	BSTE-2013
Fußhöhenverstellung Medium	BSTE-2014
Fußhöhenverstellung Large	BSTE-2015



## Rückenlehne Smart

Gewährleistet optimale Stützung des Rückens

- Höhenverstellbar
- Leicht zu reinigendes (abzuwischendes) Vinyl

	REF
Rückenlehne Smart, Vinyl, Black	BBKR-1001



## Gasdruckfeder

	REF
Gasdruckfeder S < 1,60 m	BSTE-2006
Gasdruckfeder M < 1,90 m	BSTE-2007
Gasdruckfeder L > 1,90 m	BSTE-2008



## Fußkreuz

	REF
Fußkreuz Small Ø 46 cm	BBAS-1013
Fußkreuz Medium Ø 54 cm	BBAS-1014



## Laufrollen

	REF
Laufrolle weich (für harte Böden)	BCAS-1105
Laufrolle hart (für weiche Böden)	BCAS-1101
Laufrolle mit Bremse ohne Last	BCAS-1102
Laufrolle mit Bremse unter Last	BCAS-1103
XL Rollen	BCAS-1107

# Bambach® Farbauswahl

## Premium Echtleder



White Vellum  
#059



Cream  
#058



Grey  
#053



Lime Green  
#062



Beach Yellow  
#064



Orange  
#063



Poppy  
#057



Hotpink  
#066



Türkis  
#067



Green  
#061



Dark Green  
#060



Aubergine  
#065



Tan  
#056



Merlin Blue  
#055



Atlantic Blue  
#054



Heron  
#052




Black  
#051

## Medizinisches Kunstleder (weich, abriebsbeständig)



White  
#012



Almond  
#011



Silver Pearl  
#008



Pink  
#014



Sunshine  
#009



Coral  
#010



Stone  
#006



Grey  
#003



Baltic  
#002



Aubergine  
#013



Blue Heron  
#004



Orchard  
#007



Black  
#001

(Auch mit eigenem Bezug lieferbar)







## Referenzen:

*„Die natürliche Sitzposition gefällt! Man sitzt viel aufrechter. Wir haben festgestellt, dass sich unsere Rückenprobleme wesentlich verbessert haben und damit verbundene Schmerzen. Wir würden nie mehr darauf verzichten wollen.“*

(Dr. med. Helga Heß, Hinternah)

*„Wir haben nach und nach in sechs Behandlungszimmern die Stühle durch Bambach Sattelsitze ausgetauscht. Der Bambachstuhl ist gut verarbeitet, benötigt wenig Platz und ermöglicht eine angenehme, entspannte Sitzposition.“*

(Dres. Ulrike und Paul Diemer, Ellwangen)

*„Die hohe Behandlungsflexibilität spricht für diesen Sattelsitz. Er ermöglicht einen schnellen Positionswechsel und eine entspannte Sitzposition, hygienisch ohne Handkontakt.“*

(ZA Cora Ludewig, Northeim)

*„Der Bambach Sattelsitz tut meiner Sitzhaltung besonders gut. Ich kenne seitdem keine Rückenschmerzen mehr. Inzwischen wurden alle Behandlungszimmer damit ausgestattet und unsere Angestellten sind begeistert.“*

(ZA Renate Thieme, Schwülper)



✓ Physiotherapie



✓ Tierarztpraxis



✓ Home-Office



✓ Industrie



✓ Krankenhaus



✓ Tattoostudio

# Bambach® Sattelsitz

Meine Wunsch-Konfiguration:



## 1. Sitzform

- Standard     Cutaway     OP  
 Small         Large

## 2. Nennen Sie uns Ihre Körpergröße, damit wir die passende Gasdruckfeder liefern können

- Small: < 1,60 m  
 Medium: < 1,90 m  
 Long: > 1,90 m

## 3. Wählen Sie die für Ihr Umfeld richtigen Rollen

- Laufrolle weich (für harte Böden)  
 Laufrolle hart (für weiche Böden)  
 Laufrolle mit Bremse ohne Last  
 Laufrolle mit Bremse unter Last

## 4. Wählen Sie Ihre Wunschausführung und -farbe

- Premium Echtleder  
 Medizinisches Kunstleder

Farbe: \_\_\_\_\_

## 5. Optionale Extras

### Rückenlehne

- Small         Large     Smart

### Armlehne

- Rechts         Links  
 Kurz             Lang         Smart (Lang)

### Fußring

### Fußhöhenverstellung

## Angebotsanfrage

Fax: +49 (203) 299283



Hager & Werken GmbH & Co. KG  
 Ackerstraße 1, 47269 Duisburg,  
 Germany  
 Tel.: +49 (203) 99269-0  
 Fax: +49 (203) 299283  
 E-Mail: info@hagerwerken.de  
 Website: www.hagerwerken.de

Praxisstempel



Hong Kong, China  
 Tel.: +852-2622 2795  
 Fax: +852-2622 2503  
 E-Mail: info@hagerasia.com.hk



Hickory, USA  
 Tel.: +001 (828) 624-3300  
 Fax: +001 (828) 624-3303  
 E-Mail: contact@hagerworldwide.com



Moscow, Russia  
 Tel. / Fax: +7 495 255 0902  
 E-Mail: o.seifert@hagerwerken.de



Wroclaw, Poland  
 Tel.: +48-71-368 71 66  
 Fax: +48-71-368 10 21  
 E-Mail: biuro@hager.com.pl